



Medline Industries LP
Three Lakes Drive
Northfield, IL 60093

1.847.949.5500
1.800.MEDLINE (633.5463)



FICHA TECNICA

Optifoam Gentle EX

Producto	OPTIFOAM GENTLE EX	
Marca	MEDLINE	
Registro Sanitario	INVIMA 2020DM-0022315	
vigencia registro	11 de Mayo de 2030	
Fabricante	MEDLINE	
Pais de Origen	Estados Unidos	
Riesgo	IIB	
Presentaciones	MSCEX99EP (sacrum)22.5cm x 22.5cm – 25/CS MSCEX99EPH (sacrum)22.5cm x 22.5cm – 1/EA MSCEX99EPZ (sacrum)22.5cm x 22.5cm – 5/BX MSCEX33EP7.5cm x 7.5cm – 100/CS MSCEX33EPH7.5cm x 7.5cm – 1 /EA MSCEX33EPZ7.5cm x 7.5cm – 10/BX MSCEX44EP10cm x 10cm – 100/CS MSCEX44EPH10cm x 10cm – 1/EA MSCEX44EPZ10cm x 10cm – 10/BX MSCEX55EP12.5cm x 12.5cm – 100/CS MSCEX55EPH12.5cm x 12.5cm – 1/EA MSCEX55EPZ12.5cm x 12.5cm - 10/BX MSCEX66EP15cm x 15cm – 100/CS MSCEX66EPH15cm x 15cm – 1/EA MSCEX66EPZ15cm x 15cm – 10/BX MSCEX77EP (sacrum)17.5cm x 17.5cm – 40/CS MSCEX77EPH (sacrum)17.5cm x 17.5cm – 1/EA MSCEX77EPZ (sacrum)17.5cm x 17.5cm – 5/BX	
Usos	Heridas con exudado de bajo a moderado. Quemaduras de primer y segundo grado. Ulceras de pie diabético. Lesiones por presión.	
Método esterilización	Estéril / Rayos Gamma / Un solo uso por paciente	
Vida Útil	3 años	
Componentes	Apósito de poliuretano absorbente con adhesivo de silicona con una superficie impermeable que aísla la herida de agentes externos.	
Material componentes	Espuma absorbente de poliuretano con adhesivo de silicona	
Descripción	Apósito de espuma de poliuretano con adhesivo de silicona Optifoam® Gentle EX es flexible permitiendo diferentes usos tanto para prevención de LPP como de manejo de heridas.	



Medline Industries LP
Three Lakes Drive
Northfield, IL 60093

1.847.949.5500
1.800.MEDLINE (633.5463)



Características	Apósito de espuma de poliuretano absorbente Adhesivo de silicona La tasa de transmisión de vapor húmedo (MVTR) se ajusta al nivel de fluido para aumentar la transpirabilidad
Instrucciones de Uso	1. Saque el apósito del empaque. 2. Coloque el apósito sobre la herida, con el adhesivo en dirección a la herida. 3. Fije bien los bordes del apósito para asegurar el adhesivo. 
Frecuencia de cambio	Los apósitos pueden dejarse colocados hasta 7 días o se pueden cambiar con más frecuencia dependiendo de la cantidad de exudado.
Contraindicaciones y Advertencias	Quemaduras de tercer grado
Condiciones de almacenaje	Almacenar a temperatura ambiente Evitar los rayos solares directos Evitar la humedad