



Medline Industries LP
Three Lakes Drive
Northfield, IL 60093

1.847.949.5500
1.800.MEDLINE (633.5463)



FICHA TECNICA

Maxorb II Ag

Producto	MAXORB II Ag+																																										
Marca	MEDLINE																																										
Registro Sanitario	INVIMA 2017DM-0017434																																										
vigencia registro	27 de Diciembre de 2027																																										
Fabricante	MEDLINE																																										
Pais de Origen	Estados Unidos																																										
Riesgo	III																																										
Presentaciones	<table><tr><td>MSC9912EP</td><td>2.5cm x 30.5cm – 20/CS</td></tr><tr><td>MSC9912EPH</td><td>2.5cm x 30.5cm – 1/EA</td></tr><tr><td>MSC9912EPZ</td><td>2.5cm x 30.5cm – 5/BX</td></tr><tr><td>MSC9918EP</td><td>2.5cm x 40.5cm – 50/CS</td></tr><tr><td>MSC9918EPH</td><td>2.5cm x 40.5cm – 1/EA</td></tr><tr><td>MSC9918EPZ</td><td>2.5cm x 40.5cm - 5/BX</td></tr><tr><td>MSC9922EP</td><td>5cm x 5cm – 100/CS</td></tr><tr><td>MSC9922EPH</td><td>5cm x 5cm – 1/EA</td></tr><tr><td>MSC9922EPZ</td><td>5cm x 5cm – 10/BX</td></tr><tr><td>MSC9945EP</td><td>10cm x 12cm – 50/CS</td></tr><tr><td>MSC9945EPH</td><td>10cm x 12cm – 1/EA</td></tr><tr><td>MSC9945EPZ</td><td>10cm x 12cm – 10/BX</td></tr><tr><td>MSC9948EP</td><td>10cm x 20cm – 50/CS</td></tr><tr><td>MSC9948EPH</td><td>10cm x 20cm – 1/CS</td></tr><tr><td>MSC9948EPZ</td><td>10cm x 20cm – 5/BX</td></tr><tr><td>MSC9966EP</td><td>15cm x 15cm – 50/CS</td></tr><tr><td>MSC9966EPH</td><td>15cm x 15cm – 1/EA</td></tr><tr><td>MSC9966EPZ</td><td>15cm x 15cm – 5/BX</td></tr><tr><td>MSC99812EP</td><td>20cm x 30.5cm – 50/CS</td></tr><tr><td>MSC99812EPH</td><td>20cm x 30.5cm – 1/EA</td></tr><tr><td>MSC99812EPZ</td><td>20cm x 30.5cm – 5/BX</td></tr></table>	MSC9912EP	2.5cm x 30.5cm – 20/CS	MSC9912EPH	2.5cm x 30.5cm – 1/EA	MSC9912EPZ	2.5cm x 30.5cm – 5/BX	MSC9918EP	2.5cm x 40.5cm – 50/CS	MSC9918EPH	2.5cm x 40.5cm – 1/EA	MSC9918EPZ	2.5cm x 40.5cm - 5/BX	MSC9922EP	5cm x 5cm – 100/CS	MSC9922EPH	5cm x 5cm – 1/EA	MSC9922EPZ	5cm x 5cm – 10/BX	MSC9945EP	10cm x 12cm – 50/CS	MSC9945EPH	10cm x 12cm – 1/EA	MSC9945EPZ	10cm x 12cm – 10/BX	MSC9948EP	10cm x 20cm – 50/CS	MSC9948EPH	10cm x 20cm – 1/CS	MSC9948EPZ	10cm x 20cm – 5/BX	MSC9966EP	15cm x 15cm – 50/CS	MSC9966EPH	15cm x 15cm – 1/EA	MSC9966EPZ	15cm x 15cm – 5/BX	MSC99812EP	20cm x 30.5cm – 50/CS	MSC99812EPH	20cm x 30.5cm – 1/EA	MSC99812EPZ	20cm x 30.5cm – 5/BX
MSC9912EP	2.5cm x 30.5cm – 20/CS																																										
MSC9912EPH	2.5cm x 30.5cm – 1/EA																																										
MSC9912EPZ	2.5cm x 30.5cm – 5/BX																																										
MSC9918EP	2.5cm x 40.5cm – 50/CS																																										
MSC9918EPH	2.5cm x 40.5cm – 1/EA																																										
MSC9918EPZ	2.5cm x 40.5cm - 5/BX																																										
MSC9922EP	5cm x 5cm – 100/CS																																										
MSC9922EPH	5cm x 5cm – 1/EA																																										
MSC9922EPZ	5cm x 5cm – 10/BX																																										
MSC9945EP	10cm x 12cm – 50/CS																																										
MSC9945EPH	10cm x 12cm – 1/EA																																										
MSC9945EPZ	10cm x 12cm – 10/BX																																										
MSC9948EP	10cm x 20cm – 50/CS																																										
MSC9948EPH	10cm x 20cm – 1/CS																																										
MSC9948EPZ	10cm x 20cm – 5/BX																																										
MSC9966EP	15cm x 15cm – 50/CS																																										
MSC9966EPH	15cm x 15cm – 1/EA																																										
MSC9966EPZ	15cm x 15cm – 5/BX																																										
MSC99812EP	20cm x 30.5cm – 50/CS																																										
MSC99812EPH	20cm x 30.5cm – 1/EA																																										
MSC99812EPZ	20cm x 30.5cm – 5/BX																																										
Usos	• Ulceras venosas • Quemaduras de primer y segundo grado • Heridas con exudado de medio a abundante • Ulceras de pie diabético • Sitios donantes																																										
Metodo esterilización	Esteril / Rayos Gamma / Un solo uso por paciente																																										
Vida Útil	3 años																																										



Medline Industries LP
Three Lakes Drive
Northfield, IL 60093

1.847.949.5500
1.800.MEDLINE (633.5463)



Componentes	Maxorb II Ag, es un apósito compuesto por una almohadilla de alginato de calcio no tejida altamente absorbente y plata iónica. La presentación de cinta si viene reforzada.
Material componentes	Alginato de calcio y plata iónica
Descripción	Apósito de alginato de calcio con plata iónica con acción antimicrobiana sostenida, para heridas con exudado medio a alto.
Características	El Maxorb II Ag es un apósito compuesto de alginato de calcio y plata iónica. Libera iones de plata de manera sostenida hasta por 21 días, para utilizarse en heridas infectadas con exudado de moderado a abundante. La absorción del exudado se da de forma vertical y no lateral, evitando la maceración de la herida y de la piel perilesional. Al tener acción antimicrobiana, reduce el olor de la herida.
Instrucciones de uso	• Retire el apósito del empaque, se puede recortar si es necesario. • Coloque sobre la herida sin presionar. • Cubra con un apósito secundario adecuado, puede ser un Optifoam. 
Frecuencia de cambio	Los apósitos pueden dejarse colocados hasta 7 días La frecuencia de cambio del apósito dependerá de la cantidad del exudado.
Contraindicaciones y advertencias	Quemaduras de tercer grado Personas con sensibilidad conocida a la plata o al alginato de calcio
Condiciones de almacenamiento	Almacenar a temperatura ambiente Evitar los rayos directos del sol y la humedad