



Medline Industries LP
Three Lakes Drive
Northfield, IL 60093

1.847.949.5500
1.800.MEDLINE (633.5463)



FICHA TECNICA

Optifoam Adhesivo

Producto	OPTIFOAM ADHESIVO																																				
Marca	MEDLINE																																				
Registro Sanitario	INVIMA 2020DM-0022315																																				
vigencia registro	11 de Mayo de 2030																																				
Fabricante	MEDLINE																																				
Pais de Origen	Estados Unidos																																				
Riesgo	IIB																																				
Presentaciones	<table><tr><td>MSC1044</td><td>10cm x 10cm – 100/CS</td></tr><tr><td>MSC1044EP</td><td>10cm x 10cm – 100/CS</td></tr><tr><td>MSC1044EPH</td><td>10cm x 10cm – 1/EA</td></tr><tr><td>MSC1044EPZ</td><td>10cm x 10cm – 10/BX</td></tr><tr><td>MSC1044H</td><td>10cm x 10cm – 1/EA</td></tr><tr><td>MSC1044Z</td><td>10cm x 10cm – 10/BX</td></tr><tr><td>MSC1066</td><td>15cm x 15cm – 100/CS</td></tr><tr><td>MSC1066EP</td><td>15cm x 15cm – 100/CS</td></tr><tr><td>MSC1066EPH</td><td>15cm x 15cm – 1/EA</td></tr><tr><td>MSC1066EPZ</td><td>15cm x 15cm – 10/BX</td></tr><tr><td>MSC1066H</td><td>15cm x 15cm – 1/EA</td></tr><tr><td>MSC1066Z</td><td>15cm x 15cm – 10/BX</td></tr><tr><td>MSC1065 (Sacrum)</td><td>15.5cm x 14cm – 100/CS</td></tr><tr><td>MSC1065H (Sacrum)</td><td>15.5cm x 14cm – 1/EA</td></tr><tr><td>MSC1065Z (Sacrum)</td><td>15.5cm x 14cm – 10/BX</td></tr><tr><td>MSC1065EP (Sacrum)</td><td>15.5cm x 14cm – 100/CS</td></tr><tr><td>MSC1065EPH (Sacrum)</td><td>15.5cm x 14cm – 1/EA</td></tr><tr><td>MSC1065EPZ (Sacrum)</td><td>15.5cm x 14cm – 10/BX</td></tr></table>	MSC1044	10cm x 10cm – 100/CS	MSC1044EP	10cm x 10cm – 100/CS	MSC1044EPH	10cm x 10cm – 1/EA	MSC1044EPZ	10cm x 10cm – 10/BX	MSC1044H	10cm x 10cm – 1/EA	MSC1044Z	10cm x 10cm – 10/BX	MSC1066	15cm x 15cm – 100/CS	MSC1066EP	15cm x 15cm – 100/CS	MSC1066EPH	15cm x 15cm – 1/EA	MSC1066EPZ	15cm x 15cm – 10/BX	MSC1066H	15cm x 15cm – 1/EA	MSC1066Z	15cm x 15cm – 10/BX	MSC1065 (Sacrum)	15.5cm x 14cm – 100/CS	MSC1065H (Sacrum)	15.5cm x 14cm – 1/EA	MSC1065Z (Sacrum)	15.5cm x 14cm – 10/BX	MSC1065EP (Sacrum)	15.5cm x 14cm – 100/CS	MSC1065EPH (Sacrum)	15.5cm x 14cm – 1/EA	MSC1065EPZ (Sacrum)	15.5cm x 14cm – 10/BX
MSC1044	10cm x 10cm – 100/CS																																				
MSC1044EP	10cm x 10cm – 100/CS																																				
MSC1044EPH	10cm x 10cm – 1/EA																																				
MSC1044EPZ	10cm x 10cm – 10/BX																																				
MSC1044H	10cm x 10cm – 1/EA																																				
MSC1044Z	10cm x 10cm – 10/BX																																				
MSC1066	15cm x 15cm – 100/CS																																				
MSC1066EP	15cm x 15cm – 100/CS																																				
MSC1066EPH	15cm x 15cm – 1/EA																																				
MSC1066EPZ	15cm x 15cm – 10/BX																																				
MSC1066H	15cm x 15cm – 1/EA																																				
MSC1066Z	15cm x 15cm – 10/BX																																				
MSC1065 (Sacrum)	15.5cm x 14cm – 100/CS																																				
MSC1065H (Sacrum)	15.5cm x 14cm – 1/EA																																				
MSC1065Z (Sacrum)	15.5cm x 14cm – 10/BX																																				
MSC1065EP (Sacrum)	15.5cm x 14cm – 100/CS																																				
MSC1065EPH (Sacrum)	15.5cm x 14cm – 1/EA																																				
MSC1065EPZ (Sacrum)	15.5cm x 14cm – 10/BX																																				
Usos	• Heridas con exudado de bajo a moderado. • Quemaduras de primer y segundo grado. • Ulceras de pie diabético. • Lesiones por presión.																																				
Metodo esterilización	Estéril / Rayos Gamma / Un solo uso por paciente																																				
Vida Útil	3 años																																				
Componentes	Apósito de poliuretano absorbente con adhesivo de acrilato con una superficie impermeable que aísla la herida de agentes externos.																																				
Material componentes	Espuma absorbente de poliuretano con adhesivo de acrilato																																				



Medline Industries LP
Three Lakes Drive
Northfield, IL 60093

1.847.949.5500
1.800.MEDLINE (633.5463)



Descripción	Apósito de espuma de poliuretano con adhesivo de acrilato Optifoam® Adhesive es flexible permitiendo diferentes usos tanto para prevención de LPP como de manejo de heridas.
Características	Apósito de espuma de poliuretano absorbente Adhesivo de acrilato La tasa de transmisión de vapor húmedo (MVTR) se ajusta al nivel de fluido para aumentar la transpirabilidad
Instrucciones de Uso	1. Saque el apósito del empaque. 2. Coloque el apósito sobre la herida, con el adhesivo en dirección a la herida. 3. Fije bien los bordes del apósito para asegurar el adhesivo. 
Frecuencia de cambio	Los apósitos pueden dejarse colocados hasta 7 días o se pueden cambiar con mas frecuencia dependiendo de la cantidad de exudado.
Contraindicaciones y Advertencias	Quemaduras de tercer grado
Condiciones de almacenaje	Almacenar a temperatura ambiente Evitar los rayos solares directos Evitar la humedad