


GYNECARE TVT



GYNECARE TVT

TVT FAMILY

Descripción:

El sistema de incontinencia GYNECARE TVT ABBREVO™, TVT – O y TVT EXACT™, son kits de procedimiento estéril para uso en una sola paciente indicados para la corrección de Incontinencia Urinaria de esfuerzo causada por la hipermovilidad uretral y/o deficiencia intrínseca del esfínter.

El sistema de incontinencia GYNECARE TVT y TVT EXACT™ está diseñado para ser utilizado como cabestrillo pubouretral, mientras el sistema TVT ABBREVO™, TVT – O esta indicado como cabestrillo suburetral para el tratamiento de mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo causada por la hipermovilidad uretral y/o deficiencia intrínseca del esfínter.

Contraindicaciones:

Este procedimiento no debe realizarse en pacientes embarazadas. Además, dado que la malla de PROLENE no se estirara de forma significativa.

Este procedimiento no debe realizarse en pacientes con potencial de crecimiento futuro, incluyendo mujeres que tengan pensado quedar embarazadas en el futuro.

Esterilidad:

El sistema de incontinencia GYNECARE TVT ABBREVO™, TVT – O y TVT EXACT™ es estéril si se conserva en el envase original no abierto. NO REESTERILIZAR. NO REUTILIZAR. No utilizar si el paquete está abierto o dañado. Desechar todos los dispositivos abiertos no utilizados.

Eliminación:

Deseche los dispositivos y envases según las normas y procedimientos utilizados en su institución para materiales y desechos biopeligrosos. Visite el sitio web <http://www.ethicon.com/recycling> para obtener más información.

Almacenaje:

Se recomienda almacenar el dispositivo GYNECARE GYNECARE TVT ABBREVO™, TVT – O y TVT EXACT™ de un solo uso a temperaturas de menos de 25 °C, alejado de la humedad y del calor directo. No usarlo después de la fecha de caducidad.

Sistema tv

Código	Descripción	Ctd/caja
810041B	TVT - SISTEMA DE SUSPENSIÓN VIA VAGINAL	1
810081	TVT - SISTEMA DE SUSPENSIÓN VIA OBTURADOR	1
TVTOML	TVT - SISTEMA DE SUSPENSIÓN ABBREVO	1
TVTRL	TVT - SISTEMA DE SUSPENSIÓN EXACT	1