

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial del Producto

SISTEMA PARA SELLADO DE
TEJIDOS ENSEAL Y ACCESORIOS

CÓDIGO

NSLX137S



CARACTERÍSTICAS

Diámetro del eje	Longitud del eje	Amplitud de corte	Longitud de Pinza	Apertura	Cantidad/caja
5 mm	37 cm	18 mm	20,4 mm	13,6 mm	3

INFORMACION GENERAL

Descripción	• Funciones separadas: un botón de "cauterización" y un gatillo de "corte" • Los botones de control convenientemente ubicados están diseñados para reducir el movimiento de la mano • Los botones de control convenientemente ubicados están diseñados para reducir el movimiento de la mano - Gran cantidad de tejido tratado por aplicación - Rotación continua del eje de Enseal - Cauterización optimizada - Facilidad de uso
Materia Prima	Rama o mandíbula Rama: Acero inoxidable 17-4 PH Sustrato de la Rama/Mandíbula: Cerámica de Circonio Electrodo: Acero Inoxidable 304/ Molibdeno Revestimiento: Dispersión de silicona. Dientes Traumáticos

	Acero inoxidable 17-4 Cuchilla I- Blade Cuchilla: Acero Inoxidable 716 Blindaje o Placa: Oro. Compuesto PTC Compuesto polimérico PTC(Coeficiente de Temperatura Positivo) con Polietileno de alta densidad relleno de carbono. Eje Acero inoxidable 304 Botón de Activación Policarbonato Botón de Rotación Policarbonato Mango de cierre Copolímero Estireno Sección de Sujeción Policarbonato Cable de alimentación Poliéter- Poliuretano termoplástico.
<i>Cantidad/Caja</i>	PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, FÓRCEPS HEMOSTÁTICOS EN CAJAS POR 1, 3 O 6 UNIDADES., KIT K compuesto por 1 CONTOUR CUVED CUTTER (INVIMA 2015 DM - 0003403 - R1) + 1 CURVED INTRALUMINAL STAPLERS (ILS) (INVIMA 2017 DM - 0000699 - R2) + ENSEAL X1 LARGE JAW TISSUE SEALER (INVIMA 2009 EBC - 0004339).
<i>Usos frecuentes</i>	El sistema para sellado de tejidos enseal está indicado para la coagulación bipolar y el seccionamiento transversal mecánico del tejido durante intervenciones laparoscópicas y abiertas.
INFORMACIÓN REGULATORIA	
<i>Vida útil</i>	5 años
<i>Tipo de dispositivo</i>	Invasivo quirúrgico
<i>Riesgo</i>	IIB
<i>Registro Sanitario</i>	INVIMA 2020 DM - 0004339 - R1
<i>Fabricante</i>	ETHICON ENDOSURGERY LLC con domicilio en PUERTO RICO; ETHICON ENDOSURGERY S.A. de C.V. con domicilio en MEXICO.
<i>Importadores</i>	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S. con domicilio en Avenida Calle 26 # 69 - 76 Edificio Elemento. Torre 2 - Pisos 3 al 11 - Bogotá-Colombia