# PDS\*

# SUTURA ABSORBIBLE (POLIDIOXANONA)



# NOTA imagen de referencia para más información remitirse a la tabla de códigos

		Calibr		Longitud		Forma	Longitud Aguja
Código	Material	е	Punta Aguja	Hebra (cms)	Agujas	Aguja	(mm)
						1/2	
W9109H	Polidioxanona	4-0	Punta Ahusada	90	2RB1	Circulo	17

# INFORMACIÓN GENERAL

# Descripción

Sutura Absorbible PDS II

Tipo

Monofilamento

**Materia Prima** 

Polímero de poliéster

Color del material

Incoloro (natural); Violeta

Color del empaque

Plateado



#### Retención de la fuerza tensil in vivo

# 4/0 y menor

60% en 2 semanas

40% en 4 semanas

35%en 6 semanas

# 3/0 y mayor

80 % en 2 semana

70% en 4 semanas

60% en 6 semanas

## Tiempo de absorción

Esencialmente terminada entre 182 a 238 días

Se absorbe por hidrólisis

#### Reacción tisular

Ligera

#### **Usos frecuentes**

Cierre de pared abdominal, Anastomosis, Cirugía Pediátrica, Ortopedia, Cx Cardiovascular

#### Método de esterilización

Óxido de Etileno

### Presentación

Caja por 12, 24 y 36 unidades \*según codigo

# Transporte y almacenamiento

Transportar y almacenar a temperatura ambiente en lugar fresco, seco y alejadas de la humedad, de la luz solar y de fuentes de calor. No utilizar después de la fecha de validez



#### Recomendaciones de uso

Dispositivo medico de un solo uso. No reesterilizar. Se asegura la esterilidad mientras el empaque no se abra, no se dañe, ni se moje. Desechar los empaques abiertos y las suturas no usadas.

## Disposición final

Los residuos cortopunzantes deben desecharse en un contenedor adecuado tipo guardián.

Todo residuo biológico debe de ser desinfectado, descaracterizado / incinerado antes de ser descartado, según legislación vigente.

#### Vida útil

5 años

## Tipo de dispositivo

Invasivo Quirúrgico-Riesgo III

## Registro sanitario

2016DM-0015060

#### **Fabricante**

ETHICON INC: Calle Durango No. 2751, LOTE BRAVO, CIUDAD JUAREZ, Chihuahua MEXICO C.P. 32575 | ETHICON INC: ROUTE 22 WEST, Somerville, NJ USA 08876 | ETHICON LLC: 475 C Street, Los Frailes Industrial Park, Suite 401 Guaynabo, PR USA 00969 | JOHNSON & JOHNSON INTERNATIONAL: c/o European Logistics Centre, Leonardo Da Vincilaan 15 BE- 1831Diegem, BELGIUM

#### Titular licencia

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO - VALLE

