


FICHA TÉCNICA

URETERAL STENT SET

- Juego completo que consta de un stent ureteral, guía y empujador
- Stent en poliuretano blando radiopaco
- Máximo confort del paciente gracias a su suave material.
- Indicado para corto y largo plazo
- Superficie lisa con baja tendencia a incrustaciones.
- Alta visibilidad rayos X
- Excelente comportamiento como drenaje (lumen grande, orificios laterales extra grandes en la cola de cerdo y/o en el eje)



INDICACIONES:

- Obstrucciones generales y estenosis en la zona del uréter.
- Medida suplementaria en el tratamiento de cálculos renales y ureterolitos.
- Colocación tras manipulaciones operativas en el tracto urogenital.
- Trauma del tracto urinario.
- Medidas paliativas en caso de tumores malignos inoperables.
- Intervenciones quirúrgicas del uréter.
- Drenaje interno tras trasplantes de riñón.

CONTRAINDICACIONES:

- No es posible ninguna vía de acceso segura.
- Desórdenes de coagulación sanguínea incurables.

POSIBLES COMPLICACIONES:

- Incrustación u oclusión del stent ureteral.
- Migración del stent ureteral.
- Infecciones de etiología yatrogena / sepsis.
- Perforaciones o disecciones de órganos.
- Hemorragia y/o hematuria.

REF	DESCRIPTION
1626	OptiSoft-Endopyelotomy-Ureteral Stent
3001	OptiSoft Pediatric Ureteral Stent Set
3004	OptiSoft Ureteral Stent Set
3005	OptiSoft Ureteral Stent Set Intra Operative Tiemann
3008	OptiSoft Endoprosthesis Set
3010	OptiSoft OptiMatic Steerable Ureteral Stent Set Closed End
3011	OptiSoft OptiMatic Steerable Ureteral Stent Set Closed Tienman
3012	OptiSoft OptiMatic Steerable Ureteral Stent Set Open End
3014	OptiSoft Ureteral Stent Set Multi Length Cystoskopisch
3016	EX-STENT Ureteral Stent Set with reinforced catheter shaft
3017	OptiMatic-EX-Stent steerable Ureteral Stent Set
3033	OptiPur Ureteral Stent Set Closed End Tiemann-Tip
3034	OptiPur Ureteral Stent Set Open End
3035	OptiPur Ureteral Stent Set Intra Operative
3036	OptiPur Ureteral Stent Set Uretero-renoscopic Placement
3037	OptiPur Endoprosthesis Set Closed End
3038	OptiPur Endoprosthesis Set Open End
3040	OptiPur OptiMatic Steerable Ureteral Stent Set Closed End
3041	OptiPur OptiMatic Steerable Ureteral Stent Set Closed End, Tiemann
3042	OptiPur OptiMatic Steerable Ureteral Stent Set Open End
3043	OptiPur Localisation and Ureteral Stent Placement Set
3044	OptiPur Ureteral Stent Set Multi Length Closed End
8200	Opti-J, ureteral stent set,, both ends open