


VERTESSA LITE MALLA EN Y

La Malla Vertessa® Lite de Polipropileno para Sacrocolpopexia está compuesta por una malla monofilamento de polipropileno macroporosa y está diseñada para la reparación del prolapso uterino o de la cúpula vaginal por vía abdominal.



Producto:	Malla para reparación uterina o prolapso vaginal
Marca:	Caldera Medical
Referencia:	CAL-VLY2654 Vertessa Lite Malla en Y 26x5x4 cm
Registro Sanitario:	INVIMA 2020DM-0021728
Riesgo:	IIB
Vida útil:	5 años
Fabricante:	Caldera Medical de Estados Unidos

CARACTERÍSTICAS

- Vertessa Lite pesa 20,9 g / m² y es 31% más fuerte que el peso ligero líder en el mercado de mallas.
- El tamaño de poro promedio de Vertessa Lite es de 1500 micras, que es aproximadamente 20 veces mayor que la clasificación Amid I reconocida.
- Proporciona un alargamiento mínimo a lo largo de la longitud del implante para permitir el tensado preciso durante la colocación y el soporte deseado.
- La malla puede ser cortada al tamaño deseado sin que se deshilache.

INDICACIONES

Vertessa® Lite está indicada para la reparación del prolapso uterino o de la cúpula vaginal. Se puede utilizar en procedimientos abdominales laparoscópicos o abiertos.

CONTRAINDICACIONES

- Pacientes embarazadas o pacientes que planean quedar embarazadas.
- Pacientes con infecciones del tracto urinario o con una infección en el campo de operación.
- Implantación en áreas con infecciones activas o latentes.
- Bebés, niños o pacientes con posible crecimiento futuro.

PRECAUCIÓN

La Legislación Federal restringe el uso de este dispositivo a médicos capacitados en la implementación de mallas sintéticas para tratar el prolapso de órganos pélvicos por vía abdominal.

Leer toda la información incluida en la etiqueta de este producto, incluyendo Indicaciones, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones, Reacciones adversas, Instrucciones de uso, etc. antes de utilizar este producto.