

[<< Atras](#)

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20210630	Nombre producto	CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO I-FLO-CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO				
Registro Sanitario	INVIMA 2021DM-0024203	Vencimiento	2031/09/10	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS "1, SISTEMA RESPIRATORIO DE DOBLE CABLE CALENTADO FLEXTUBE DE 22 MM CON CÁMARA DE LLENADO AUTOMÁTICO Y EXTREMIDADES ? 1,6M 2060310 2, CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO I-FLO, ADULTO GRANDE 7302000. 3, CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO I-FLO, ADULTO MEDIO 7301000, 4, CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO I-FLO, PEQUEÑO ADULTO 7300000" VIDA UTIL: USAR ANTES DE 1 AÑO						
Marcas	INTERSURGICAL I-FLO TM						

Datos de Interes

Vida Util	5 AÑOS	Miembros Comprometidos	CUERPO HUMANO
Usos	"CÁNULA NASAL PARA ADMINISTRACIÓN DE OXIGENO POR ALTO FLUJO, TUBO SEMIRRÍGIDO CON PUNTAS NASALES DISEÑADO PARA SER INTRODUCIDO EN LAS FOSAS NASALES DE UN PACIENTE Y SE MANTIENE EN SU LUGAR CON UNA CINTA PARA LA CABEZA. INTERFACE DE UN SOLO USO DISPONIBLE EN TRES TAMAÑOS ADULTO: S-M-L PARA SU USO EN ÁMBITO HOSPITALARIO INDICACIONES: · PACIENTES CON RESPIRACIÓN ESPONTANEA · PACIENTE ADULTO CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA HIPOXEMICA AGUDA. · POST CIRUGÍA CARDIACA · NECESIDAD PROGRESIVA DE OXIGENO MAYOR DOSIS · PROFILÁCTICA POST EXTUBACIÓN · SAHOS (SÍNDROME DE APNEA/ HIPOPNEA OBSTRUCTIVA DE SUEÑO) · INFLAMACIÓN DE LA VÍA AÉREA. · EXACERBACIÓN DE FALLA CARDIACA. CONTRAINDICACIONES : · FALLA RESPIRATORIA HIPERCAPNICA. · PACIENTES RETENEDORES DE CO2 · PACIENTES CON LESIONES EN FOSAS NASALES · PACIENTES INCONSCIENTES Y SIN RESPIRACIÓN ESPONTANEA. ADVERTENCIAS : · SOLO USO PACIENTES ADULTOS A LOS QUE SE LES HA PRESCRITO TERAPIA DE ALTO FLUJO. · UTILIZAR CON GAS HUMIDIFICADO. · UTILIZACIÓN FLUJO MÁXIMO DE 60 LPM . · PUEDE SER USADO DURANTE 7 DÍAS"	Riesgo	Ila

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
7 unidades por caja

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	INTERSURGICAL S.A.S.	Km 2 5 Aut Medellin Bg 140 Porto Sabana 80	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	COTA	
FABRICANTE	INTERSURGICAL LTD	Crane House, Molly Millars Lane, Wokingham, Berkshire, RG41 2RZ	REINO UNIDO			
IMPORTADOR	INTERSURGICAL S.A.S.	Km 2 5 Aut Medellin Bg 140 Porto Sabana 80	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	COTA	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	INTERSURGICAL SAS	Km 2 5 Aut Medellin Bg 140 Porto	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	COTA	

[Imprimir](#) [<< Atras](#)