

Ficha Técnica Tubo para Drenaje Tórax REDAX

Marca: **REDAX**

Modelo: Tubo Silicona

Descripción:

El tubo torácico es estéril, flexible de silicona, no trombo génico. Multifenestrado en su extremo distal y con marcas radiopacas para facilitar su localización radiológica.

Características:

- ✓ Disponible en forma recta y angulada, en una amplia gama de tamaños que van desde 12 a 36 Fr.
- ✓ Suave, resistente a las torceduras, se adapta perfectamente al cuerpo del paciente y mejora la comodidad
- ✓ Catéter de silicona resistente a trombos y biocompatible.
- ✓ Línea radiopaca de rayos X para un posicionamiento preciso



Línea:	Drenajes torácicos
Nombre técnico:	Tubo de Drenaje torácico de Silicona.
Nombre comercial	Tubo de Drenaje torácico de Silicona.
Fabricante:	REDAX
País origen:	ITALIA
Almacenamiento:	Temperatura ambiente
Riesgo:	IIA
Numero de usos:	De un solo uso
Indicaciones	Tubo de Silicona es insertado dentro del espacio pleural (el área entre la pared del tórax y los pulmones) para remover el exceso de fluido o aire. El tubo torácico también puede ser usado para administrar medicamentos dentro del espacio pleural.
Precauciones	✓ Neumotórax (pulmón colapsado) ✓ Lesión accidental de la pared del tórax, arterias, venas o parénquima



Av. Calle 80 # 69 – 70
Bodega 18.



310-259 4132



comunicaciones@drilltex.net

	pulmonar ✓ Coágulos sanguíneos ✓ Dislocación del tubo
Registro sanitario INVIMA:	2020DM-0021059 ; Vence Enero 13 - 2030
Presentación:	Unidad
Método de esterilización	Óxido de etileno
Disposición final:	De acuerdo al protocolo de desecho de la institución.



Av. Calle 80 # 69 – 70
Bodega 18.



310-259 4132



comunicaciones@drilltex.net