




CODIGO 402696 PLEDGET/ FELPA DE REFURZO REF 103-0116 CORTEX 20

Ficha Técnica

Fieltro/Pledgets de Refuerzo Implantable para Aplicaciones Quirúrgicas CORTEX

Fieltro tejido con hilos de poliéster no absorbible, microporoso, fácil de cortar con tijeras. Se produce en tres tipos de referencias: CORTEX 1, CORTEX 2, CORTEX 20, que difieren en grosor y dimensiones.





Nombre técnico:	PARCHE TEJIDO EN DACRON CON COLAGENO
Nombre comercial	Filtros de Refuerzo/Pledget en Dacrón
Fabricante:	VUP MEDICAL
País origen:	REPUBLICA CHECA
Almacenamiento:	Los refuerzos CORTEX en Dacrón deben conservarse en un lugar limpio y seco, no deben exponerse a la luz solar directa ni someterse a calor excesivo.
Riesgo:	III
Numero de usos:	De un solo uso
Indicaciones	El fieltro de refuerzo implantable CORTEX está destinado tanto a la cirugía cardiovascular, como a otras aplicaciones quirúrgicas, donde es necesario suturar tejidos blandos que podrían ser cortados por las suturas (por ejemplo, en el caso de órganos parenquimatosos). CORTEX se puede utilizar con ventaja para cubrir defectos del tabique y otros defectos. CORTEX 20 se usa como soporte debajo de las suturas del ventrículo izquierdo del corazón después de la Aneurismectomía
Precauciones	✓ No use el producto si hay señales de daño aparente en el envase o en el dispositivo ✓ El usuario debe ser un médico que esté familiarizado con las técnicas y procedimientos quirúrgicos.
Registro sanitario INVIMA:	2021DM-2021DM-0022933 Vigencia: 10 Feb. 2031

Presentación:	Unidad
Método de esterilización	Los refuerzos CORTEX se suministran estériles y están indicados para uso único. Se esterilizan mediante el método de rayos gama.

Producto

Nombre	Empaque	Grosor (mm)	Tamaño (mm)	Referencia
CORTEX 1	set	min. 1,1	2 pcs (120 x 80) 4 pcs (60 x 40)	101-0000
CORTEX 2	set	min. 2,2	2 pcs (120 x 80) 4 pcs (60 x 40)	102-0000
CORTEX 20	2 pcs	min. 2,2	12 x 160	103-0116



FAKULTNÍ
NEMOCNICE
U SV. ANNY
V BRNĚ

