

SUJETADORES TUBOS Y SONDAS - HOLLISTER

Sujetador de tubo Vertical VTAD

FICHA TECNICA

Nombre genérico:

Dispositivo fijación para tubos y sondas.

Descripción:

Sujetador para asegurar sondas, tubos y drenes perpendiculares a la piel del paciente.



Función:

- ❖ Asegura los tubos o cateteres de 5-40fr.
- ❖ Los tubos pueden ser asegurados en el punto de salida.
- ❖ Previene la migración del tubo y protege la piel circundante al punto de salida.
- ❖ Mecanismo de sujeción que tiene una abrazadera regulable, con una cinta dentada que envuelve y asegura sondas, tubos o drenes verticales a la piel.

Componentes:

- ❖ Barrera cutánea Flexwear Hidrocoloide.
- ❖ Borde de autoadhesivo que se adhiere a la piel seca.
- ❖ Respaldo de película: material plástico delgado que cubre la cubierta.
- ❖ Soporte de sonda: película de elastómero termoplástico.

Advertencias:

- ❖ Producto desechable de un solo uso.
- ❖ No ajuste excesivamente la tira que sujeta el tubo para evitar que se obstruya. Cuando se utilice el sujetador horizontal de sondas, es importante seguir las indicaciones médicas para la colocación, control y retirada de los tubos.
- ❖ La reutilización, limpieza, desinfección o esterilización, puede causar riesgos para el usuario.

Presentación comercial:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CODIGO DE BARRAS	EMPAQUE	VIDA UTIL
9782	SUJETADOR DE TUBO VERTICAL VTAD	7707292240956	CAJA X 5 UD	5 AÑOS

FICHA DE SEGURIDAD

Riesgo:

Riesgo bajo - Clase I - No invasivo

Empaque:

Primario: Bandeja de poliéster/polietileno blanco con cubierta termosellada; PETG con revestimiento de emulsión de silicona. Esteril.

Secundario: caja de cartón sólido blanqueado al sulfato.

Almacenamiento:

Mantener en un lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor y lluvia.

Temperatura:

Mínima 0°C Máxima 25°C

Humedad relativa:

Mínima 30% Máxima 60%

SUJETADORES TUBOS Y SONDAS - HOLLISTER

Sujetador de tubo Vertical VTAD

Registro Sanitario: TUBE ATTACHMENT DEVICE / DISPOSITIVO DE FIJACIÓN PARA SONDAS
INVIMA 2023DM-0026402 Vence: 19/01/2033
REF 9782 Vertical Drain / Tube Attachment Device

Titular del registro: Hollister Incorporated
Marca: HOLLISTER

Forma de desecho: Incineración

Importado y distribuido por:
Representaciones J. Nissi S.A.S.
Carrera 7 B Bis No. 124 - 50
Tel. 601 - 7040978 - 7041016 - 7041084
Bogotá, D.C.
Email: rjnissi@gmail.com / www.rjnissi.co