

SISTEMA COLECTOR PARA INCONTINENCIA URINARIA HOLLISTER

Bolsa de pierna para orina - Sistema Completo Ref. 9349

FICHA TECNICA

Nombre genérico:

Bolsa de pierna para orina Sistema completo, está compuesto por:

- 1 Bolsa de pierna para orina Ref 9805
- 1 Tubo de extensión de 46cm Ref 9345
- 1 Correas o ligas para ajusta la bolsa a la pierna



Bolsa de pierna para orina Ref 9805

Descripción:

Bolsa urinaria para colocar en la pierna con sistema de paso de fluidos. Libre de látex.

Función:

- ❖ Recolección de orina.
- ❖ Para utilizar con Catéter autoadhesivo colector de orina, con Bolsa para Urostomía o sonda (vesical o de cistostomía).
- ❖ Facilita el vaciado de la bolsa a través de la válvula de drenaje.
- ❖ Posee válvula antirreflujo que evita el retorno de orina.

Componentes:

- ❖ Película de Vinyl, suave durable y confortable.
- ❖ Válvula anti-reflujo
- ❖ Botones suaves, seguros y discretos para usarse con cinturones o ligas de sujeción.
- ❖ Válvula de drenaje, fácil de operar con mínima destreza.
- ❖ Adaptador escalonado que asegura la fijación del tubo conector y del ensamble de dispositivos colectores.
- ❖ El usuario tiene la opción de colocarla en el muslo o en la pierna, de acuerdo a su condición y necesidades.

Tubo de extensión y drenaje con conector Ref. 9345

Descripción:

Tubo de extensión con conector, puede utilizarse con bolsa de Urostomía, Bolsa de Pierna para orina y con Catéter autoadhesivo colector de orina.

Función:

- ❖ Sirve como tubo de extensión entre la bolsa de Urostomía y la bolsa de pierna para orina.
- ❖ Sirve como tubo de extensión entre el Catéter autoadhesivo colector de orina y la bolsa de pierna para orina.
- ❖ Sirve como tubo de extensión entre la sonda vesical y la bolsa de pierna para orina.

Componentes:

- ❖ Elastómero termoplástico
- ❖ Libre de látex

Correas ajustables para bolsa de pierna

Descripción:

Correas ajustables para sostener la bolsa de orina de pierna.

SISTEMA COLECTOR PARA INCONTINENCIA URINARIA HOLLISTER

Función:

- ❖ Ayuda a sostener la bolsa de pierna.
- ❖ Banda ajustable en forma continua para adaptarse a la pierna.
- ❖ Se adapta facilmente a las presillas de la bolsa.

Componentes:

- ❖ Hilo elástico

Advertencias:

- ❖ Producto desechable de un solo uso, compartir el producto con otros usuarios puede generar un riesgo de infección.
- ❖ La desinfección y la esterilización pueden perjudicar el producto. Esto puede provocar olor o fugas.

Presentación comercial:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CODIGO DE BARRAS	EMPAQUE	VIDA UTIL
9349	BOLSA DE PIERNA PARA ORINA - SISTEMA COMPLETO / HOLLISTER - Compuesta por 1 bolsa de pierna 900ml, 1 tubo de extensión y 1 par de correas para sujeción.	7707292241335	CAJA X 12 UD	2 AÑOS

FICHA DE SEGURIDAD

Tipo de dispositivo: No invasivo

Riesgo: Riesgo bajo - Clase I

Empaque: Primario: bolsa de polipropileno
Secundario: caja de cartón corrugado

Almacenamiento: Mantener en un lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor y lluvia.

Temperatura: Mínima -18°C Máxima 40°C
Humedad relativa: Ambiente

Registro Sanitario: CONTINENCE CARE - DISPOSITIVO PARA EL MANEJO DE LA INCONTINENCIA URINARIA
Invima 2023DM-0027698 Vence: 09/10/2033
REF 9349 PAQUETE COMBINADO DE BOLSA DEPIERNA PARA ORINA

Titular del registro: Hollister Incorporated

Marca: HOLLISTER

Forma de desecho: Incineración

Importado y distribuido por:

Representaciones J. Nissi S.A.S.
Carrera 7 B Bis No. 124 - 50
Tel. 601 - 7040978 - 7041016 - 7041084
Bogotá, D.C.
Email: rjnissi@gmail.com / www.rjnissi.co