

# FICHA TECNICA Y DE SEGURIDAD DE PRODUCTO

Código:	FO-TC-01
Versión:	5
Fecha de emisión:	10/01/2023

## ACCESORIOS PARA SISTEMA DE OSTOMIA Y FISTULA HOLLISTER

## Removedor Universal de adhesivo en toalla Adapt

### **FICHA TECNICA**

### Nombre genérico:

Removedor de adhesivo

#### Descripción:

Las Toallitas de Removedor de adhesivo Adapt son productos a base de silicona, sin alcohol y respetuosas con la piel, ayudan a eliminar los residuos de adhesivo. Se evaporan fácilmente y permiten que la piel reciba un nuevo dispositivo.



El solvente suave elimina adhesivos y barreras de forma rápida y fácil.

#### Función:

- Remueve los residuos de adhesivo que han quedado en las áreas de la piel donde se han colocado.
- Remueven las barreras cutáneas y la pasta.
- Remueven las cintas adhesivas.

### Componentes:

- Fabricadas a base de silicona.
- Hexametildisiloxano en una almohadilla de tela.

#### Advertencias:

- Producto desechable de un solo uso.
- La piel debe estar limpia y seca antes del uso. Comience la aplicación en el borde del adhesivo retirandolo suavemente a la vez que aplica el removedor en la unión entre el adhesivo y la piel.
- Limpiar y retirar el adhesivo hasta que se haya eliminado por completo y limpiar la piel de los residuos que queden.
- Evite usar en zonas delicadas o sensibles de la piel (ojos, boca, orejas, nariz y vagina).
- No usar si produce irritación.
- No fumar. No utilizar cerca a una llama, aparato eléctrico o fuente de calor.
- En caso de requerirlo, póngase en contacto con un asesor especialista en ostomías.

## Presentación comercial:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CODIGO DE BARRAS	EMPAQUE	VIDA UTIL
7760	REMOVEDOR DE ADHESIVO (TOALLA) ADAPT	7707292249065	CAJA X 50 SB	5 AÑOS

## FICHA DE SEGURIDAD

Riesgo: Riesgo bajo - Clase I - No invasivo

Empaque: Primario: Paquete de papel aluminio

Secundario: caja de carton blanqueado.



# FICHA TECNICA Y DE SEGURIDAD DE PRODUCTO

Código:	FO-TC-01
Versión:	5
Fecha de emisión:	10/01/2023

## ACCESORIOS PARA SISTEMA DE OSTOMIA Y FISTULA HOLLISTER

# Removedor Universal de adhesivo en toalla Adapt

Almacenamiento: Mantener en un lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor y lluvia.

Temperatura: Mínima 15°C Máxima 40°C

Removedor Universal de adhesivo en toalla Adapt

Humedad relativa: Mínima 30% Máxima 70%

Registro Sanitario: TOALLITAS DE REMOCION UNIVERSALES ADAPT

INVIMA 2018DM-0018639 Vence: 21/09/2028

**REF 7760** 

Titular del registro: Hollister Incorporated

Marca: HOLLISTER

Forma de desecho: Incineración

Importado y distribuído por:

Representaciones J. Nissi S.A.S. Carrera 7 B Bis No. 124 - 50

Tel. 601 - 7040978 - 7041016 - 7041084

Bogotá, D.C.

Email: rjnissi@gmail.com / www.rjnissi.co