

FICHA TECNICA Y DE SEGURIDAD DE PRODUCTO

Código:	FO-TC-01
Versión:	5
Fecha de emisión:	01/10/2023

ACCESORIOS PARA SISTEMA DE OSTOMIA Y FISTULA HOLLISTER

Pasta protectora para Ostomía y Fístula Adapt

FICHA TECNICA

Nombre genérico:

Pasta protectora de piel para ostomía y fístula

Descripción:

Pasta hidrocoloide sintética destinada a proporcionar protección a la piel periestomal. Se utiliza para rellenar los contornos desiguales de la piel y pliegues alrededor del estoma y de las heridas abdominales, dando uniformidad para evitar la filtración del efluente (material fecal u orina).



Se puede aplicar directamente sobre la piel o en la barrera de ostomía antes de colocarla.

Función:

- Nivela las superficies irregulares del abdomen.
- Rellena espacios o pliegues del área periostomal y de la piel circundante a las heridas y con presencia de fístulas.
- Evita la filtración del efluente, previniendo lesiones en la piel periestomal y de la piel circundante a las heridas. Cuando la piel está lesionada produce un ardor pasajero.
- Mejora la resistencia de la barrera y de la lámina protectora de piel cuando se utiliza para el cuidado de fístulas.

Componentes:

Hidrocoloides: Pectina

Carboximetilcelulosa (CMC)

Gelatina

Base de alcohol Ester butilico del PVM/MA

Advertencias:

- Producto desechable de un solo uso.
- Contiene alcohol, no aplicar sobre la piel irritada o enrojecida, agrietada o delicada.
- La piel debe estar limpia y seca.
- No usar si produce irritación.
- En caso de requerirlo, póngase en contacto con un asesor especialista en ostomías.

Presentación comercial:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CODIGO DE BARRAS	EMPAQUE	VIDA UTIL
79300	PASTA PROTECTORA DE PIEL x 2.1oz (60gr) PARA OSTOMIA/FISTULA - ADAPT	7707292240567	CAJA X 1 TB	5 AÑOS

FICHA DE SEGURIDAD

Tipo de dispositivo: No invasivo

Riesgo: Riesgo bajo - Clase I

Empaque: Primario: Tubo laminado de aluminio con polipropileno de 2.1 onzas.

Secundario: caja de cartón sólido blanqueado al sulfato.



FICHA TECNICA Y DE SEGURIDAD DE PRODUCTO

Código:	FO-TC-01
Versión:	5
Fecha de emisión:	01/10/2023

ACCESORIOS PARA SISTEMA DE OSTOMIA Y FISTULA HOLLISTER

Almacenamiento: Mantener en un lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor y lluvia.

Temperatura: Mínima 15°C Máxima 40°C Humedad relativa: Mínima 30% Máxima 70%

Registro Sanitario: PASTA ADAPT - PASTA SINTETICA PARA OSTOMIA

Invima 2014DM-0011495 Vence: 28/08/2024

Titular del registro: Hollister Incorporated

Marca: HOLLISTER

Forma de desecho: Incineración

Importado y distribuído por:

Representaciones J. Nissi S.A.S. Carrera 7 B Bis No. 124 - 50

Tel. 601 - 7040978 - 7041016 - 7041084

Bogotá, D.C.

Email: rjnissi@gmail.com / www.rjnissi.co