

SISTEMA COLECTOR PARA INCONTINENCIA URINARIA HOLLISTER

Tubo de extensión y drenaje con conector

FICHA TECNICA

Nombre genérico:

Tubo de extensión y drenaje con conector

Descripción:

Tubo de extensión con conector, puede utilizarse con bolsa de Urostomía,
Bolsa de Pierna para orina y con Catéter autoadhesivo colector de orina.



Función:

- ❖ Sirve como tubo de extensión entre la bolsa de Urostomía y la bolsa de pierna para orina.
- ❖ Sirve como tubo de extensión entre el Catéter autoadhesivo colector de orina y la bolsa de pierna para orina.
- ❖ Sirve como tubo de extensión entre la sonda vesical y la bolsa de pierna para orina.

Componentes:

- ❖ Elastómero termoplástico
- ❖ Libre de látex

Advertencias:

- ❖ Producto desechable de un solo uso, compartir el producto con otros usuarios puede generar un riesgo de infección.
- ❖ La desinfección y la esterilización pueden perjudicar el producto. Esto puede provocar olor o fugas.

Presentación comercial:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CODIGO DE BARRAS	EMPAQUE	VIDA UTIL
9345	TUBO DE EXTENSION Y DRENAJE CON CONECTOR (46cm de largo)	7707292240253	CAJA X 10 UD	2 AÑOS

FICHA DE SEGURIDAD

Tipo de dispositivo: No invasivo

Riesgo: Riesgo bajo - Clase I

Empaque: Primario: en bolsa de papel. No estéril.
Secundario: caja de cartón corrugado

Almacenamiento: Mantener en un lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor y lluvia.

Temperatura: Mínima -18°C Máxima 40°C
Humedad relativa: Ambiente

Registro Sanitario: CONTINENCE CARE - DISPOSITIVO PARA EL MANEJO DE LA INCONTINENCIA URINARIA
Invima 2023DM-0027698 Vence: 09/10/2033
REF 9345 TUBO DE EXTENSIÓN CON CONECTOR

SISTEMA COLECTOR PARA INCONTINENCIA URINARIA HOLLISTER

Titular del registro: Hollister Incorporated

Marca: HOLLISTER

Forma de desecho: Incineración

Importado y distribuido por:

Representaciones J. Nissi S.A.S.
Carrera 7 B Bis No. 124 - 50
Tel. 601 - 7040978 - 7041016 - 7041084
Bogotá, D.C.
Email: rjnissi@gmail.com / www.rjnissi.co