

SISTEMA PARA OSTOMIA DE DOS PIEZAS NEW IMAGE - HOLLISTER

Tubo adaptador de drenaje para bolsa de urostomía

FICHA TECNICA

Nombre genérico:

Adaptador del tubo de drenaje de urostomía.

Descripción:

Ayuda a adaptar la bolsa para urostomía a un sistema colector de drenaje con mayor capacidad (tipo bolsa de pierna o bolsa nocturna).



Función:

- ❖ Conectar la bolsa para urostomía con la bolsa de pierna para orina.
- ❖ Al ser transparente, permite visualizar las características de la orina.

Componentes:

- ❖ Resina moldeable de homopolímero acetálico.
- ❖ Resina moldeable de hule termoplástico.

Advertencias:

- ❖ Producto desechable de un solo uso.
- ❖ El exceso de mucosa de un estoma de urostomía puede hacer que la bolsa se vacíe de forma más lenta de lo previsto.

Presentación comercial:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CODIGO DE BARRAS	EMPAQUE	VIDA UTIL
7331	TUBO ADAPTADOR DE DRENAJE - para bolsa de Urostomía	7707292240512	CAJA X 10 UD	5 AÑOS

Utilizar con bolsas de Urostomía Ref 1842x y 8460

FICHA DE SEGURIDAD

Tipo de dispositivo: No invasivo

Riesgo: Riesgo bajo - Clase I

Empaque: Primario: empaque individual en polipropileno transparente. No estéril.
Secundario: caja de cartón sólido blanqueado al sulfato.

Almacenamiento: Mantener en un lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor y lluvia.

Temperatura: Mínima 15°C Máxima 40°C

Humedad relativa: Mínima 30% Máxima 70%

Registro Sanitario: OSTOMY/ DISPOSITIVOS PARA OSTOMIA
INVIMA 2023DM-0027217 Vence: 23/06/2033
REF 7331 ADAPTADOR DE TUBO DE DRENAJE PARA UROSTOMIA

SISTEMA PARA OSTOMIA DE DOS PIEZAS NEW IMAGE - HOLLISTER**Tubo adaptador de drenaje para bolsa de urostomía**

Titular del registro: Hollister Incorporated

Marca: HOLLISTER

Forma de desecho: Incineración

Importado y distribuido por:

Representaciones J. Nissi S.A.S.
Carrera 7 B Bis No. 124 - 50
Tel. 601 - 7040978 - 7041016 - 7041084
Bogotá, D.C.
Email: rjnissi@gmail.com / www.rjnissi.co