

ACCESORIOS PARA SISTEMA DE OSTOMIA Y FISTULA HOLLISTER

Cinturón ajustable Adapt para bolsa de Ostomía

FICHA TECNICA

Nombre genérico:

Cinturón ajustable para bolsa de ostomía

Descripción:

Cinturón ajustable que ayuda a sostener una bolsa de ostomía (colostomía, ileostomía, urostomía) y mantenerla en su lugar.

Función:

- ❖ Ayuda a evitar que el estoma se hunda al ejercer presión empujando la barrera hacia el abdomen.
- ❖ Utilizado para mantener la bolsa en su lugar.
- ❖ Se adapta facilmente a las presillas de la bolsa.
- ❖ Banda ajustable en forma continua para adaptarse a cualquier tamaño (de 58cm a 165cm).
- ❖ Brinda seguridad y confianza al usuario.

Componentes:

- ❖ Hilo elástico
- ❖ Libre de látex

Advertencias:

- ❖ Producto desechable de un solo uso, compartir el producto con otros usuarios puede generar un riesgo de infección.
- ❖ Reemplácelo cuando el elástico haya perdido su elasticidad.

Presentación comercial:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CODIGO DE BARRAS	EMPAQUE	VIDA UTIL
7300	CINTURÓN AJUSTABLE (58 cm - 109 cm) ADAPT PARA BOLSA DE OSTOMIA HOLLISTER	7707292240215	CAJA X 1 UD	5 AÑOS
7299	CINTURON AJUSTABLE - ADAPT (86-165cm) para bolsa de ostomía Hollister	7707292240222	CAJA X 1 UD	5 AÑOS

FICHA DE SEGURIDAD

Tipo de dispositivo: No invasivo

Riesgo: Riesgo bajo - Clase I

Empaque: Primario: botella de polietileno con punta dispensadora de polipropileno, mango de envoltura de contracción.
Secundario: caja de cartón sólido blanqueado al sulfato.

Almacenamiento: Mantener en un lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor y lluvia.

Temperatura: Mínima 0°C Máxima
Humedad relativa: Mínima 0% Máxima 0%



ACCESORIOS PARA SISTEMA DE OSTOMIA Y FISTULA HOLLISTER

Registro Sanitario: No requiere registro sanitario Certificado No. 2013015951

Titular del registro: Hollister Incorporated

Marca: HOLLISTER

Forma de desecho: Incineración

Importado y distribuido por:

Representaciones J. Nissi S.A.S.
Carrera 7 B Bis No. 124 - 50
Tel. 601 - 7040978 - 7041016 - 7041084
Bogotá, D.C.
Email: rjnissi@gmail.com / www.rjnissi.co