

ACCESORIOS PARA SISTEMA DE OSTOMIA Y FISTULA HOLLISTER

Barrera cutánea (lámina protectora de piel) para Ostomía y Fístula Premium

FICHA TECNICA

Nombre genérico:

Barrera cutánea - lámina protectora de piel para ostomía y fístula

Descripción:

Lámina para proteger y reparar la piel severamente lesionada, ya sea a nivel periestomal o circundante a las heridas y cuando hay presencia de fístulas.



Función:

- ❖ Protege y ayuda a reparar la piel severamente lesionada, a nivel periestomal o la piel circundante a las heridas y cuando hay presencia de fístulas.
- ❖ Indicada para utilizar en varios tipos de estomas, con equipos para Ostomías y con equipos para el cuidado de fístulas; o en cualquier situación en que sea necesaria la protección o reparación de la piel.

Componentes:

- ❖ Hidrocoloides: Pectina
Carboximetilcelulosa (CMC)
Gelatina
- ❖ Polímeros: Poliisobutileno líquido

Advertencias:

- ❖ Producto desechable de un solo uso.
- ❖ Reutilizar la barrera, puede crear riesgos para el usuario, como mala adhesión, olor o fugas, ocasionando lesiones de piel, sarpullido, irritación o eritema.
- ❖ Para garantizar una adherencia adecuada, coloque la barrera sobre la piel limpia, seca e intacta. No utilice aceites, cremas o lociones, estos productos interfieren en la adherencia de la barrera.
- ❖ En caso de requerirlo, póngase en contacto con un asesor especialista en ostomías.

Presentación comercial:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CODIGO DE BARRAS	EMPAQUE	VIDA UTIL
7900	BARRERA CUTANEA (LAMINA PROTECTORA DE PIEL) 10x10cm PARA OSTOMIA/FISTULA - PREMIUM	7707292240185	CAJA X 5 UD	5 AÑOS
7901	BARRERA CUTANEA (LAMINA PROTECTORA DE PIEL) 20x20cm PARA OSTOMIA/FISTULA - PREMIUM	7707292240192	CAJA X 4 UD	5 AÑOS

FICHA DE SEGURIDAD

Tipo de dispositivo: No invasivo

Riesgo: Riesgo bajo - Clase I

ACCESORIOS PARA SISTEMA DE OSTOMIA Y FISTULA HOLLISTER**Barrera cutánea (lámina protectora de piel) para Ostomía y Fístula Premium**

Empaque:	Primario: lámina compuesta de poliéster / polietileno blanco / cubierta termosellada. Bandejas de PETG termoformable. Secundario: caja de cartón sólido blanqueado al sulfato.			
Almacenamiento:	Mantener en un lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor y lluvia.			
Temperatura:	Mínima	15°C	Máxima	40°C
Humedad relativa:	Mínima	30%	Máxima	70%
Registro Sanitario:	OSTOMY - BARRERAS CUTANEAS, ANILLOS Y TIRAS PARA PROTECCION CUTANEA INVIMA 2023DM-0027940 Vence: 14/11/2033 REF 7900 BARRERA CUTANEA PREMIUM REF 7901 BARRERA CUTANEA PREMIUM			
Titular del registro:	Hollister Incorporated			
Marca:	HOLLISTER			
Forma de desecho:	Incineración			
Importado y distribuido por:	Representaciones J. Nissi S.A.S. Carrera 7 B Bis No. 124 - 50 Tel. 601 - 7040978 - 7041016 - 7041084 Bogotá, D.C. Email: rjnissi@gmail.com / www.rjnissi.co			