

SISTEMA COLECTOR PARA INCONTINENCIA URINARIA HOLLISTER

Bolsa de pierna para orina

FICHA TECNICA

Nombre genérico:

Bolsa de pierna para orina

Descripción:

Bolsa urinaria para colocar en la pierna con sistema de paso de fluidos. Libre de látex.



Función:

- ❖ Recolección de orina.
- ❖ Para utilizar con Catéter autoadhesivo colector de orina, con Bolsa para Urostomía o sonda (vesical o de cistostomía).
- ❖ Facilita el vaciado de la bolsa a través de la válvula de drenaje.
- ❖ Posee válvula antirreflujo que evita el retorno de orina.

Componentes:

- ❖ Película de Vinyl, suave durable y confortable.
- ❖ Válvula anti-reflujo
- ❖ Botones suaves, seguros y discretos para usarse con cinturones o ligas de sujeción.
- ❖ Válvula de drenaje, fácil de operar con mínima destreza.
- ❖ Adaptador escalonado que asegura la fijación del tubo conector y del ensamble de dispositivos colectores.
- ❖ El usuario tiene la opción de colocarla en el muslo o en la pierna, de acuerdo a su condición y necesidades.

Advertencias:

- ❖ Producto desechable de un solo uso, compartir el producto con otros usuarios puede generar un riesgo de infección.
- ❖ La desinfección y la esterilización pueden perjudicar el producto. Esto puede provocar olor o fugas.

Presentación comercial:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CODIGO DE BARRAS	EMPAQUE	VIDA UTIL
9805	BOLSA DE PIERNA PARA ORINA - HOLLISTER	7707292240246	CAJA X 10 UD	3 AÑOS

FICHA DE SEGURIDAD

Tipo de dispositivo: No invasivo

Riesgo: Riesgo bajo - Clase I

Empaque: Primario: Bolsa de papel grado médico termosellado. Esteril.
Secundario: caja de cartón ondulado.

Almacenamiento: Mantener en un lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor y lluvia.

Temperatura: Mínima -18°C Máxima 40°C

Humedad relativa: Ambiente

SISTEMA COLECTOR PARA INCONTINENCIA URINARIA HOLLISTER

Registro Sanitario: CONTINENCE CARE - DISPOSITIVO PARA EL MANEJO DE LA INCONTINENCIA URINARIA
Invima 2023DM-0027698 Vence: 09/10/2033
REF 9805 BOLSA DE PIERNA PARA ORINA

Titular del registro: Hollister Incorporated

Marca: HOLLISTER

Forma de desecho: Incineración

Importado y distribuido por:
Representaciones J. Nissi S.A.S.
Carrera 7 B Bis No. 124 - 50
Tel. 601 - 7040978 - 7041016 - 7041084
Bogotá, D.C.
Email: rjnissi@gmail.com / www.rjnissi.co