

## FICHA TECNICA

### 4434K3-26G



**NOMBRE:** Aguja para anestesia espinal Lancet Point K-3 de 26G x 90mm (3 1/2)

**DESCRIPCIÓN:**

Aguja tipo Lancet Point K-3, para administración de anestesia espinal en paciente adulto No. 26G x 90 mm de longitud (3 1/2), con un corte secundario en la punta que disminuye la resistencia del tejido durante la punción, mango ergonómico, cristal transparente que permite la visualización del LCR durante la punción, paredes delgadas para rápida salida de LCR, mandril con acople al mango, codificado por colores según normas ISO, unido con exactitud a la aguja lo que minimiza daños duros

**INDICACIONES DE USO:**

Para aplicación de Anestesia Espinal en Salas de Cirugía, Salas de Maternidad, Etc.

**BENEFICIOS DEL PRODUCTO:**

El efecto de Tienda de Campaña antes de penetrar por completo a la Duramadre, reduce notablemente la cefalea post punción lumbar. Con empuñadura transparente de forma poligonal, que permite visualizar y comprobar el flujo del LCR

**PRECAUCIONES:**

Usarse solamente si su empaque está intacto y sólo por personal médico con conocimiento de técnicas asépticas y debidamente entrenado en el manejo de éste dispositivo

**CONTRAINDICACIONES:**

Según criterio médico

**MATERIAL:**

-

**CONDICIONES DE REPROCESAMIENTO:**

Producto desechable para el uso único en un paciente, no se debe re-utilizar, no se debe re-esterilizar

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>METODO:</b>                 | Oxido de Etileno   |
| <b>DISPOSICIÓN FINAL:</b>      | Incineración       |
| <b>REGISTRO INVIMA:</b>        | 2015DM-0003228-R1  |
| <b>CLASIFICACIÓN DE RIESGO</b> | III                |
| <b>PRESENTACIÓN:</b>           | UNIDAD             |
| <b>FABRICANTE:</b>             | Unisis Corporation |
| <b>MARCA:</b>                  | UNIEVER            |

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**