

FICHA TECNICA

57308



NOMBRE: Contenedor de aspiración, 1000 ml

DESCRIPCIÓN:

Los contenedores están equipados con soportes integrados para el montaje en pared, en soporte de raíl o en los carros. Los contenedores incluyen conectores angulados reutilizables para conectar el tubo de vacío.

INDICACIONES DE USO:

El frasco reutilizable está indicado para la adaptación de la bolsa de recolección de fluidos con gelificante de 1000 ml de capacidad durante la recogida y la eliminación segura de líquidos succionados

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

Permite una fácil instalación de la bolsa de recolección.

PRECAUCIONES:

Este dispositivo debe ser utilizado por personal clínico, debidamente entrenado en su manejo. Antes del uso, comprobar siempre que los contenedores de succión no presenten fisuras, áreas quebradizas ni puntos defectuosos.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna conocida

MATERIAL:

Polycarbonato

CONDICIONES DE REPROCESAMIENTO:

La limpieza y desinfección se debe realizar con un paño limpio húmedo con detergente desinfectante (Biocide), dejar actuar por 10 minutos y retirar con un paño húmedo. Temperatura máxima de esterilización 121°C

METODO:	Ninguno
DISPOSICIÓN FINAL:	Incineración
REGISTRO INVIMA:	6WS-25R-MWLS
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	IIA
PRESENTACIÓN:	
FABRICANTE:	Serres Oy
MARCA:	SERRES

INFORMACIÓN ADICIONAL:

.