

	DIRECCION TECNICA	Código: HS-DT-014 Versión: 0 Fecha: 2021-Sep-01 Página: 1 de 2
	HOJA DE SEGURIDAD PRODUCTO ESPECULO VAGINAL SISTEMA SEGURO RETENCIÓN (CLAMP) / ARTICULADO	

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA		
Nombre del producto:	Especulo Vaginal Sistema Seguro Retención (Clamp) / Articulado	
Registro sanitario:	2016DM-0000121-R1	
Uso del producto:	Procedimientos y exámenes ginecológicos y toma de muestras citológicas (Exploración ginecológica de la vagina).I	
Clasificación del riesgo:	IIa	
Fabricante:	BIOPLAST S.A.S	
Dirección:	Carrera 90A No. 64C-89 Bogotá, Colombia	
Teléfono :	438 22 24	
Página Web :	www.bioplastsa.com	
2. IDENTIFICACION DE PELIGROS		
SALUD: 0	INFLAMABLE: 0	REACTIVIDAD: 0
Producto no clasificado como peligroso. No genera irritación.	Producto no clasificado como inflamable.	Producto Estable. No es reactivo cuando es mezclado con agua.
3. COMPOSICIÓN – INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES		
COMPONENTE	MATERIAL	
Especulo Seguro Retención	Producto elaborado en poliestireno cristal de alta fluidez.	
Espéculo Articulado	Producto elaborado en poliestireno cristal de baja fluidez.	
Seguro Retención (Clamp)	Polipropileno de uso general de inyección.	
4. PRIMEROS AUXILIOS		
Tras contacto con la piel:	No Aplica. Efectos adversos no esperados ni conocidos después de procesado el material.	
Tras contacto con los ojos:	No Aplica. Efectos adversos no esperados ni conocidos.	
Tras Inhalación:	No aplica. Producto no tóxico. Efectos adversos no esperados ni conocidos.	
Tras Ingestión:	No se considera una vía probable de ingestión en su forma natural. En caso de ingestión puede causar obstrucción; no inducir el vómito. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.	
5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO		
Características:	No existe un peligro específico de incendio o explosión. El producto puede generar humos peligrosos durante un incendio.	
Medio de extinción:	El producto encendido puede producir gases irritantes y causar quemaduras en la piel.	
Equipo de protección personal:	Usar espuma, químico seco o dióxido de carbono.	
Prevenir incendio:	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado contra incendio y gases.	
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL		
No Aplica.		
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO		
• Almacenar y transportar el producto alejado de temperaturas extremas para evitar alteraciones en la apariencia. • El producto se debe conservar en un lugar seco, limpio y fresco. • Las instalaciones de almacenamiento deben estar protegidas de la contaminación que proviene del exterior y garantizar el control de vectores y roedores.		
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL		
Protección Personal:	No requiere protección respiratoria, para manos y ojos.	
Medidas de Higiene:	Lavar bien las manos luego de usar el producto.	
9. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS		
Estado Físico:	Sólido.	
Solubilidad:	Insoluble en agua.	
Color:	Natural (transparente)	

	DIRECCION TECNICA	Código: HS-DT-014 Versión: 0 Fecha: 2021-Sep-01 Página: 2 de 2
	HOJA DE SEGURIDAD PRODUCTO ESPECULO VAGINAL SISTEMA SEGURO RETENCIÓN (CLAMP) / ARTICULADO	

Olor:	Característico.
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
Estabilidad Química:	Es estable en condiciones normales de almacenamiento.
Condiciones a evitar:	Evitar el calor, llamas u otra fuente de combustión. La exposición a altas temperaturas puede producir descomposición del producto.
Material a evitar:	Ninguno.
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	
No posee peligro alguno.	
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA	
El producto no se considera peligroso para el medio ambiente.	
13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN	
• Disponer de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales. • Si el producto no ha sido usado puede tratarse como un Residuo No Peligroso Reciclable. • Si el producto fue usado se debe tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa roja, para luego ser llevado al sitio de almacenamiento temporal y posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final	
14. OTRA INFORMACIÓN	
. • Uso bajo supervisión de un profesional del área médica. • Producto no estéril. • Uso de un solo paciente. • Referencias: ○ Sistema Articulado: Talla S, M, L. ○ Sistema Clamp: Talla S,M Fabricado por BIOPLAST S.A.S La información aquí expuesta es presentada con buena fe y se presume que es fiable y correcta hasta la fecha de publicación. Los datos suministrados en este documento describen tan solo las medidas de seguridad en el manejo del producto y no representan una garantía sobre las propiedades descritas del mismo.	