

		FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD DISPOSITIVOS MÉDICOS		Código: CRD-FRM-QRA-012	
				Versión 00	
1. Descripción general del dispositivo					
Nombre Comercial	Catéter de diagnóstico INFINITI, SUPERTORQUE, TEMPO y CORDIS*			Tipo de dispositivo	Invasivo
Nombre genérico	Catéteres de angiografía de diagnóstico			Código GMDN	10688
IMAGEN					
Especificaciones				1. Conector Luer 2.Material resistente a los trombos que se refuerza con un núcleo trenzado. 3.Punta atraumática.	
Principio de funcionamiento	Los catéteres angiográficos de diagnóstico Cordis son un tubo de plástico delgado que se inserta en una arteria a través de una pequeña incisión en la piel. El catéter se guía hasta el área que se está examinando y se inyecta material de contraste a través del tubo y las imágenes se capturan utilizando una pequeña dosis de radiación ionizante (rayos X).				
Elementos funcionales clave	Ver las instrucciones de cada de los cateteres de diagnostico ya que cada uno tiene una especificacion clave por producto				
Composición	Poliuretano, Policarbonato, Sulfato de Bario, Acero Inoxidable , Oro, Plata, Cobre.			vida útil	36 Meses
Accesorios	Los catéteres de diagnóstico angiográfico Cordis se empaquetan sin accesorios excepto en los Packs de Catéteres de Diagnóstico				
Indicaciones de uso:	Las indicaciones para el uso de los catéteres de angiografía de diagnóstico Cordis se resumen en: *Super Torque MB: Diseñados para proporcionar visualización angiográfica y medición lineal de la vasculatura cuando se combina con la administración de contraste radiopaco medio a sitios seleccionados en el sistema vascular. *Super Torque Plus, Super Torque, Infiniti, Tempo, Tempo Aqua,High Flow, Nylex®, Primopac,Corpac,Multipac: están diseñados para administrar medio de contraste radiopaco a sitios seleccionados en el sistema vascular				
Contraindicaciones:	No se conocen contraindicaciones para los Catéteres de angiografía de diagnóstico.				
Presentación comercial					
Caja x1 unidad Caja x 3 unidades Caja x 5 unidades					
2. Registro sanitario					
Número	INVIMA 2021DM-0006802-R1	Clasificación de riesgo	III	fecha de vencimiento	14 de mayo del 2031

