

	FICHA TÉCNICA DE DISPOSITIVO MÉDICO	Aprobación: 04/01/2022
		Versión: 01
		Código: GC-FO-010

1. NOMBRE DEL DISPOSITIVO																									
Nombre genérico:	Microcatéter Headway Duo																								
Nombre comercial:	Microcatéter Headway Duo																								
2. MODELO/REFERENCIA																									
MC162156S	MC162167S																								
3. REGISTRO SANITARIO	2019DM-0020373																								
4. CLASIFICACIÓN DE RIESGO	III																								
5. VIDA ÚTIL	5 años																								
6. NÚMERO DE USOS	Uso único																								
7. PRESENTACIÓN COMERCIAL	Empaque individual																								
8. FABRICANTE	MicroVention																								
9. PAÍS DE ORIGEN	Estados Unidos																								
10. IMPORTADOR	Interventional Medical Products S.A.																								
11. MÉTODO ESTERILIZACIÓN	Óxido de etileno																								
12. TIPO DE DISPOSITIVO	Invasivo quirúrgico																								
13. MODO DE CONSERVACIÓN (ALMACENAMIENTO)																									
Condiciones de temperatura:	Almacenar a temperatura ambiente controlada																								
Condiciones de Humedad:	Almacenar en un lugar seco																								
Otros:	Durante el almacenamiento evite la exposición a agua, luz solar o temperaturas extremas y humedad elevada.																								
14. INDICACIONES DE USO																									
✓ El microcatéter Headway Duo está concebido para uso intravascular general, inclusive la vasculatura periférica, coronaria y la neurovasculatura, para la infusión de agentes de diagnóstico, como medios de contraste, y de agentes terapéuticos, tales como espirales de oclusión.																									
15. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS																									
 Microcatheter with Hydrophilic Coating 1 per box; includes shaping mandrel and introducer sheath <table border="1"> <thead> <tr> <th>Product Name</th> <th>Product Code</th> <th>ID Body/Tip (inches)</th> <th>Tip Shape</th> <th>Usable Length (cm)</th> <th>Distal Length (cm)</th> <th>OD Prox./Dist. (French)</th> <th>Tip Markers</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Headway Duo, 156cm</td> <td>MC162156S</td> <td>0.0165 / 0.0165</td> <td>STR</td> <td>156</td> <td>9</td> <td>2.1 / 1.6</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Headway Duo, 167cm</td> <td>MC162167S</td> <td>0.0165 / 0.013</td> <td>STR</td> <td>167</td> <td>9</td> <td>2.1 / 1.3</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Product Name	Product Code	ID Body/Tip (inches)	Tip Shape	Usable Length (cm)	Distal Length (cm)	OD Prox./Dist. (French)	Tip Markers	Headway Duo, 156cm	MC162156S	0.0165 / 0.0165	STR	156	9	2.1 / 1.6	2	Headway Duo, 167cm	MC162167S	0.0165 / 0.013	STR	167	9	2.1 / 1.3	1
Product Name	Product Code	ID Body/Tip (inches)	Tip Shape	Usable Length (cm)	Distal Length (cm)	OD Prox./Dist. (French)	Tip Markers																		
Headway Duo, 156cm	MC162156S	0.0165 / 0.0165	STR	156	9	2.1 / 1.6	2																		
Headway Duo, 167cm	MC162167S	0.0165 / 0.013	STR	167	9	2.1 / 1.3	1																		