

FICHA TECNICA

LM86 - 20250



NOMBRE: Máscara facial para Anestesia No. 0 estándar.

DESCRIPCIÓN:

Máscara para anestesia para paciente prematuro, en los Servicios de Urgencias, anestesia, UCI, Hospitalización. 0

INDICACIONES DE USO:

La máscara para anestesia está indicada en tratamientos respiratorios, anestesia o resucitación.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

Confort al paciente con un sellado completo entre el puente nasal y el mentón. Garantiza un agarre antideslizante por parte del personal, es transparente lo cual le permite una visualización de la zona nasal y bucal del paciente.

PRECAUCIONES:

- 1.No usar el producto si tiene aspecto de haber sido dañado.
2. Verificar que el colchon de aire este insuflado antes de ser utilizada para facilitar el acondicionamiento al rostro.
3. Se debe utilizar máscara por paciente.

CONTRAINDICACIONES:

Usar la máscara adecuada según edad del paciente.
Usar la máscara por paciente (no reutilizable)

MATERIAL:

Cloruro de polivinilo, Policarbonato, Polietileno.

CONDICIONES DE REPROCESAMIENTO:

Ninguna

METODO:	Ninguno
DISPOSICIÓN FINAL:	Relleno Sanitario
REGISTRO INVIMA:	2022DM-0025738
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	Ila
PRESENTACIÓN:	
FABRICANTE:	Hsiner Co Ltd
MARCA:	L.M. INSTRUMENTS

INFORMACIÓN ADICIONAL:

0