

	FICHA TÉCNICA	Fecha de actualización: 24/01/19
	CONECTOR UNIVERSAL NIPLE	Technical Specifications Especificaciones Técnicas

MARCA: Global Healthcare.

DESCRIPCION: Dispositivo médico desechable usado como adaptador para conectar el tubo de oxígeno a la fuente de oxígeno; no entra en contacto con el paciente y no ejerce ninguna función biológica, química o mecánica en la terapia diferente a la de servir como un simple adaptador (conector).

COMPOSICION: 100% plástico, PVC rígido, cónico de grado médico, 5cm de largo, 1.5cm de diámetro inferior, 0,5cm de diámetro superior.

PRESENTACIONES COMERCIALES: 50 unidades en bolsa de polietileno transparente, sellada. 10 bolsas/caja de cartón corrugado.


Ítem	Descripción	Empaque	Código de Barras	Registro Invima
63-503	Conector Universal Niple	500und/caja	Bolsa:20872237007350 Corrugado: 40872237007354	2017DM – 0001253 R1 Vigente hasta: 18 Sep 2027. Riesgo: IIA

TIPO DE CONSERVACIÓN: Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran humedad.

TIPO DE TRATAMIENTO: Para conectar y adaptar diferentes dispositivos médicos a las fuentes de oxígeno, en procedimientos clínicos.

VIDA ÚTIL: 5 años.

OBSERVACIONES: Descartar luego de usar, **No usar** si el paquete está abierto o dañado (producto desechable)



CONECTOR UNIVERSAL NIPLE

Si requiere de información adicional, puede contactarnos en:
Colombia: ghc-colombia@globalhealthcare.net
Chile: infochile@globalhealthcare.net
Sitio web: www.globalhealthcare.net