

FICHA TECNICA LMI86-5504



NOMBRE: Inhalocámara antiestática con válvulas para inhalador de dosis medida, pediátrica.

DESCRIPCIÓN:

Inhalocámara TheraPuff, antiestática que optimiza la entrega del medicamento inhalado, característica que evita la adherencia de la medicación a pared de la cámara. Mascara confortable con válvula de exhalación. Tamaño pediátrico, paciente 3 a 6 años Se adapta a la cara del paciente evitando la perdida de medicación. Válvula unidireccional de baja resistencia, se abre con un flujo bajo y se cierra para evitar la exhalación del paciente. Adaptador universal compatible con todos los inhaladores.

INDICACIONES DE USO:

Administración de medicamentos inhalados como el Inhalador de Dosis Medida, para evitar la sedimentación en la orofaringe.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

Inhalocamara TheraPuff, antiestática que asegura la administración del medicamento inhalado. Válvula unidireccional de baja resistencia que mejora la coordinación entre la inhalación y la inspiración. Mascaras Comfort & Seal que se adapta al paciente

PRECAUCIONES:

Leer la instrucción de uso, utilizar según indicación médica.

CONTRAINDICACIONES:

Lavar según las indicaciones, no someter a temperaturas altas. No colocar el producto a ebullición.

MATERIAL:

PVC libre de latex y de Ftalatos (DEHP).

CONDICIONES DE REPROCESAMIENTO:

Desarme la Inhalocámara, sumerja las piezas por 15 minutos en agua tibia con detergente suave, enjuague con agua limpia, deje secar al aire. Asegúrese que todas las piezas están secas antes de armar, guardar en un recipiente seco y limpio.

METODO: Ninguno

DISPOSICIÓN FINAL: Relleno Sanitario

REGISTRO INVIMA: 2021DM-0023473

CLASIFICACIÓN DE RIESGO IIA

PRESENTACIÓN:

FABRICANTE: Koo Asia Ltd

MARCA: L.M. INSTRUMENTS

DRMACIÓN ADICIONAL:						
"Este documento pert	on a constant	anta C.A. Ca much	(ha raproducirla to	ital a paraialmenta	o guardarla an un	niotou