

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO	STERILIT - ACEITE PARA INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS Y SISTEMAS DE MOTORES AESCULAP				
NOMBRE GENERICO	ACEITE PARA INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS Y SISTEMAS DE MOTORES AESCULAP				
DESCRIPCIÓN	Aceite para el cuidado de los sistemas de motores Aesculap previo a la esterilización. Propiedades: ■ Película de aceite permeable al vapor ■ No es necesario realizar una prueba de funcionamiento del efecto de esterilización mediante película de aceite ■ Efecto lubricante y anticorrosivo ■ Exento de sílicona				
COMPOSICIÓN	GA 059: Aceite altamente puro sin resina ni ácidos (aceite blanco) con aditivos JG 598: Mezcla de hidrocarburos altamente refinados (aceite blanco) JG 600: Aerosol con preparación de aceite especial GB 600: Aerosol con preparación de aceite especial y pentano. Propelente: mezcla de propano/butano < 150 g				
INDICACIONES DE USO	Aceite para el cuidado de los sistemas de motores Aesculap previo a la esterilización. Propiedades: ■ Película de aceite permeable al vapor ■ No es necesario realizar una prueba de funcionamiento del efecto de esterilización mediante película de aceite ■ Efecto lubricante y anticorrosivo ■ Exento de sílicona				
CONTRAINDICACIONES	Consultar el inserto y la ficha de datos de seguridad del producto.				
ADVERTENCIAS	Consultar el inserto y la ficha de datos de seguridad del producto.				
REFERENCIAS	VER ANEXO		CLASIFICACION DE RIESGO		No Aplica
CERTIFICADO DE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO	2019007592	MODALIDAD	IMPORTAR Y VENDER	VIGENCIA	No Aplica
TITULAR	AESCULAP AG	FABRICANTE	AESCULAP AG		
PRESENTACION COMERCIAL	Código	Descripción			
	GA059	UNIDAD X 50 ml			
	JG598	UNIDAD X 50 ml			
	JG600	UNIDAD X 300 ml			
	GB600	UNIDAD X 300 ml			
	GB600840	UNIDAD			
	GB600880	UNIDAD			
	GB600860	UNIDAD			
	GB600850	UNIDAD			
	GB600870	UNIDAD			
	GB600820	UNIDAD			
	GB600830	UNIDAD			
GB600810	UNIDAD				
ENVASE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA	
	Frasco	Aluminio / Plástico	N/A	Nombre.	
				Descripción del producto.	
				Lote, fecha de fabricación y expiración.	
				Titular	
EMPAQUE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA	
	Caja Bolsa	Cartón Plástica	6 1	Nombre.	
				Descripción del producto.	
				Lote, fecha de fabricación y expiración.	
				Titular	
EMBALAJE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA	
	N/A	N/A	N/A	Nombre.	
				Descripción del producto.	
				Lote, fecha de fabricación y expiración.	
				Titular, Importador, registro sanitario.	
CONDICIONES ALMACENAMIENTO	Consultar el inserto y la ficha de datos de seguridad del producto.				
MÉTODO DE DESECHO O DISPOSICIÓN FINAL	Consultar el inserto y la ficha de datos de seguridad del producto. Los productos no usados o vencidos pueden ser remitidos a B. Braun Medical S.A. para la destrucción y disposición final.				
BENEFICIOS AMBIENTALES	Los empaques y embalajes del producto poseen características de aprovechamiento, tras un adecuado proceso de separación en la fuente.				

ANEXO -FICHA TÉCNICA

Código	Descripción
GA059	STERILIT POWER SYSTEMS LUBRIF.POR GOTEÓ
JG598	STERILIT I LUBRIFICADOR POR GOTEÓ
JG600	STERILIT I SPRAY ACEITE
GB600	STERILIT POWER SYSTEMS SPRAY DE ACEITE
GB600840	STERILIT POWER SYSTEMS SPRAY ADAPTOR FOR ACCULAN 3TI / ACCULAN 4
GB600880	STERILIT POWER SYSTEMS SPRAY ADAPTOR FOR ACCULAN 4 GA344 / ELAN 4 GA844
GB600860	STERILIT POWER SYSTEMS SPRAY ADAPTOR FOR ELAN 4 ELECTRO
GB600850	STERILIT POWER SYSTEMS SPRAY ADAPTOR FOR ELAN 4 AIR
GB600870	STERILIT POWER SYSTEMS SPRAY ADAPTOR FOR MICRSPEED UNI XS
GB600820	STERILIT POWER SYSTEMS SPRAY ADAPTOR FOR MICROSPEED UNI/HILAN/HILAN XS/HI-LINE/HI-LINE XS /HI-LINE XXS
GB600830	STERILIT POWER SYSTEMS SPRAY ADAPTOR FOR MINILINE
GB600810	STERILIT POWER SYSTEMS SPRAY ADAPTOR FOR MICROLINE