

FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MÉDICOS

PRODUCTO	ACTREEN® - CATÉTER ESTÉRIL LISTO PARA USAR INDICADO PARA CATETERISMO URINARIO INTERMITENTE,				
NOMBRE GENERICO	CATÉTER ESTÉRIL LISTO PARA USAR INDICADO PARA CATETERISMO URINARIO INTERMITENTE,				
DESCRIPCIÓN	SONDA ESTÉRIL, PRELUBRICADA Y LISTA PARA USAR, INDICADA EN EL SONDAGE VESICAL INTERMITENTE.				
COMPOSICIÓN	CÁTETER (PVC ó TPO), LUBRICANTE (AGUA, HIDROEXIETILCELULOSA, GLICÉRIDOS DE ALMENDRAS, GLICEROL), CONECTOR				
INDICACIONES DE USO	ACTREEN® ESTÁ INDICADO PARA PACIENTES QUE NECESITAN CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE DEBIDO A DIFICULTADES MICCIONALES TEMPORALES O CONTINUAS. LAS DIFICULTADES CONTINUAS PARA VACIAR LA VEJIGA SON PARTICULARMENTE FRECUENTES ENTRE LOS PACIENTES QUE SUFREN DE CONDICIONES SUBYACENTES COMO POR EJEMPLO: - ESCLEROSIS MÚLTIPLE - LESIÓN DE LA MÉDULA ESPINAL - ESPINA BÍFIDA - CIRUGÍA DE PRÓSTATA - CANCER DE PROSTATA				
CONTRAINDICACIONES	N/A				
ADVERTENCIAS	N/A				
VIDA ÚTIL	2 AÑOS/ 3 AÑOS		CLASIFICACION DE RIESGO		I
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2022DM-0025087	MODALIDAD	Importar y Vender	VIGENCIA	30-mar.-2032
TITULAR	B.BRAUN MEDICAL S.A.S - Francia	FABRICANTE	B.BRAUN MEDICAL S.A.S - Francia		
REFERENCIAS	ACTREEN LITE CATH, ACTREEN MINI CATH, ACTREEN MINI SET, ACTREEN HI-LITE CATH, ACTREEN GLYS CATH, ACTREEN GLYS SET				
PRESENTACION COMERCIAL	Caja X 30 unidades				
ENVASE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA	
	Bolsa	PVC	1	Nombre.	
				Descripción del producto.	
				Lote, fecha de fabricación y expiración.	
				Titular	
EMPAQUE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA	
	Sobre	Polipropileno Polietileno Papel grado medico	1	Nombre.	
				Descripción del producto.	
				Lote, fecha de fabricación y expiración.	
				Titular	
EMBALAJE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA	
	Caja	Cartón	30	Nombre.	
				Descripción del producto.	
				Lote, fecha de fabricación y expiración.	
				Titular, Importador, registro sanitario.	
CONDICIONES ALMACENAMIENTO	Almacenar a condiciones normales de temperatura.				
MÉTODO DE DESECHO O DISPOSICIÓN FINAL	Los empaques y embalajes del producto poseen características de aprovechamiento, tras un adecuado proceso de separación en la fuente.				
BENEFICIOS AMBIENTALES	La disposición final del dispositivo una vez utilizado, se debe realizar de acuerdo a la normativa ambiental aplicable en materia de residuos peligrosos y residuos hospitalarios.				



ANEXO -FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MEDICOS

Código	Descripción
225108	Actreen Glys Cath Tiemann CH8 (2,7 mm)
225110	Actreen Glys Cath Tiemann CH10 (3,3 mm)
225112	Actreen Glys Cath Tiemann CH12 (4,0 mm)
225114	Actreen Glys Cath Tiemann CH14 (4,7 mm)
225116	Actreen Glys Cath Tiemann CH16 (5,3 mm)
225118	Actreen Glys Cath Tiemann CH18 (6,0 mm)
225208	Actreen Glys Cath Nelaton CH8 (2,7 mm)
225210	Actreen Glys Cath Nelaton CH10 (3,3 mm)
225212	Actreen Glys Cath Nelaton CH12 (4,0 mm)
225214	Actreen Glys Cath Nelaton CH14 (4,7 mm)
225216	Actreen Glys Cath Nelaton CH16 (5,3 mm)
225218	Actreen Glys Cath Nelaton CH18 (6,0 mm)
225306	Actreen Glys Cath Nelaton CH6 (2,0 mm)
225308	Actreen Glys Cath Nelaton CH8 (2,7 mm)
225310	Actreen Glys Cath Nelaton CH10 (3,3 mm)
225312	Actreen Glys Cath Nelaton CH12 (4,0 mm)
225314	Actreen Glys Cath Nelaton CH14 (4,7 mm)
225316	Actreen Glys Cath Nelaton CH16 (5,3 mm)
226108	Actreen Glys Set Tiemann CH 8 (2,7 mm)
226110	Actreen Glys Set Tiemann CH 10 (3,3 mm)
226112	Actreen Glys Set Tiemann CH 12 (4,0 mm)
226114	Actreen Glys Set Tiemann CH 14 (4,7 mm)
226116	Actreen Glys Set Tiemann CH 16 (5,3 mm)
226208	Actreen Glys Set Nelaton CH8 (2,7 mm)
226210	Actreen Glys Set Nelaton CH10 (3,3 mm)
226212	Actreen Glys Set Nelaton CH12 (4,0 mm)
226214	Actreen Glys Set Nelaton CH14 (4,7 mm)
226216	Actreen Glys Set Nelaton CH16 (5,3 mm)
226218	Actreen Glys Set Nelaton CH18 (6,0 mm)
226306	Actreen Glys Set Nelaton CH6 (2,0 mm)
226308	Actreen Glys Set Nelaton CH8 (2,7 mm)
226310	Actreen Glys Set Nelaton CH10 (3,3 mm)
226312	Actreen Glys Set Nelaton CH12 (4,0 mm)
226314	Actreen Glys Set Nelaton CH14 (4,7 mm)
226316	Actreen Glys Set Nelaton CH16 (5,3 mm)
228108	Actreen Lite Cath Tiemann CH8 (2,7 mm)
228110	Actreen Lite Cath Tiemann CH10 (3,3 mm)
228112	Actreen Lite Cath Tiemann CH12 (4,0 mm)
228114	Actreen Lite Cath Tiemann CH14 (4,7 mm)
228116	Actreen Lite Cath Tiemann CH16 (5,3 mm)
228118	Actreen Lite Cath Tiemann CH18 (6,0 mm)
228208	Actreen Lite Cath Nelaton CH8 (2,7 mm)
228210	Actreen Lite Cath Nelaton CH10 (3,3 mm)
228212	Actreen Lite Cath Nelaton CH12 (4,0 mm)
228214	Actreen Lite Cath Nelaton CH14 (4,7 mm)
228216	Actreen Lite Cath Nelaton CH16 (5,3 mm)
228218	Actreen Lite Cath Nelaton CH18 (6,0 mm)
228306	Actreen Lite Cath Nelaton CH6 (2,0 mm)
228308	Actreen Lite Cath Nelaton CH8 (2,7 mm)
228310	Actreen Lite Cath Nelaton CH10 (3,3 mm)
228312	Actreen Lite Cath Nelaton CH12 (4,0 mm)
228314	Actreen Lite Cath Nelaton CH14 (4,7 mm)
228316	Actreen Lite Cath Nelaton CH16 (5,3 mm)

228010	Actreen Mini Cath Nelaton CH10 (3,3 mm)
228012	Actreen Mini Cath Nelaton CH12 (4,0 mm)
228014	Actreen Mini Cath Nelaton CH14 (4,7 mm)
239008	Actreen Mini Set Nelaton CH8 (2,7 mm)
239010	Actreen Mini Set Nelaton CH10 (3,3 mm)
239012	Actreen Mini Set Nelaton CH12 (4,0 mm)
239014	Actreen Mini Set Nelaton CH14 (4,7 mm)
238108	Actreen Hi-Lite Cath Tiemann CH8 (2,7 mm)
238110	Actreen Hi-Lite Cath Tiemann CH10 (3,3 mm)
238112	Actreen Hi-Lite Cath Tiemann CH12 (4,0 mm)
238114	Actreen Hi-Lite Cath Tiemann CH14 (4,7 mm)
238116	Actreen Hi-Lite Cath Tiemann CH16 (5,3 mm)
238118	Actreen Hi-Lite Cath Tiemann CH18 (6,0 mm)
238208	Actreen Hi-Lite Cath Nelaton CH8 (2,7 mm)
238210	Actreen Hi-Lite Cath Nelaton CH10 (3,3 mm)
238212	Actreen Hi-Lite Cath Nelaton CH12 (4,0 mm)
238214	Actreen Hi-Lite Cath Nelaton CH14 (4,7 mm)
238216	Actreen Hi-Lite Cath Nelaton CH16 (5,3 mm)
238218	Actreen Hi-Lite Cath Nelaton CH18 (6,0 mm)
238306	Actreen Hi-Lite Cath Nelaton CH6 (2,0 mm)
238308	Actreen Hi-Lite Cath Nelaton CH8 (2,7 mm)
238310	Actreen Hi-Lite Cath Nelaton CH10 (3,3 mm)
238312	Actreen Hi-Lite Cath Nelaton CH12 (4,0 mm)
238314	Actreen Hi-Lite Cath Nelaton CH14 (4,7 mm)
238316	Actreen Hi-Lite Cath Nelaton CH16 (5,3 mm)