

FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MÉDICOS

PRODUCTO	PRÓTESIS VASCULARES				
NOMBRE GENERICO	PRÓTESIS VASCULARES AESCULAP				
DESCRIPCIÓN	Parches vasculares de punto de malla y prótesis vasculares en poliéster impregnadas y no impregnadas de gelatina absorbible para intervenciones de reconstrucción en la cirugía vascular.				
COMPOSICIÓN	Poliester (Tereftalato de polietileno), gelatina modificada derivada de hueso bovino (Polygelin), Glicerol, agua, carbono.				
INDICACIONES DE USO	Sustitución y reconstrucción vascular de aorta, vasos de gran diámetro y vasos periféricos, en intervenciones de reconstrucción en la cirugía vascular.				
CONTRAINDICACIONES	* Las prótesis vasculares no deben utilizarse en zonas afectadas. * No utilizar en caso de alergias a componentes protésicos.				
ADVERTENCIAS	Ninguna.				
VIDA ÚTIL	5 AÑOS		CLASIFICACION DE RIESGO		III
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2020DM-0004160-R1	MODALIDAD	IMPORTAR Y VENDER	VIGENCIA	4-feb.-2030
TITULAR	AESCULAP AG - ALEMANIA	FABRICANTE	AESCULAP AG - ALEMANIA AESCULAP CHIFA SP. Z.O.O - POLONIA		
REFERENCIAS	Ver anexo				
PRESENTACION COMERCIAL	Empaque individual				
ENVASE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA	
	Blíster	PVC Papel grado medico	1	Nombre.	
				Descripción del producto.	
				Lote, fecha de fabricación y expiración.	
				Titular	
EMPAQUE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA	
	Caja	Cartón	1	Nombre.	
				Descripción del producto.	
				Lote, fecha de fabricación y expiración.	
				Titular	
EMBALAJE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA	
	Caja	Cartón	1	Nombre.	
				Descripción del producto.	
				Lote, fecha de fabricación y expiración.	
				Titular, Importador, registro sanitario.	
CONDICIONES ALMACENAMIENTO	Almacenar a condiciones normales de temperatura.				
MÉTODO DE DESECHO O DISPOSICIÓN FINAL	La disposición final del dispositivo una vez utilizado, se debe realizar de acuerdo a la normativa ambiental aplicable en materia de residuos peligrosos y residuos hospitalarios.				
BENEFICIOS AMBIENTALES	Los envases, empaques y embalajes de este producto, presentan características de reciclaje a partir de un adecuado proceso de separación en la fuente.				



ANEXO -FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MEDICOS

Código	Descripción
1101013	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 8MM 15CM
1101021	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 6MM 15CM
1101030	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 6MM 10CM
1101048	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 7MM 15CM
1101102	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 10MM 15CM
1101129	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 12MM 15CM
1101137	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 12MM 30CM
1101145	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 14MM 15CM
1101161	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 16MM 15CM
1101188	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 18MM 15CM
1101200	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 20MM 15CM
1101226	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 22MM 15CM
1101242	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 24MM 15CM
1101269	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 6MM 40CM
1101277	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 7MM 40CM
1101285	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 8MM 40CM
1101307	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 10MM 40CM
1101315	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 12MM 40CM
1101323	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 14MM 40CM
1101384	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 8MM 45CM
1101447	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 14MM 60CM
1101544	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 24MM 60CM
1101552	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 28MM 60CM
1101820	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 12MM 10CM
1101846	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 14MM 10CM
1101862	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 16MM 10CM
1101889	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 18MM 10CM
1101927	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 22MM 10CM
1101943	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 24MM 10CM
1101960	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 26MM 10CM
1102001	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 30MM 10CM
1102060	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 6MM 30CM
1102079	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 7MM 30CM
1102087	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 8MM 30CM
1102109	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 10MM 30CM
1102192	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 26MM 30CM
1102206	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 28MM 30CM
1102214	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 30MM 30CM
1102222	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 32MM 30CM
1102230	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 34MM 30CM
1102249	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 36MM 30CM
1102265	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 26MM 15CM
1102281	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 28MM 15CM
1102303	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 30MM 15CM
1102320	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 32MM 15CM
1102346	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 34MM 15CM
1102362	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 36MM 15CM
1102400	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 26MM 20CM
1102419	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 28MM 20CM
1102427	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 30MM 20CM
1104063	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 6MM 60CM
1104071	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 7MM 60CM
1104080	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 8MM 60CM
1104101	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 10MM 60CM
1104128	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 12MM 60CM
1104144	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 14MM 30CM
1104160	UNI-GRAFT K DV RECTO 16 MM. 30 CM.
1104187	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 18MM 30CM
1104209	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 20MM 30CM
1104225	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 22MM 30CM
1104241	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 24MM 30CM
1104403	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 6MM 100CM
1104411	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 8MM 100CM
1104420	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 10MM 100CM
1104421	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 6MM 70CM
1104422	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 7MM 70CM
1104423	UNI-GRAFT K DV STRAIGHT 8MM 70CM

1104519	UNI-GRAFT K DV BIFURC. 12X7MM 40CM
1104527	UNI-GRAFT K DV BIFURC. 14X7MM 40CM
1104535	UNI-GRAFT K DV BIFURC. 12X6MM 40CM
1104551	UNI-GRAFT K DV BIFURC. 14X8MM 40CM
1104560	UNI-GRAFT K DV BIFURC. 16X8MM 40CM
1104578	UNI-GRAFT K DV BIFURC. 16X9MM 40CM
1104586	UNI-GRAFT K DV BIFURC. 18X9MM 40CM
1104594	UNI-GRAFT K DV BIFURC. 18X10MM 40CM
1104608	UNI-GRAFT K DV BIFURC. 20X10MM 40CM
1104616	UNI-GRAFT K DV BIFURC. 20X11MM 40CM
1104624	UNI-GRAFT K DV BIFURC. 22X11MM 40CM
1104640	UNI-GRAFT K DV BIFURC. 24X12MM 40CM
1104705	UNI-GRAFT K DV AX-BIFEM RT 8MM 100/60CM
1104713	UNI-GRAFT K DV AX-BIFEM LT 8MM 100/60CM
1104721	UNI-GRAFT K DV AX-BIFEM RT 10MM 100/60CM
1104730	UNI-GRAFT K DV AX-BIFEM LT 10MM 100/60CM
1106392	UNI-GRAFT W GERADE ROEHRE 24MM 15CM
1106406	UNI-GRAFT W GERADE ROEHRE 26MM 15CM
1106414	UNI-GRAFT W GERADE ROEHRE 28MM 15CM
1106422	UNI-GRAFT W GERADE ROEHRE 30MM 15CM
1106430	UNI-GRAFT W GERADE ROEHRE 32MM 15CM
1106449	UNI-GRAFT W GERADE ROEHRE 34MM 15CM
1106457	UNI-GRAFT W GERADE ROEHRE 36MM 15CM
1106635	UNI-GRAFT W GERADE ROEHRE 24MM 30CM
1106636	UNI-GRAFT W GERADE ROEHRE 24MM 40CM
1106643	UNI-GRAFT W GERADE ROEHRE 26MM 30CM
1106651	UNI-GRAFT W GERADE ROEHRE 28MM 30CM
1106660	UNI-GRAFT W GERADE ROEHRE 30MM 30CM
1106678	UNI-GRAFT W GERADE ROEHRE 32MM 30CM
1106679	UNI-GRAFT W GERADE ROEHRE 32MM 40CM
1106686	UNI-GRAFT W GERADE ROEHRE 34MM 30CM
1106687	UNI-GRAFT W GERADE ROEHRE 34MM 40CM
1106694	UNI-GRAFT W GERADE ROEHRE 36MM 30CM
1106801	UNI-GRAFT W AORTIC ARCH - 26MM 90°
1106803	UNI-GRAFT W AORTIC ARCH - 28MM 90°
1106806	UNI-GRAFT W AORTIC ARCH - 30MM 90°
1106807	UNI-GRAFT W AORTIC ARCH - 30MM 180°
1106808	UNI-GRAFT W AORTIC ARCH - 32MM 90°
1106826	UNI-GRAFT W SINUS 26MM 20CM
1106828	UNI-GRAFT W SINUS 28MM 20CM
1106830	UNI-GRAFT W SINUS 30MM 20CM
1106832	UNI-GRAFT W SINUS 32MM 20CM
1107400	UNI-GRAFT K DV PATCH 2X9CM
1107401	UNI-GRAFT K DV PACTH 1X7CM
1107402	UNI-GRAFT K DV PATCH 3X4CM
1107403	UNI-GRAFT K DV PATCH 2X9CM
1107404	UNI-GRAFT K DV PATCH 1X7CM
1107405	UNI-GRAFT K DV PATCH 3X4CM
1107406	UNI-GRAFT K DV PATCH 2X9CM
1107407	UNI-GRAFT K DV PATCH 1X7CM
1107408	UNI-GRAFT K DV PATCH 3X4CM