

FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MÉDICOS

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                              |                                          |              |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| PRODUCTO                                 | DAFILON®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                              |                                          |              |
| NOMBRE GENERICO                          | SUTURA NO ABSORBIBLE MONOFILAR DE POLIAMIDA - BBRAUN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                              |                                          |              |
| DESCRIPCIÓN                              | Dafilon® es una sutura quirúrgica, monofilar no absorbible de Poliamida. La sutura Dafilon® está disponible teñida en azul (Poliamida 6/66) con Pigment Blue 15:1, o en negro (Poliamida 6/6) teñida con el tinte Hematein Logwood Black C.I. 75290, para que pueda ser localizada fácilmente, aunque también se encuentra disponible sin teñir con lo que mantiene su color beige natural. Dafilon® cumple con todos los requisitos vigentes de las farmacopeas Europea y Americana para suturas estériles no absorbibles.Para mayor información ver inserto del producto.                                         |                                |                                              |                                          |              |
| COMPOSICIÓN                              | Hilo: Poliamida monofilar, teñida azul (poliamida 6), negro (poliamida 6/6) o incolora. Aguja: acero inoxidable plano cutaneo (incoloro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                              |                                          |              |
| INDICACIONES DE USO                      | Indicada básicamente para suturas dérmicas, Microcirugía,Oftalmología y Neurocirugía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                              |                                          |              |
| CONTRAINDICACIONES                       | Dada su posible pérdida gradual de la resistencia a la tracción con el tiempo " <i>in vivo</i> ", el uso de sutura Dafilon® está contraindicado cuando se requiera un mantenimiento permanente de resistencia a la tracción. Las micro-suturas de Dafilon®, debido a su resistencia a la tracción limitada, no están recomendadas para su uso en cierre intracutáneo/subcutáneo, cardiovascular y gastrointestinal, así como para fijación de prótesis vasculares. Dafilon® está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad o alergia al material de sutura.Para mayor información ver inserto del producto. |                                |                                              |                                          |              |
| ADVERTENCIAS                             | Las suturas Dafilon® no deben ser reesterilizadas. Los envases, dañados o abiertos no utilizados deben ser desechados. Un solo uso: peligro de infección para el paciente o el usuario y limitación de la función de los productos en caso de reutilización. La contaminación o la función limitada de los productos pueden provocar lesiones, enfermedades e incluso la muerte.El almacenaje no requiere condiciones especiales. Para mayor información ver inserto del producto.                                                                                                                                  |                                |                                              |                                          |              |
| VIDA ÚTIL                                | 5 años                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | CLASIFICACION DE RIESGO                      |                                          | III          |
| REGISTRO SANITARIO                       | INVIMA 2014DM-0002454-R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MODALIDAD                      | IMPORTAR Y VENDER                            | VIGENCIA                                 | 29-abr.-2024 |
| TITULAR                                  | B. BRAUN SURGICAL S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FABRICANTE                     | B. BRAUN SURGICAL                            |                                          |              |
| REFERENCIAS                              | VER ANEXO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                              |                                          |              |
| PRESENTACION COMERCIAL                   | CAJA X 36 UN, CAJA X 24 UN, CAJA X 12 UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                              |                                          |              |
| ENVASE                                   | TIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MATERIAL                       | UNIDADES CONTENIDAS                          | INFORMACIÓN CONTENIDA                    |              |
|                                          | Blíster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Papel grado medico Polietileno | 1                                            | Nombre.                                  |              |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                              | Descripción del producto.                |              |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                              | Lote, fecha de fabricación y expiración. |              |
| Titular                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                              |                                          |              |
| EMPAQUE                                  | TIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MATERIAL                       | UNIDADES CONTENIDAS                          | INFORMACIÓN CONTENIDA                    |              |
|                                          | Caja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cartón Celofan                 | CAJA X 36 UN<br>CAJA X 24 UN<br>CAJA X 12 UN | Nombre.                                  |              |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                              | Descripción del producto.                |              |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                              | Lote, fecha de fabricación y expiración. |              |
| Titular                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                              |                                          |              |
| EMBALAJE                                 | TIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MATERIAL                       | UNIDADES CONTENIDAS                          | INFORMACIÓN CONTENIDA                    |              |
|                                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                            | N/A                                          | Nombre.                                  |              |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                              | Descripción del producto.                |              |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                              | Lote, fecha de fabricación y expiración. |              |
| Titular, Importador, registro sanitario. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                              |                                          |              |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO               | Almacenar a condiciones normales de temperatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                              |                                          |              |
| MÉTODO DE DESECHO O DISPOSICIÓN FINAL    | La disposición final del dispositivo una vez utilizado, se debe realizar de acuerdo a la normativa ambiental aplicable en materia de residuos peligrosos y residuos hospitalarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                              |                                          |              |
| BENEFICIOS AMBIENTALES                   | Los empaques y embalajes del producto poseen características de aprovechamiento, tras un adecuado proceso de separación en la fuente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                              |                                          |              |

# ANEXO -FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MEDICOS

| Código   | Descripción                              |
|----------|------------------------------------------|
| B0431303 | DAFILON BLUE 2 (5) 2X100CM               |
| B0436500 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 6X60CM              |
| B0436503 | DAFILON BLUE 2 (5) 6X60CM                |
| B0436504 | DAFILON BLUE 3 (6) 6X60CM                |
| B0436532 | DAFILON BLUE 4/0 (1,5) 6X45CM            |
| B0436533 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 6X45CM              |
| B0436534 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 6X45CM              |
| B0436535 | DAFILON BLUE 0 (3,5) 6X45CM              |
| B0436536 | DAFILON BLUE 1 (4) 6X45CM                |
| B0436537 | DAFILON BLUE 2 (5) 6X45CM                |
| B0436538 | DAFILON BLUE 3 (6) 6X45CM LPCE           |
| B0436540 | DAFILON BLUE 5 (7) 6X45CM                |
| B0436650 | DAFILON BLUE 4/0 (1,5) 10X45CM           |
| B0436658 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 10X45CM             |
| B0436674 | DAFILON BLUE (2,5) 10X45CM               |
| B0436675 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 10X45CM             |
| B0930005 | DAFILON BLUE 1 (4)120CM HS30 DDP         |
| B0930010 | DAFILON BLUE 2 (5) 90CM HR48 DDP         |
| B0930012 | DAFILON BLUE 1 (4)120CM DS30 DDP         |
| B0930192 | DAFILON BLUE 2 (5) 90CM 2XGR65 PEEL CE   |
| B0930628 | DAFILON BLUE 1 (4) 100CM HR30            |
| B0930750 | DAFILON BLUE 2 (5) 75CM HR48 DDP         |
| B0931641 | DAFILON BLUE 2 (5) 75CM DS76 PEEL CE     |
| B0932019 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 45CM DS9          |
| B0932060 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 45CM DS12         |
| B0932078 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DS12           |
| B0932116 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 45CM DS16         |
| B0932124 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DS16           |
| B0932132 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DS16         |
| B0932140 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DS16           |
| B0932191 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DS19           |
| B0932205 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DS19         |
| B0932213 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DS19           |
| B0932353 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DS24           |
| B0932361 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 45CM DS24           |
| B0932469 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DS30           |
| B0932540 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DS39           |
| B0932558 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DS39           |
| B0932566 | DAFILON BLUE 0 (3,5) 75CM DS39           |
| B0932574 | DAFILON BLUE 1 (4) 75CM DS39             |
| B0932730 | DAFILON BLUE 0 (3,5) 75CM 2XGR65         |
| B0932769 | DAFILON BLUE 0 (3,5) 120CM HS40S LOP     |
| B0933159 | DAFILON BLUE 2 (5) 75CM HS48 DDP         |
| B0933570 | DAFILON BLUE 1 (4) 150CM HR48 LOOP       |
| B0933589 | DAFILON BLUE 0 (3,5) 150CM HR48 LOOP DDP |
| B0933619 | DAFILON BLUE 1 (4) 200CM HR48 LOOP       |
| B0933670 | DAFILON BLUE 2 (5) 150CM HR65            |
| B0934001 | DAFILON BLUE 1(4)150CM HRC40S (M)LOOPDDP |
| B0934002 | DAFILON BLUE 1 (4) 150CM HRC43(M)LOOPDDP |
| B0934028 | DAFILON BLUE 1 (4)150CM HRN50 LOOP(M)    |
| B0934224 | DAFILON BLUE 1 (4) 100CM DS48 DDP        |
| B0934518 | DAFILON BLUE 1 (4) 150CM HS40 LOOP       |
| B0934534 | DAFILON BLUE 0 (3,5) 150CM HR40 LOOP     |
| B0934552 | DAFILON BLUE 1 (4) 150CM HR40 (M) LOOP   |
| B0934579 | DAFILON BLUE 2 (5) 90CM DS39 DDP         |
| B0934585 | DAFILON BLUE 0 (3,5) 100CM HS40          |
| B0934708 | DAFILON BLUE 1 (4) 150CM HRT40S (M) LOOP |
| B0934710 | DAFILON BLUE 1 (4) 150CM HRT43 (M) LOOP  |
| B0934713 | DAFILON BLUE 1 (4) 150CM HR65            |
| B0934828 | DAFILON BLUE 0 (3,5) 100CM HR40          |
| B0934832 | DAFILON BLUE 2 (5) 90CM DS35 DDP         |
| B0934844 | DAFILON BLUE 0 (3,5) 100CM HR40S         |
| B0934933 | DAFILON BLUE 2 (5) 100CM DS90 PEEL       |
| B0935001 | DAFILON BLUE 1(4)200CM HRC43S (M)LOOPDDP |

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| B0935204 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM DS19         |
| B0935212 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DS19           |
| B0935344 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM DS24         |
| B0935352 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DS24           |
| B0935360 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DS24           |
| B0935476 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DS30           |
| B0935484 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 75CM DS30           |
| B0935549 | DAFILON BLUE 1 (4) 100CM HR40            |
| B0935584 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 120CM HR40S DDP     |
| B0935620 | DAFILON BLUE 1 (4) 100CM HS48            |
| B0935630 | DAFILON BLUE 1(4)200CM HRT43S LOOP(M)    |
| B0935727 | DAFILON BLUE 1 (4) 100CM HR48            |
| B0935743 | DAFILON BLUE 1 (4) 100CM HR40S           |
| B0935769 | DAFILON BLUE 1 (4) 150CM HR37S LOOP      |
| B0935905 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 100CM DS60          |
| B0935910 | DAFILON BLUE 2 (5) 3X50CM DS76           |
| B0935913 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 100CM DS60          |
| B0935914 | DAFILON BLUE 2 (5) 100CM DS60            |
| B0935915 | DAFILON BLUE 1 (4) 100CM DS60            |
| C0431249 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 2X100CM           |
| C0431257 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 2X100CM             |
| C0431265 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 2X100CM             |
| C0431273 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 2X100CM             |
| C0431290 | DAFILON BLUE 1 (4) 2X100CM               |
| C0432040 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 150CM             |
| C0432059 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 150CM               |
| C0432067 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 150CM               |
| C0432075 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 150CM               |
| C0433063 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 100CM               |
| C0433098 | DAFILON BLUE 1 (4) 100CM                 |
| C0433101 | DAFILON BLUE 2 (5) 100CM                 |
| C0436275 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 3X45CM              |
| C0436283 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 3X45CM              |
| C0912224 | DAFILON UNDYED 3/0 (2) 75CM GS60 (M)     |
| C0912242 | DAFILON UNDYED 6/0(0.7)45CM DSMP16(M)    |
| C0912247 | DAFILON UNDYED 5/0(1)45CM DSMP19 (M)     |
| C0916001 | DAFILON UNDYED 3/0 (2) 75CM HRC17 DDP    |
| C0916022 | DAFILON UNDYED 6/0 (0.7) 75CM DSMP11 (M) |
| C0916033 | DAFILON UNDYED 5/0 (1) 75CM DSMP13 (M)   |
| C0916034 | DAFILON UNDYED 4/0 (1.5) 75CM DSMP13 (M) |
| C0916043 | DAFILON UNDYED 5/0 (1) 75CM DSMP16 (M)   |
| C0916044 | DAFILON UNDYED 4/0 (1.5) 75CM DSMP16 (M) |
| C0916054 | DAFILON UNDYED 4/0 (1.5) 75CM DSMP19 (M) |
| C0916055 | DAFILON UNDYED 3/0 (2) 75CM DSMP19 (M)   |
| C0916065 | DAFILON UNDYED 3/0 (2) 75CM DSMP24 (M)   |
| C0916081 | DAFILON UNDYED 6/0(0.7)45CM DSMP13(M)    |
| C0916122 | DAFILON UNDYED 6/0 (0.7) 45CM DSMP11 (M) |
| C0916133 | DAFILON UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP13 (M)   |
| C0916134 | DAFILON UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DSMP13 (M) |
| C0916143 | DAFILON UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP16 (M)   |
| C0916144 | DAFILON UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DSMP16 (M) |
| C0916148 | DAFILON UNDYED 3/0 (2) 75CM HRT17        |
| C0916154 | DAFILON UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DSMP19 (M) |
| C0916155 | DAFILON UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP19 (M)   |
| C0916165 | DAFILON UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP24 (M)   |
| C0916308 | DAFILON UNDYED 4/0(1.5)45CM DSMP24(M)    |
| C0916618 | DAFILON UNDYED 5/0 (1)45CM HSMP15 (M)    |
| C0916626 | DAFILON UNDYED 4/0 (1.5) 45CM HSMP15 (M) |
| C0930002 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM HRC26 (M) DDP  |
| C0930003 | DAFILON BLUE 3/0 (2)120CM HS30 DDP       |
| C0930004 | DAFILON BLUE 0 (3.5)120CM HS30 DDP       |
| C0930006 | DAFILON BLUE 5/0 (1)120CM DS16 DDP       |
| C0930007 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5)120CM DS24 DDP     |
| C0930008 | DAFILON BLUE 2/0 (3)120CM DS24 DDP       |
| C0930009 | DAFILON BLUE 0 (3.5)120CM DS24 DDP       |
| C0930010 | DAFILON BLUE 2 (5) 90CM HR48             |
| C0930011 | DAFILON BLUE 0 (3.5)120CM DS30 DDP       |
| C0930015 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 150CM DS45 DDP      |
| C0930018 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 45CM DSMP7 (M)    |

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| C0930040 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM 2XGR75 PEEL CE |
| C0930095 | DAFILON BLUE 1 (4) 75CM DS35 DDP         |
| C0930104 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 120CM HS26 DDP      |
| C0930105 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 120CM DS24 DDP      |
| C0930139 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM HRT26 (M)      |
| C0930158 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM HR26S (M)      |
| C0930165 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 90CM DS16 DDP     |
| C0930210 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM HR22         |
| C0930423 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM HR26           |
| C0930431 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 75CM HR26           |
| C0930474 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM HR30           |
| C0930482 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 75CM HR30           |
| C0930490 | DAFILON BLUE 1 (4) 75CM HR30             |
| C0930539 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 75CM HR40           |
| C0930601 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 100CM HR30          |
| C0930610 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 100CM HR30          |
| C0930628 | DAFILON BLUE 1 (4) 100CM HR30            |
| C0930701 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM HR37           |
| C0930741 | DAFILON BLUE 1 (4) 75CM HR48             |
| C0930750 | DAFILON BLUE 2 (5) 75CM HR48             |
| C0930760 | DAFILON BLUE 1 (4) 75CM HR37S (M)        |
| C0930786 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM HR10           |
| C0930962 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 75CM HR43S          |
| C0930970 | DAFILON BLUE 1 (4) 75CM HR43S            |
| C0930989 | DAFILON BLUE 2 (5) 75CM HR43S            |
| C0931056 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 90CM GS40 (M)     |
| C0931071 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 75CM DR12           |
| C0931640 | DAFILON BLUE 2 (5) 75CM DS48             |
| C0931641 | DAFILON BLUE 2 (5) 75CM DS76             |
| C0932019 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 45CM DS9          |
| C0932020 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DS9            |
| C0932060 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 45CM DS12         |
| C0932078 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DS12           |
| C0932086 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DS12         |
| C0932108 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 60CM DS16         |
| C0932116 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 45CM DS16         |
| C0932124 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DS16           |
| C0932132 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DS16         |
| C0932140 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DS16           |
| C0932191 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DS19           |
| C0932205 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DS19         |
| C0932213 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DS19           |
| C0932221 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 45CM DS19           |
| C0932272 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 100CM DS76 PEEL     |
| C0932280 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 100CM DS76 PEEL     |
| C0932317 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DS24           |
| C0932329 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 45CM DS24         |
| C0932345 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DS24         |
| C0932353 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DS24           |
| C0932361 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 45CM DS24           |
| C0932370 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 45CM DS24           |
| C0932441 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DS30         |
| C0932450 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM DS30         |
| C0932452 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM DSMP30 (M)   |
| C0932469 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DS30           |
| C0932477 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 45CM DS30           |
| C0932485 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 45CM DS30           |
| C0932493 | DAFILON BLUE 1 (4) 45CM DS30             |
| C0932507 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM HS15         |
| C0932531 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM DS39         |
| C0932540 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DS39           |
| C0932545 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 45CM DS39           |
| C0932558 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DS39           |
| C0932566 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 75CM DS39           |
| C0932574 | DAFILON BLUE 1 (4) 75CM DS39             |
| C0932582 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DS48           |
| C0932604 | DAFILON BLUE 1 (4) 90CM HS48             |
| C0932612 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 75CM HS48           |
| C0932620 | DAFILON BLUE 1 (4) 75CM HS48             |

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| C0932647 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM GS60       |
| C0932650 | DAFILON BLUE 2 (5) 50CM DS76           |
| C0932655 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM GS60         |
| C0932663 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM GS60         |
| C0932710 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 75CM GS75 PEEL    |
| C0932736 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM GS45         |
| C0932760 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 75CM HS40         |
| C0932779 | DAFILON BLUE 1 (4) 75CM HS40           |
| C0932784 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 90CM DS48         |
| C0932787 | DAFILON BLUE 1 (4) 90CM HS40           |
| C0932809 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DS35         |
| C0932841 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DS45         |
| C0932850 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DS45         |
| C0932863 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 45CM HS21         |
| C0932873 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM HS21 DDP     |
| C0932876 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 90CM HS21       |
| C0932884 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 90CM HS21         |
| C0932957 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 90CM HS26         |
| C0932973 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 90CM HS26         |
| C0932998 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM HSMP12 (M)   |
| C0933066 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 45CM DS12 (M)   |
| C0933074 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DS12 (M)     |
| C0933112 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 45CM DS16 (M)   |
| C0933120 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DS16 (M)     |
| C0933139 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DS16 (M)   |
| C0933159 | DAFILON BLUE 2 (5) 75CM HS48           |
| C0933198 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DS19 (M)     |
| C0933201 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DS19 (M)   |
| C0933210 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DS19 (M)     |
| C0933236 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 75CM DS19 (M)     |
| C0933244 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM DS19 (M)   |
| C0933252 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DS19 (M)     |
| C0933341 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DS24 (M)   |
| C0933350 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DS24 (M)     |
| C0933368 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 45CM DS24 (M)     |
| C0933384 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM DS24 (M)   |
| C0933392 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DS24 (M)     |
| C0933406 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DS24 (M)     |
| C0933422 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DS30 (M)     |
| C0933430 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 45CM DS30 (M)     |
| C0933457 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DS30 (M)     |
| C0933465 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 75CM DS30 (M)     |
| C0933490 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 150CM HR30 LOOP   |
| C0933589 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 150CM HR48 LOOP   |
| C0933901 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DGMP19       |
| C0933902 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DGMP16       |
| C0933903 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DGMP13     |
| C0933904 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM DGMP16     |
| C0933905 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM DGMP19     |
| C0933906 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DGMP13       |
| C0933907 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DGMP16       |
| C0933908 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DGMP11       |
| C0933909 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DGMP16 DDP |
| C0933910 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DGMP19 DDP |
| C0933911 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DGMP19 DDP   |
| C0934003 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 90CM HS30         |
| C0934004 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DGMP24 DDP   |
| C0934005 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DGMP24 DDP   |
| C0934006 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DGMP24 DDP |
| C0934007 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM DGMP24 DDP |
| C0934008 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DGMP19 DDP   |
| C0934011 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 90CM HS30         |
| C0934020 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 90CM HS30         |
| C0934038 | DAFILON BLUE 1 (4) 90CM HS30           |
| C0934046 | DAFILON BLUE 1 (4) 90CM HS37           |
| C0934054 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 90CM HS37         |
| C0934061 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 75CM DS12 (M)   |
| C0934067 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 90CM DS12 DDP     |
| C0934070 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 75CM DS12         |

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| C0934224 | DAFILON BLUE 1 (4) 100CM DS48        |
| C0934391 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 90CM DS30       |
| C0934406 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM HS26       |
| C0934410 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 90CM DS30       |
| C0934429 | DAFILON BLUE 1 (4) 90CM DS30         |
| C0934455 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 100CM HR26SS    |
| C0934534 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 150CM HR40 LOOP |
| C0934542 | DAFILON BLUE 1 (4) 150CM HR40 *      |
| C0934569 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 90CM DS39       |
| C0934570 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DSMP39 (M) |
| C0934573 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 90CM DS39       |
| C0934577 | DAFILON BLUE 1 (4) 90CM DS39         |
| C0934579 | DAFILON BLUE 2 (5) 90CM DS39         |
| C0934585 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 100CM HS40      |
| C0934658 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 90CM GS60       |
| C0934690 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 90CM GS60       |
| C0934691 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 90CM GS60       |
| C0934704 | DAFILON BLUE 1 (4) 150CM HR37 LOOP   |
| C0934780 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 90CM DS35       |
| C0934801 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 90CM DS35       |
| C0934810 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 90CM DS35       |
| C0934828 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 100CM HR40      |
| C0934832 | DAFILON BLUE 2 (5) 90CM DS35         |
| C0934836 | DAFILON BLUE 1 (4) 90CM DS35         |
| C0934844 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 100CM HR40S     |
| C0934860 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 100CM HR30S     |
| C0934909 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 100CM DS90 PEEL |
| C0934916 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 100CM DS90 PEEL |
| C0934917 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 100CM DS90      |
| C0934925 | DAFILON BLUE 1 (4) 100CM DS90 PEEL   |
| C0934933 | DAFILON BLUE 2 (5) 100CM DS90 PEEL   |
| C0934968 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 90CM HS26       |
| C0934976 | DAFILON BLUE 1 (4) 100CM HR43S       |
| C0935000 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM HS30       |
| C0935002 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 75CM HS30       |
| C0935034 | DAFILON BLUE 1 (4) 75CM HS30         |
| C0935042 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 60CM DS12     |
| C0935050 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 60CM DS12       |
| C0935069 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 60CM DS12     |
| C0935106 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DS16 (M)   |
| C0935107 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DS16       |
| C0935115 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 75CM DS16     |
| C0935123 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 75CM DS16       |
| C0935131 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM DS16     |
| C0935181 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 45CM DS19       |
| C0935190 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 75CM DS19       |
| C0935204 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM DS19     |
| C0935212 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DS19       |
| C0935213 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DS19       |
| C0935220 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 90CM DS19     |
| C0935239 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 90CM DS19       |
| C0935247 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 90CM DS19       |
| C0935254 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 90CM DS16 DDP   |
| C0935255 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 90CM DS19       |
| C0935285 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM DR22     |
| C0935294 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DR22       |
| C0935296 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DR22       |
| C0935310 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 90CM DS24     |
| C0935328 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 90CM DS24       |
| C0935336 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 90CM DS24       |
| C0935344 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM DS24     |
| C0935352 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DS24       |
| C0935360 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DS24       |
| C0935379 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 75CM DS24       |
| C0935380 | DAFILON BLUE 1 (4) 75CM DS24         |
| C0935387 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 90CM DS24       |
| C0935410 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM HS15       |
| C0935418 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM HSMP15 (M) |
| C0935468 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DS30       |

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| C0935476 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DS30           |
| C0935484 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 75CM DS30           |
| C0935492 | DAFILON BLUE 1 (4) 75CM DS30             |
| C0935522 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 90CM DS30           |
| C0935530 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 75CM GS51           |
| C0935557 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 90CM GS65         |
| C0935565 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 90CM GS51           |
| C0935573 | DAFILON BLUE 1 (4) 90CM GS51             |
| C0935584 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 120CM HR40S         |
| C0935590 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 90CM GS51         |
| C0935603 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 90CM GS51           |
| C0935611 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 90CM GS51           |
| C0935620 | DAFILON BLUE 1 (4) 100CM HS48            |
| C0935646 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 90CM GS65           |
| C0935654 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 90CM GS65           |
| C0935677 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM 2XHR26       |
| C0935727 | DAFILON BLUE 1 (4) 100CM HR48            |
| C0935735 | DAFILON BLUE 1 (4) 90CM GS65             |
| C0935739 | DAFILON BLUE 1 (4) 100CM HR37S           |
| C0935743 | DAFILON BLUE 1 (4) 100CM HR40S           |
| C0935747 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM HR40S          |
| C0935859 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 100CM DS45          |
| C0935948 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM HS26         |
| C0935963 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM HS26           |
| C0935964 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM HS26           |
| C0936014 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DSMP11 (M)     |
| C0936022 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 45CM DSMP11 (M)   |
| C0936028 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 45CM HS15         |
| C0936081 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 45CM DSMP13 (M)   |
| C0936090 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DSMP13 (M)     |
| C0936103 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DSMP13 (M)   |
| C0936122 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DSMP9 (M)      |
| C0936143 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 75CM DSMP16(M)DDP |
| C0936146 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 45CM DSMP16 (M)   |
| C0936154 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DSMP16 (M)     |
| C0936162 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DSMP16 (M)   |
| C0936226 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 45CM DSMP19(M)    |
| C0936227 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DSMP19 (M)     |
| C0936235 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DSMP19 (M)   |
| C0936243 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DSMP19 (M)     |
| C0936251 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 45CM DSMP19 (M)     |
| C0936280 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 45CM DSMP24(M)    |
| C0936294 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DSMP24 (M)     |
| C0936316 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DSMP24 (M)     |
| C0936324 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 45CM DSMP24 (M)     |
| C0936378 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DSMP30 (M)     |
| C0936593 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 60CM HS15           |
| C0936618 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM HSMP15 (M)     |
| C0936626 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM HSMP15(M)    |
| C0936650 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 75CM DSMP16 (M)     |
| C0936664 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 90CM HS18           |
| C0936731 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM DSMP19 (M)   |
| C0936740 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DSMP19 (M)     |
| C0936812 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DSMP24 (M)     |
| C0936814 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DSMP24S (M)    |
| C0936820 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DSMP24 (M)     |
| C0936839 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM DSMP24 (M)   |
| C0936952 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DSMP30 (M)     |
| C0937614 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 150CM HR30 LOOP (M) |
| C0938106 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM 2XVLM8 (M)     |
| C0938248 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 75CM 2XHR17       |
| C0938505 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 90CM 2XGR65         |
| C0938905 | DAFILON BLUE 1 (4) 100CM 2XDS90 PEEL CE  |
| C0938920 | DAFILON BLUE 1 (4) 75CM 2XDS90 PEEL      |
| C0970008 | DAFILON BLACK 5/0 (1) 20CM VLM8 (M)      |
| G0436005 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 250CM ARO           |
| G0436006 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 250CM ARO           |
| G0916144 | DAFILON UNDYED 4/0(1.5)45CM DSMP16(M)    |
| G0930003 | DAFILON BLUE 3/0 (2)120CM HS30 DDP       |

|          |                                          |     |
|----------|------------------------------------------|-----|
| G0930004 | DAFILON BLUE 0 (3.5)120CM HS30           | DDP |
| G0930006 | DAFILON BLUE 5/0 (1)120CM DS16           | DDP |
| G0930007 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5)120CM DS24         | DDP |
| G0930008 | DAFILON BLUE 2/0 (3)120CM DS24           | DDP |
| G0930009 | DAFILON BLUE 0 (3.5)120CM DS24           | DDP |
| G0930011 | DAFILON BLUE 0 (3.5)120CM DS30           | DDP |
| G0930015 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 150CM DS45          | DDP |
| G0930104 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 120CM HS26          | DDP |
| G0930105 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 120CM DS24          | DDP |
| G0930182 | DAFILON BLUE 1 (4) 3X50CM DS90           |     |
| G0930628 | DAFILON BLUE 1 (4) 100CM HR30            |     |
| G0931640 | DAFILON BLUE 2 (5) 75CM DS48             |     |
| G0932060 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 45CM DS12         |     |
| G0932078 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DS12           |     |
| G0932086 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DS12         |     |
| G0932116 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 45CM DS16         |     |
| G0932124 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DS16           |     |
| G0932132 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DS16         |     |
| G0932140 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DS16           |     |
| G0932191 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DS19           |     |
| G0932205 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DS19         |     |
| G0932213 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DS19           |     |
| G0932221 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 45CM DS19           |     |
| G0932272 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 100CM DS76          |     |
| G0932280 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 100CM DS76          |     |
| G0932345 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DS24         |     |
| G0932353 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DS24           |     |
| G0932361 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 45CM DS24           |     |
| G0932477 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 45CM DS30           |     |
| G0932540 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DS39           |     |
| G0932558 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DS39           |     |
| G0932566 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 75CM DS39           |     |
| G0932574 | DAFILON BLUE 1 (4) 75CM DS39             | DDP |
| G0932604 | DAFILON BLUE 1 (4) 90CM HS48             |     |
| G0932620 | DAFILON BLUE 1 (4) 75CM HS48             |     |
| G0932655 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM GS60           |     |
| G0932663 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM GS60           |     |
| G0932850 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DS45           |     |
| G0932957 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 90CM HS26           |     |
| G0933066 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 45CM DS12 (M) DDP |     |
| G0933074 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DS12 (M) DDP   |     |
| G0933112 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 45CM DS16 (M) DDP |     |
| G0933120 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DS16 (M) DDP   |     |
| G0933139 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DS16 (M) DDP |     |
| G0933198 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DS19 (M)       |     |
| G0933201 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DS19 (M)     |     |
| G0933210 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DS19 (M)       |     |
| G0933244 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM DS19 (M)     |     |
| G0933252 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DS19 (M)       |     |
| G0933341 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DS24 (M)     |     |
| G0933350 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DS24 (M)       |     |
| G0933368 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 45CM DS24 (M)       |     |
| G0933384 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM DS24 (M)     |     |
| G0933392 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DS24 (M)       |     |
| G0933406 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DS24 (M)       |     |
| G0933589 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 150CM HR48 LOOP     |     |
| G0933619 | DAFILON BLUE 1 (4) 200CM HR48 LOOP       |     |
| G0933903 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DGMP13 DDP   |     |
| G0933906 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DGMP13 DDP     |     |
| G0933907 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DGMP16 DDP     |     |
| G0933910 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DGMP19 DDP   |     |
| G0933911 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DGMP19 DDP     |     |
| G0934003 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 90CM HS30           |     |
| G0934011 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 90CM HS30           |     |
| G0934020 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 90CM HS30           |     |
| G0934038 | DAFILON BLUE 1 (4) 90CM HS30             |     |
| G0934054 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 90CM HS37           |     |
| G0934391 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 90CM DS30 DDP       |     |
| G0934429 | DAFILON BLUE 1 (4) 90CM DS30             | DDP |

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| G0934534 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 150CM HR40 LOOP   |
| G0934585 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 100CM HS40        |
| G0934658 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 90CM GS60         |
| G0934690 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 90CM GS60         |
| G0934909 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 100CM DS90 PEEL   |
| G0934917 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 100CM DS90 PEEL   |
| G0934925 | DAFILON BLUE 1 (4) 100CM DS90 PEEL     |
| G0934933 | DAFILON BLUE 2 (5) 100CM DS90 PEEL     |
| G0934968 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 90CM HS26 DDP     |
| G0935000 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM HS30 DDP     |
| G0935002 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 75CM HS30 DDP     |
| G0935034 | DAFILON BLUE 1 (4) 75CM HS30           |
| G0935123 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 75CM DS16         |
| G0935131 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM DS16       |
| G0935190 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 75CM DS19         |
| G0935204 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM DS19       |
| G0935212 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DS19         |
| G0935254 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 90CM DS16 DDP     |
| G0935310 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 90CM DS24 DDP   |
| G0935328 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 90CM DS24 DDP     |
| G0935336 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 90CM DS24 DDP     |
| G0935344 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM DS24       |
| G0935352 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DS24         |
| G0935360 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DS24         |
| G0935379 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 75CM DS24         |
| G0935387 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 90CM DS24 DDP     |
| G0935468 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DS30         |
| G0935476 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DS30         |
| G0935484 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 75CM DS30         |
| G0935492 | DAFILON BLUE 1 (4) 75CM DS30           |
| G0935565 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 90CM GS51 DDP     |
| G0935573 | DAFILON BLUE 1 (4) 90CM GS51 DDP       |
| G0935611 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 90CM GS51         |
| G0935620 | DAFILON BLUE 1 (4) 100CM HS48          |
| G0935859 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 100CM DS45        |
| G0935964 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM HS26         |
| G0936014 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DSMP11 (M)   |
| G0936022 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 45CM DSMP11 (M) |
| G0936081 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 45CM DSMP13 (M) |
| G0936090 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DSMP13 (M)   |
| G0936103 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DSMP13 (M) |
| G0936146 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 45CM DSMP16 (M) |
| G0936154 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DSMP16 (M)   |
| G0936162 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DSMP16 (M) |
| G0936227 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DSMP19 (M)   |
| G0936235 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DSMP19 (M) |
| G0936243 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DSMP19 (M)   |
| G0936316 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DSMP24 (M)   |
| G0936324 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 45CM DSMP24 (M)   |
| G0936731 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM DSMP19(M)  |
| G0936740 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DSMP19 (M)   |
| G0936812 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DSMP24 (M)   |
| G0936820 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DSMP24 (M)   |
| G0938106 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM 2XVLM8 (M)   |
| G0938210 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM 2XHLM8 (M)   |
| G0938920 | DAFILON BLUE 1 (4) 75CM 2XDS90         |
| G0970008 | DAFILON BLACK 5/0 (1) 20CM VLM8 (M)    |
| X0916144 | DAFILON UNDYED 4/0(1.5)45CM DSMP16(M)  |
| X0932060 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 45CM DS12       |
| X0932078 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DS12         |
| X0932086 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DS12       |
| X0932116 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 45CM DS16       |
| X0932124 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DS16         |
| X0932132 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DS16       |
| X0932140 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DS16         |
| X0932191 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DS19         |
| X0932205 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DS19       |
| X0932213 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DS19         |
| X0932221 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 45CM DS19         |

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| X0932345 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DS24       |
| X0932353 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DS24         |
| X0932361 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 45CM DS24         |
| X0932469 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DS30         |
| X0932477 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 45CM DS30         |
| X0932485 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 45CM DS30         |
| X0932493 | DAFILON BLUE 1 (4) 45CM DS30           |
| X0932507 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM HS15       |
| X0932540 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DS39         |
| X0932558 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DS39         |
| X0932566 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 75CM DS39         |
| X0932574 | DAFILON BLUE 1 (4) 75CM DS39           |
| X0932620 | DAFILON BLUE 1 (4) 75CM HS48           |
| X0932655 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM GS60         |
| X0932663 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM GS60         |
| X0932710 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 75CM GS75 PEEL    |
| X0932876 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 90CM HS21       |
| X0932884 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 90CM HS21         |
| X0932957 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 90CM HS26         |
| X0933074 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DS12 (M)     |
| X0933112 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 45CM DS16 (M)   |
| X0933139 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DS16 (M)   |
| X0933198 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DS19 (M)     |
| X0933201 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DS19 (M)   |
| X0933210 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DS19 (M)     |
| X0933236 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 75CM DS19 (M)     |
| X0933244 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM DS19 (M)   |
| X0933252 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DS19 (M)     |
| X0933341 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DS24 (M)   |
| X0933350 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DS24 (M)     |
| X0933368 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 45CM DS24 (M)     |
| X0933384 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM DS24 (M)   |
| X0933392 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DS24 (M)     |
| X0933406 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DS24 (M)     |
| X0933430 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 45CM DS30 (M) DDP |
| X0933490 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 150CM HR30 LOOP   |
| X0933570 | DAFILON BLUE 1 (4) 150CM HR48 LOOP     |
| X0933589 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 150CM HR48 LOOP   |
| X0934003 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 90CM HS30         |
| X0934011 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 90CM HS30         |
| X0934054 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 90CM HS37         |
| X0934061 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 75CM DS12 (M)   |
| X0934410 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 90CM DS30         |
| X0934429 | DAFILON BLUE 1 (4) 90CM DS30           |
| X0934534 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 150CM HR40 LOOP   |
| X0934690 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 90CM GS60         |
| X0934780 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 90CM DS35         |
| X0934925 | DAFILON BLUE 1 (4) 100CM DS90 PEEL     |
| X0934968 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 90CM HS26         |
| X0935034 | DAFILON BLUE 1 (4) 75CM HS30           |
| X0935107 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DS16         |
| X0935123 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 75CM DS16         |
| X0935131 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM DS16       |
| X0935190 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 75CM DS19         |
| X0935204 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM DS19       |
| X0935212 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DS19         |
| X0935220 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 90CM DS19       |
| X0935239 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 90CM DS19         |
| X0935247 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 90CM DS19         |
| X0935255 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 90CM DS19         |
| X0935328 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 90CM DS24         |
| X0935336 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 90CM DS24         |
| X0935344 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM DS24       |
| X0935352 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DS24         |
| X0935360 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DS24         |
| X0935379 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 75CM DS24         |
| X0935468 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DS30         |
| X0935476 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DS30         |
| X0935484 | DAFILON BLUE 0 (3.5) 75CM DS30         |

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| X0935492 | DAFILON BLUE 1 (4) 75CM DS30             |
| X0935522 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 90CM DS30           |
| X0935573 | DAFILON BLUE 1 (4) 90CM GS51             |
| X0935590 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 90CM GS51         |
| X0935603 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 90CM GS51           |
| X0935611 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 90CM GS51           |
| X0935964 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM HS26           |
| X0936014 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DSMP11 (M)     |
| X0936022 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 45CM DSMP11 (M)   |
| X0936081 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 45CM DSMP13 (M)   |
| X0936090 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DSMP13 (M)     |
| X0936103 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DSMP13 (M)   |
| X0936146 | DAFILON BLUE 6/0 (0.7) 45CM DSMP16 (M)   |
| X0936154 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DSMP16 (M)     |
| X0936162 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DSMP16 (M)   |
| X0936227 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DSMP19 (M)     |
| X0936235 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 45CM DSMP19 (M)   |
| X0936243 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DSMP19 (M)     |
| X0936316 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DSMP24 (M)     |
| X0936324 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 45CM DSMP24 (M)     |
| X0936731 | DAFILON BLUE 4/0 (1.5) 75CM DSMP19 (M)   |
| X0936740 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DSMP19 (M)     |
| X0936812 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DSMP24 (M)     |
| X0936820 | DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DSMP24 (M)     |
| C0977235 | DAFILON BLACK 8/0 (0.4) 45CM HSMP9(M)    |
| C1118001 | DAFILON BLACK 8/0 (0.4) 15CM DSMP6 DDP   |
| C1118002 | DAFILON BLACK 8/0 (0.4) 45CM 2XDR10 DDP  |
| G1110012 | DAFILON BLACK 11/0 (0.1) 15CM DLM4       |
| G1110020 | DAFILON BK 10/0(0.2)15CM DLM4 125MIC BLT |
| G1110055 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 8CM SLM6        |
| G1110225 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 30CM DLM6S      |
| G1110250 | DAFILON BLACK 8/0 (0.4) 30CM DLM6S       |
| G1110326 | DAFILON BK 10/0(0.2)30CM 2XPLM5 150M BLT |
| G1110740 | DAFILON BLACK 8/0 (0.4) 15CM DR6 (M)     |
| G1110802 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 12CM PLM5       |
| G1111140 | DAFILON BK 9/0(0.3)15CM DRCM5            |
| G1111213 | DAFILON BLACK 11/0 (0.1) 30CM 2XDLM6     |
| G1111248 | DAFILON BLACK 8/0 (0.4) 45CM 2XDLM6S     |
| G1111272 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 15CM 2XDLM6     |
| G1111337 | DAFILON BLACK 8/0 (0.4) 30CM 2XVLM6S     |
| G1111434 | DAFILON BLACK 9/0 (0.3) 15CM DRM5        |
| G1111693 | DAFILON BLACK 8/0 (0.4) 15CM DLM5 150MIC |
| G1111922 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 20CM 2XPLM5     |
| G1117041 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 15CM DRM3       |
| G1118013 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 15CM DRM6       |
| G1118025 | DAFILON BK 9/0 (0.3) 15CM 2XDRM6 140MI   |
| G1118030 | DAFILON BLACK 8/0 (0.4) 15CM HRM8        |
| G1118032 | DAFILON BK 9/0 (0.3) 30CM 2XDLM5 150MI   |
| G1118048 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 15CM DRCM3      |
| G1118064 | DAFILON BLACK 11/0 (0.1) 5CM DRM3        |
| G1118072 | DAFILON BLK 10/0 (0.2) 5CM DRM3          |
| G1118080 | DAFILON BLACK 11/0 (0.1) 10CM DRM4       |
| G1118099 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 10CM DRM4       |
| G1118110 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 15CM DRM5       |
| G1118129 | DAFILON BLK 10/0 (0.2) 10CM DRM4S        |
| G1118137 | DAFILON BLACK 9/0 (0.3) 10CM DRM4S       |
| G1118138 | DAFILON BLACK 8/0 (0.4) 10CM DRM4S       |
| G1118161 | DAFILON BLACK 9/0 (0.3) 15CM DRM6        |
| G1118170 | DAFILON BLACK 8/0 (0.4) 15CM DRM6        |
| G1118188 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 10CM DRM4 NS    |
| G1118200 | DAFILON BLACK 9/0 (0.3) 15CM DRM5 NS     |
| G1118250 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 15CM 2XDRM5     |
| G1118331 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 7CM DLM6        |
| G1118366 | DAFILON BLACK 11/0 (0.1) 10CM DRM3       |
| G1118374 | DAFILON BLACK 11/0 (0.1) 8CM HRM4        |
| G1118390 | DAFILON BLACK 8/0 (0.4) 15CM PRM6        |
| G1118404 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 15CM 2XDRCM4    |
| G1118412 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 8CM PRCM5       |
| G1118420 | DAFILON BLACK 9/0 (0.3) 13CM PRCM5       |

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| G1118439 | DAFILON BLACK 8/0 (0.4) 15CM PRCM6       |
| G1118447 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 3CM 2XPRCM5     |
| G1118455 | DAFILON BK 8/0(0.4)15CM 2XDRCM6          |
| G1118463 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 8CM PRM4        |
| G1118471 | DAFILON BLACK 9/0 (0.3) 13CM PRM5        |
| G1118528 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 45CM 2XDLM6     |
| G1118530 | DAFILON BK 8/0 (0.4) 30CM 2XHLM8 200MI   |
| G1118535 | DAFILON BK 9/0 (0.3) 30CM 2XDLM6 140MI   |
| G1118540 | DAFILON BK 10/0 (0.2) 15CM 2XDLM5 150M   |
| G1118560 | DAFILON BLACK 8/0(0.4)15CM HLM8 200MIBLT |
| G1118579 | DAFILON BLACK 8/0 (0.4) 15CM DLM6S       |
| G1118609 | DAFILON BK 10/0(0.2)30CM 2XHLM6          |
| G1118617 | DAFILON BLACK 9/0 (0.3) 30CM 2XHLM6      |
| G1118625 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 15CM HLM6       |
| G1118633 | DAFILON BLACK 9/0 (0.3) 15CM HLM6        |
| G1118641 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 30CM HLM6       |
| G1118650 | DAFILON BLACK 9/0 (0.3) 30CM HLM6        |
| G1118668 | DAFILON BLACK 8/0 (0.4) 5CM 2XDLM6       |
| G1118684 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 15CM DLM5       |
| G1118706 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 30CM 2XDLM6     |
| G1118714 | DAFILON BLACK 9/0 (0.3) 30CM 2XDLM6      |
| G1118722 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 15CM DLM6       |
| G1118730 | DAFILON BLACK 9/0 (0.3) 15CM DLM6        |
| G1118737 | DAFILON BLACK 10/0(0.2)30CM 2XHLM8 200M  |
| G1118738 | DAFILON BLACK 9/0(0.3)30CM 2XHLM8 200MI  |
| G1118749 | DAFILON BK 10/0(0.2)30CM DLM6            |
| G1118757 | DAFILON BK 9/0(0.3) 30CM DLM6            |
| G1118765 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 30CM 2XDLM6S    |
| G1118773 | DAFILON BLACK 9/0 (0.3) 30CM 2XDLM6S     |
| G1118781 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 15CM DLM6S      |
| G1118790 | DAFILON BLACK 9/0 (0.3) 15CM DLM6S       |
| G1118838 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 30CM DLM5       |
| G1118854 | DAFILON BLACK 8/0 (0.4) 45CM DLM6S       |
| G1118862 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 30CM 2XDLM5     |
| G1118870 | DAFILON BLACK 8/0 (0.4) 30CM 2XDLM6      |
| G1118889 | DAFILON BLACK 8/0 (0.4) 15CM DLM6        |
| X1111140 | DAFILON BK 9/0(0.3)15CM DRCM5            |
| X1111434 | DAFILON BLACK 9/0 (0.3) 15CM DRM5        |
| X1111922 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 20CM 2XPLM5     |
| X1117041 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 15CM DRM3       |
| X1118013 | DAFILON BK 10/0(0.2)15CM DRM6 140MIC BLT |
| X1118048 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 15CM DRCM3      |
| X1118064 | DAFILON BLACK 11/0 (0.1) 5CM DRM3        |
| X1118080 | DAFILON BLACK 11/0 (0.1) 10CM DRM4       |
| X1118099 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 10CM DRM4       |
| X1118110 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 15CM DRM5       |
| X1118137 | DAFILON BLACK 9/0 (0.3) 10CM DRM4S       |
| X1118161 | DAFILON BLACK 9/0 (0.3) 15CM DRM6        |
| X1118170 | DAFILON BLACK 8/0 (0.4) 15CM DRM6        |
| X1118420 | DAFILON BLACK 9/0 (0.3) 13CM PRCM5       |
| X1118579 | DAFILON BLACK 8/0 (0.4) 15CM DLM6S       |
| X1118609 | DAFILON BK 10/0(0.2)30CM 2XHLM6          |
| X1118617 | DAFILON BK 9/0(0.3) 15CM HLM6            |
| X1118625 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 15CM HLM6       |
| X1118641 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 30CM HLM6       |
| X1118650 | DAFILON BLACK 9/0 (0.3) 30CM HLM6        |
| X1118668 | DAFILON BLACK 8/0 (0.4) 5CM 2XDLM6       |
| X1118706 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 30CM 2XDLM6     |
| X1118714 | DAFILON BK 9/0(0.3)30CM 2XDLM6 150MI BLT |
| X1118722 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 15CM DLM6       |
| X1118730 | DAFILON BLACK 9/0 (0.3) 15CM DLM6        |
| X1118749 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 30CM DLM6       |
| X1118757 | DAFILON BLACK 9/0 (0.3) 30CM DLM6        |
| X1118765 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 30CM 2XDLM6S    |
| X1118773 | DAFILON BLACK 9/0 (0.3) 30CM 2XDLM6S     |
| X1118838 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 30CM DLM5       |
| X1118862 | DAFILON BLACK 10/0 (0.2) 30CM 2XDLM5     |