

FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MÉDICOS

PRODUCTO	OPTILENE®					
NOMBRE GENERICO (NOMBRE TÉCNICO)	SUTURA QUIRÚRGICA SINTÉTICA MONOFILAR NO ABSORBIBLE					
DESCRIPCIÓN	Sutura quirúrgica sintétina monofilar no absorbible.					
COMPOSICIÓN	Hilo: monofilamento no absorbible de polipropileno y polietileno, teñido de azul (ftalocianina de cobre) o sin teñir. Aguja: acero inoxidable.					
INDICACIONES DE USO	Optilene® está indicado en la aproximación o ligadura de tejidos blandos, cuando la técnica quirúrgica precisa un material de sutura no absorbible, también está indicado en: -cirugía cardiovascular y procedimientos neuroquirúrgicos -microcirugía y oftalmología					
CONTRAINDICACIONES	Ninguna conocida.					
ADVERTENCIAS	Optilene® y todas sus presentaciones especiales no deben reesterilizarse. Desechar los envases abiertos y no utilizados o deteriorados. No reutilizar: la reutilización supone un riesgo de infección para pacientes o usuarios y la alteración funcional del producto. Riesgo de daño, enfermedad o muerte por contaminación o alteración funcional del producto. Medidas de precaución - Las heridas contaminadas o infectadas deben tratarse conforme a la práctica quirúrgica adecuada. - Optilene® debe usarse aplicando las técnicas de sutura y anudado quirúrgicos convencionales (nudos planos y cuadrados), teniendo en cuenta la experiencia del cirujano con el procedimiento quirúrgico. Procurar que los nudos estén situados en el lugar correcto y que se garantice la seguridad adecuada del nudo. Si las circunstancias quirúrgicas lo requieren, pueden realizarse más pasadas. - Cuando se trabaja con material de sutura Optilene® debe evitarse romper o doblar el monofilamento con instrumentos como pinzas o soportes de agujas. - Evitar dañar la aguja al utilizar el material de sutura. Sujetar siempre la aguja por una parte situada de 1/3 a ½ de la distancia entre el extremo de la unión de la fibra y la punta de la aguja, nunca por el extremo al que está unido la fibra o por la punta de la aguja. - Evitar remodelar las agujas, ya que pueden perder su fuerza y resistencia a la flexión y a la rotura.					
VIDA ÚTIL	5 AÑOS	MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN	Óxido de etileno	CLASIFICACION DE RIESGO		III
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2014DM-0012381		MODALIDAD	IMPORTAR Y VENDER	VIGENCIA	6-ene.-2025
TITULAR	B. BRAUN SURGICAL S.A. - ESPAÑA		FABRICANTE	B. BRAUN SURGICAL S.A. - ESPAÑA		
REFERENCIAS	VER ANEXO					
PRESENTACION COMERCIAL	Blíster x 1 sutura. Racepack x 1 sutura, Longpack x 1 sutura y Caja x 36 unidades del blíster, racepack o longpack.					
ENVASE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA		
	Sobre	Aluminio lacado	1	Nombre.		
				Descripción del producto.		
				Lote, fecha de fabricación y expiración.		
				Titular		
EMPAQUE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA		
	Sobre	Poliester, Polipropileno, Papel grado médico.	1	Nombre.		
				Descripción del producto.		
				Lote, fecha de fabricación y expiración.		
				Titular		
EMBALAJE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA		
	Caja	Cartón, celofán, cinta de desgarre.	36	Nombre.		
				Descripción del producto.		
				Lote, fecha de fabricación y expiración.		
				Titular, Importador, registro sanitario.		
CONDICIONES ALMACENAMIENTO	Almacenar a condiciones normales de temperatura.					
MÉTODO DE DESECHO O DISPOSICIÓN FINAL	La disposición final del dispositivo una vez utilizado, se debe realizar de acuerdo a la normativa ambiental aplicable en materia de residuos peligrosos y residuos hospitalarios.					
BENEFICIOS AMBIENTALES	Los envases, empaques y embalajes de este producto, presentan características de reciclaje a partir de un adecuado proceso de separación en la fuente.					



ANEXO -FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MEDICOS

Código	Descripción	USP	Calibre hebra (mm)	Código de aguja	Descripción Aguja
C3090963	OPTILENE 0 (3,5) 100CM JRC30S (M) RCP	0	0,350 - 0,399	JRC30s	
C3090963	OPTILENE 0 (3,5) 100CM JRC30S (M) RCP	0	0,350 - 0,399	JRC30s	
C3090098	OPTILENE 0 (3,5) 100CM JR30S (M) RCP	0	0,350 - 0,399	JR30s	
C3095329	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HS48 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HS48	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3095912	OPTILENE 0 (3,5) 100CM HS40 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HS40	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3090281	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HS40 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HS40	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3095912	OPTILENE 0 (3,5) 100CM HS40 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HS40	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3090280	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HS37 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HS37	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3090276	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HS30 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HS30	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3090271	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HS26 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HS26	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
X3090271	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HS26 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HS26	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3090271	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HS26 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HS26	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3095995	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HRC37S (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HRC37s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095411	OPTILENE 0 (3,5) 100CM HRC37 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HRC37	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095048	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HRC37 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HRC37	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095411	OPTILENE 0 (3,5) 100CM HRC37 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HRC37	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095413	OPTILENE 0 (3,5) 90CM HRC37 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HRC37	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095779	OPTILENE 0 (3,5) 90CM 2XHRC26 CV RCP	0	0,350 - 0,399	2xHRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095796	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HRC26 CV RCP	0	0,350 - 0,399	HRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095796	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HRC26 CV RCP	0	0,350 - 0,399	HRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
X3095796	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HRC26 CV RCP	0	0,350 - 0,399	HRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095796	OPTILENE 0(3,5)75CM HRC26 CV RCP	0	0,350 - 0,399	HRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095445	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR48 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HR48	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090106	OPTILENE 0 (3,5) 100CM HR40SS (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HR40ss	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090199	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR40S (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HR40s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090317	OPTILENE 0 (3,5) 100CM HR40S (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HR40s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090021	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR40 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HR40	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090099	OPTILENE 0 (3,5) 100CM HR40 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HR40	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090152	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR37S (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HR37s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
X3090152	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR37S (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HR37s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3091099	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR37S (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HR37S	
C3090152	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR37S (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HR37s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090052	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR37 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HR37	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095789	OPTILENE 0 (3,5) 90CM HR37 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HR37	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3090052	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR37 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HR37	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
X3090052	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR37 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HR37	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090052	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR37 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HR37	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095789	OPTILENE 0 (3,5) 90CM HR37 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HR37	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090094	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR30SS (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HR30ss	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090094	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR30SS (M) CRCP	0	0,350 - 0,399	HR30ss	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090092	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR30S (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HR30s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090092	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR30S (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HR30s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090096	OPTILENE 0 (3,5) 100CM HR30S (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HR30s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090048	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR30 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HR30	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090048	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR30 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HR30	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090477	OPTILENE 0 (3,5) 90CM HR30 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	HR30	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095444	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR26SS CV CRCP	0	0,350 - 0,399	HR26ss	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095443	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR26S CV RCP	0	0,350 - 0,399	HR26s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090043	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR26 CV RCP	0	0,350 - 0,399	HR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095712	OPTILENE 0 (3,5) 120CM HR26 CV RCP	0	0,350 - 0,399	HR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090043	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR26 CV RCP	0	0,350 - 0,399	HR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095712	OPTILENE 0 (3,5) 120CM HR26 CV RCP	0	0,350 - 0,399	HR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3090043	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR26 CV RCP	0	0,350 - 0,399	HR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
X3090043	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR26 CV RCP	0	0,350 - 0,399	HR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095712	OPTILENE 0(3,5)120CM HR26 CV RCP	0	0,350 - 0,399	HR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090267	OPTILENE 0 (3,5) 75CM GS60 (M) CRCP	0	0,350 - 0,399	GS60	Aguja recta triangular invertida
C3090066	OPTILENE 0 (3,5) 75CM FR26 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	FR26	
C3090066	OPTILENE 0 (3,5) 75CM FR26 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	FR26	
C3090667	OPTILENE 0 (3,5) 45CM DSMP30 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	DSMP30	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
X3090667	OPTILENE 0 (3,5) 45CM DSMP30 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	DSMP30	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
C3090667	OPTILENE 0 (3,5) 45CM DSMP30 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	DSMP30	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
C3090692	OPTILENE 0 (3,5) 75CM DSMP30 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	DSMP30	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
C3090256	OPTILENE 0 (3,5) 75CM DS39 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	DS39	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090248	OPTILENE 0 (3,5) 75CM DS30 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	DS30	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
G3090248	OPTILENE 0 (3,5) 75CM DS30 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	DS30	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
X3090248	OPTILENE 0 (3,5) 75CM DS30 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	DS30	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090248	OPTILENE 0 (3,5) 75CM DS30 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	DS30	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090237	OPTILENE 0 (3,5) 75CM DS24 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	DS24	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
X3090237	OPTILENE 0 (3,5) 75CM DS24 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	DS24	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090237	OPTILENE 0 (3,5) 75CM DS24 (M) RCP	0	0,350 - 0,399	DS24	Aguja 3/8 círculo triangular invertida

C3095407	OPTILENE 0 (3,5) 90CM 2XHRC37(M)CRCP	0	0,350 - 0,399	2xHRC37	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095779	OPTILENE 0 (3,5) 90CM 2XHRC26 CV RCP	0	0,350 - 0,399	2xHRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095779	OPTILENE 0 (3,5) 90CM 2XHRC26 CV RCP	0	0,350 - 0,399	2xHRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095054	OPTILENE 0 (3,5) 90CM 2XHR37 (M) .RCP	0	0,350 - 0,399	2xHR37	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095054	OPTILENE 0 (3,5) 90CM 2XHR37 (M) CRCP	0	0,350 - 0,399	2xHR37	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095351	OPTILENE 0 (3,5) 75CM 2XGR65 (M) CRCP	0	0,350 - 0,399	2xGR65	
B3090485	OPTILENE 1 (4) 120CM HR65 (M) CRCP	1	0,400 - 0,499	HR65	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
B3095584	OPTILENE 1 (4) 150CM HR65 (M) CRCP	1	0,400 - 0,499	HR65	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
B3095923	OPTILENE 1 (4) 100CM HRC43S (M) RCP	1	0,400 - 0,499	HRC43s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
B3090841	OPTILENE 1 (4) 75CM 2XHR70 (M) CRCP	1	0,400 - 0,499	2xHR70	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090262	OPTILENE 1 (4) 75CM DS90 (M) CRCP	1	0,400 - 0,499	DS90	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
B3090333	OPTILENE 1 (4) 150CM HR48 (M) RCP	1	0,400 - 0,499	HR48	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090049	OPTILENE 1 (4) 75CM HR30 (M) RCP	1	0,400 - 0,499	HR30	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090053	OPTILENE 1 (4) 75CM HR37 (M) RCP	1	0,400 - 0,499	HR37	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090093	OPTILENE 1 (4) 75CM HR30S (M) RCP	1	0,400 - 0,499	HR30s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090100	OPTILENE 1 (4) 100CM HR40 (M) RCP	1	0,400 - 0,499	HR40	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090153	OPTILENE 1 (4) 75CM HR37S (M) RCP	1	0,400 - 0,499	HR37s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090170	OPTILENE 1 (4) 75CM HR48 (M) RCP	1	0,400 - 0,499	HR48	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090200	OPTILENE 1 (4) 75CM HR40S (M) RCP	1	0,400 - 0,499	HR40s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090238	OPTILENE 1 (4) 75CM DS24 (M) RCP	1	0,400 - 0,499	DS24	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090257	OPTILENE 1 (4) 75CM DS39 (M) RCP	1	0,400 - 0,499	DS39	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090272	OPTILENE 1 (4) 100CM HS40 (M) RCP	1	0,400 - 0,499	HS40	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3090287	OPTILENE 1 (4) 75CM HS40 (M) RCP	1	0,400 - 0,499	HS40	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3090300	OPTILENE 1 (4) 100CM HR40S (M) RCP	1	0,400 - 0,499	HR40s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090304	OPTILENE 1 (4) 100CM HS48 (M) RCP	1	0,400 - 0,499	HS48	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3090440	OPTILENE 1 (4) 45CM DS30 (M) RCP	1	0,400 - 0,499	DS30	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090643	OPTILENE 1 (4) 100CM HRN45 (M) RCP	1	0,400 - 0,499	HRN45	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095146	OPTILENE 1 (4) 120CM HR48 (M) RCP	1	0,400 - 0,499	HR48	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095190	OPTILENE 1 (4) 100CM DS45 (M) RCP	1	0,400 - 0,499	DS45	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3095200	OPTILENE 1 (4) 75CM DS30 (M) RCP	1	0,400 - 0,499	DS30	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3095320	OPTILENE 1 (4) 75CM HS37S (M) RCP	1	0,400 - 0,499	HS37s	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3095484	OPTILENE 1 (4) 90CM FR36 (M) RCP	1	0,400 - 0,499	FR36	
C3095488	OPTILENE 1 (4) 90CM DS39 (M) RCP	1	0,400 - 0,499	DS39	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3095509	OPTILENE 1 (4) 100CM HRC37 (M) RCP	1	0,400 - 0,499	HRC37	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095734	OPTILENE 1 (4) 75CM HRC37 (M) RCP	1	0,400 - 0,499	HRC37	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090011	OPTILENE 1 (4) 100CM HRC37S (M) RCP	1	0,400 - 0,499	HRC37s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090018	OPTILENE 1 (4) 75CM HRC37S (M) RCP	1	0,400 - 0,499	HRC37s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
B3090289	OPTILENE 1 (4) 150CM HS48 LOOP(M)CRCP	1	0,400 - 0,499	HS48	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
B3090331	OPTILENE 1 (4)150CM HR40S LOOP(M)CRCP	1	0,400 - 0,499	HR40s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
B3095081	OPTILENE 1 (4) 150CM HR48 LOOP(M)CRCP	1	0,400 - 0,499	HR48	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
B3095457	OPTILENE 1 (4)150CM HRC48 LOOP(M)CRCP	1	0,400 - 0,499	HRC48	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
B3095450	OPTILENE 1 (4)200CM HRC48 LOOP(M)CRCP	1	0,400 - 0,499	HRC48	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
B3095578	OPTILENE 1 (4) 100CM HR65 LOOP(M)CRCP	1	0,400 - 0,499	HR65	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
B3095674	OPTILENE 1 (4) 240CM HR65 LOOP(M)CRCP	1	0,400 - 0,499	HR65	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090449	OPTILENE 1 (4) 90CM HR26SS CV CRCP	1	0,400 - 0,499	HR26ss	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095452	OPTILENE 1 (4) 75CM HR26S CV RCP	1	0,400 - 0,499	HR26s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095458	OPTILENE 1 (4) 90CM HR26S CV RCP	1	0,400 - 0,499	HR26s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
B3095585	OPTILENE 2 (5) 150CM HR65 (M) CRCP	2	0,500 - 0,599	HR65	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090244	OPTILENE 2 (5) 75CM DS39 (M) CRCP	2	0,500 - 0,599	DS39	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090478	OPTILENE 2 (5) 90CM HR40S (M) CRCP	2	0,500 - 0,599	HR40s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095340	OPTILENE 2 (5) 75CM HR37S (M) CRCP	2	0,500 - 0,599	HR37s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3096022	OPTILENE 2 (5) 75CM HR48 CV CRCP	2	0,500 - 0,599	HR48	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G03095068	OPTILENE 10/0 (0,2) 23 CM GLM16 150M BLT	10/0	0,020 - 0,029	GLM16	
G03095480	OPTILENE 10/0 (0,2) 23 CM 2XGLM16 150 MIBLT	10/0	0,020 - 0,029	GLM16	
G3090777	OPTILENE 10/0 (0,2) 8CM SLM6 150MIC BLT	10/0	0,020 - 0,029	SLm06	
G3090777	OPTILENE 10/0(0,2)8CM SLM6 150M BLT	10/0	0,020 - 0,029	SLm06	
G3095677	OPTILENE 10/0(0,2)60CM PRCM5 100MIC BLT	10/0	0,020 - 0,029	PRCm05	
G3095677	OPTILENE 10/0(0,2)60CM PRCM5 100M BLT	10/0	0,020 - 0,029	PRCm05	
G3090874	OPTILENE 10/0(0,2)5CM2XDRM5 100MICBLT	10/0	0,020 - 0,029	2xDRm05	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090589	OPTILENE 10/0(0,2)30CM 2XDLM5 150MIC BLT	10/0	0,020 - 0,029	2xDLm05	Aguja 3/8 círculo lanceta con aguja mircro
G3090591	OPTILENE 10/0(0,2)30CM 2XDLM6 150MIC BLT	10/0	0,020 - 0,029	2xDLm06	Aguja 3/8 círculo lanceta con aguja mircro
G3090596	OPTILENE 10/0(0,2)30CM 2XDLM6S 200MI BLT	10/0	0,020 - 0,029	2xDLm06s	Aguja 3/8 círculo lanceta con aguja mircro
G3090775	OPTILENE 10/0(0,2)30CM 2XHLM6 150MIC BLT	10/0	0,020 - 0,029	2xHLm06	
X3090589	OPTILENE 10/0(0,2)30CM 2XDLM5 150MIC BLT	10/0	0,020 - 0,029	2xDLm05	Aguja 3/8 círculo lanceta con aguja mircro
X3090591	OPTILENE 10/0(0,2)30CM 2XDLM6 150MIC BLT	10/0	0,020 - 0,029	2xDLm06	Aguja 3/8 círculo lanceta con aguja mircro
X3090596	OPTILENE 10/0(0,2)30CM 2XDLM6S 200MI BLT	10/0	0,020 - 0,029	2xDLm06s	Aguja 3/8 círculo lanceta con aguja mircro
G3090589	OPTILENE 10/0(0,2)30CM 2XDLM5 150M BLT	10/0	0,020 - 0,029	2xDLm05	Aguja 3/8 círculo lanceta con aguja mircro
G3090591	OPTILENE 10/0(0,2)30CM 2XDLM6 150M BLT	10/0	0,020 - 0,029	2xDLm06	Aguja 3/8 círculo lanceta con aguja mircro
G3090596	OPTILENE 10/0(0,2)30CM 2XDLM6S 200MI BLT	10/0	0,020 - 0,029	2xDLm06s	Aguja 3/8 círculo lanceta con aguja mircro
G3090775	OPTILENE 10/0(0,2)30CM 2XHLM6 150M BLT	10/0	0,020 - 0,029	2xHLm06	
G3090024	OPTILENE 10/0(0,2)23CM DRM5 100MIC BLT	10/0	0,020 - 0,029	DRm05	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095068	OPTILENE 10/0 (0,2)23CM GLM16 150MICBLT	10/0	0,020 - 0,029	GLm16	
G3095480	OPTILENE 10/0(0,2)23CM 2XGLM16 150MIBLT	10/0	0,020 - 0,029	2xGLm16	
X3095480	OPTILENE 10/0(0,2)23CM 2XGLM16 150MIBLT	10/0	0,020 - 0,029	2xGLm16	
G3095068	OPTILENE 10/0(0,2)23CM GLM16 150M BLT	10/0	0,020 - 0,029	GLm16	

G3090024	OPTILENE 10/0(0,2)23CM DRM5 100MICBLT	10/0	0,020 - 0,029	DRm05	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095548	OPTILENE 10/0(0,2)15CM2XDLM6 150MIC BLT	10/0	0,020 - 0,029	2xDLm06	Aguja 3/8 círculo lanceta con aguja mircro
G3095548	OPTILENE 10/0(0,2)15CM2XDLM6 150M BLT	10/0	0,020 - 0,029	2xDLm06	Aguja 3/8 círculo lanceta con aguja mircro
G3090590	OPTILENE 10/0(0,2) 15CM DLM6 150MIC BLT	10/0	0,020 - 0,029	DLm06	Aguja 3/8 círculo lanceta con aguja mircro
G3090593	OPTILENE 10/0(0,2)15CM DLM6S 200MIC BLT	10/0	0,020 - 0,029	DLm06s	Aguja 3/8 círculo lanceta con aguja mircro
G3090782	OPTILENE 10/0(0,2) 15CM DRM5 100MIC BLT	10/0	0,020 - 0,029	DRm05	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3090590	OPTILENE 10/0(0,2) 15CM DLM6 150MIC BLT	10/0	0,020 - 0,029	DLm06	Aguja 3/8 círculo lanceta con aguja mircro
X3090782	OPTILENE 10/0(0,2) 15CM DRM5 100MIC BLT	10/0	0,020 - 0,029	DRm05	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090590	OPTILENE 10/0(0,2)15CM DLM6 150M BLT	10/0	0,020 - 0,029	DLm06	Aguja 3/8 círculo lanceta con aguja mircro
G3090593	OPTILENE 10/0(0,2)15CM DLM6S 200M BLT	10/0	0,020 - 0,029	DLm06s	Aguja 3/8 círculo lanceta con aguja mircro
G3090782	OPTILENE 10/0(0,2)15CM DRM5 100M BLT	10/0	0,020 - 0,029	DRm05	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090781	OPTILENE 10/0 (0,2) 10CM DRM4 70MIC BLT	10/0	0,020 - 0,029	DRm04	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090873	OPTILENE 10/0 (0,2) 10CM HLM6 150MI BLT	10/0	0,020 - 0,029	HLm06	
X3090781	OPTILENE 10/0 (0,2) 10CM DRM4 70MIC BLT	10/0	0,020 - 0,029	DRm04	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090781	OPTILENE 10/0(0,2)10CM DRM4 70M BLT	10/0	0,020 - 0,029	DRm04	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090873	OPTILENE 10/0(0,2)10CM HLM6 150M BLT	10/0	0,020 - 0,029	HLm06	
C3095415	OPTILENE 2/0 (3) 20CM SKR26 (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	SKR26	
C3095150	OPTILENE 2/0 (3) 120CM PRC24 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	PRC24	
C3095150	OPTILENE 2/0 (3) 120CM PRC24 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	PRC24	
C3090273	OPTILENE 2/0 (3) 100CM HS40 (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HS40	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3090279	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HS37 (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HS37	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3090279	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HS37 (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HS37	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3090275	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HS30 (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HS30	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3090275	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HS30 (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HS30	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3090270	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HS26 (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HS26	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3095959	OPTILENE 2/0 (3) 120CM HS26 (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HS26	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
G3090270	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HS26 (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HS26	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
G3095959	OPTILENE 2/0 (3) 120CM HS26 (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HS26	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
X3090270	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HS26 (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HS26	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3090270	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HS26 (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HS26	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3095958	OPTILENE 2/0 (3) 90CM HS26 (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HS26	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3095959	OPTILENE 2/0 (3) 120CM HS26 (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HS26	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3095525	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HRC37 (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HRC37	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090474	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HRC26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	HRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090474	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HRC26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	HRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090474	OPTILENE 2/0(3)75CM HRC26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	HRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095572	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HRC22 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	HRC22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095572	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HRC22 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	HRC22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095572	OPTILENE 2/0(3)75CM HRC22 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	HRC22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090033	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HR40S (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HR40s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090151	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HR37S (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HR37s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090154	OPTILENE 2/0 (3) 120CM HR37S (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HR37s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090151	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HR37S (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HR37s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090154	OPTILENE 2/0 (3) 120CM HR37S (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HR37s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090051	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HR37 (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HR37	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095791	OPTILENE 2/0 (3) 90CM HR37 (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HR37	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3090051	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HR37 (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HR37	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
X3090051	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HR37 (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HR37	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090051	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HR37 (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HR37	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095791	OPTILENE 2/0 (3) 90CM HR37 (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HR37	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090047	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HR30 (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HR30	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090144	OPTILENE 2/0 (3) 120CM HR30 (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HR30	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3090047	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HR30 (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HR30	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
X3090047	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HR30 (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HR30	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090047	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HR30 (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HR30	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090069	OPTILENE 2/0 (3) 45CM HR30 (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HR30	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090144	OPTILENE 2/0 (3) 120CM HR30 (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HR30	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095927	OPTILENE 2/0 (3) 90CM HR30 (M) RCP	2/0	0,300 - 0,349	HR30	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090032	OPTILENE 2/0(3) 75CM HR26SS CV .RCP	2/0	0,300 - 0,349	HR26ss	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090032	OPTILENE 2/0(3) 75CM HR26SS CV CRCP	2/0	0,300 - 0,349	HR26ss	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095442	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HR26S CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	HR26s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095442	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HR26S CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	HR26s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090042	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HR26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	HR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090444	OPTILENE 2/0 (3) 120CM HR26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	HR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090042	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HR26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	HR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090444	OPTILENE 2/0 (3) 120CM HR26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	HR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3090042	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HR26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	HR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
X3090042	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HR26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	HR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090444	OPTILENE 2/0(3)120CM HR26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	HR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090266	OPTILENE 2/0 (3) 75CM GS60 (M) .RCP	2/0	0,300 - 0,349	GS60	Aguja recta triangular invertida
G3090266	OPTILENE 2/0 (3) 75CM GS60 (M) .RCP	2/0	0,300 - 0,349	GS60	Aguja recta triangular invertida
C3090266	OPTILENE 2/0 (3) 75CM GS60 (M) CRCP	2/0	0,300 - 0,349	GS60	Aguja recta triangular invertida
C3090285	OPTILENE 2/0 (3) 75CM GS51 (M) .RCP	2/0	0,300 - 0,349	GS51	Aguja recta triangular invertida
C3090285	OPTILENE 2/0 (3) 75CM GS51 (M) CRCP	2/0	0,300 - 0,349	GS51	Aguja recta triangular invertida

[illegible]

C3090943	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHR37 (M) .RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR37	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090973	OPTILENE 2/0 (3) 120CM 2XHR37 (M) .RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR37	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090943	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHR37 (M) CRCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR37	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090973	OPTILENE 2/0 (3) 120CM 2XHR37 (M)CRCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR37	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090002	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHR30 (M).RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR30	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090002	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHR30 (M)CRCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR30	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090956	OPTILENE 2/0 (3) 120CM 2XHR26S CVCRCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR26s	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3096020	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHR26F CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR26f	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3096021	OPTILENE 2/0 (3) 75CM 2XHR26F CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR26f	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095723	OPTILENE 2/0 (3) 75CM 2XHR26B CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR26b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095723	OPTILENE 2/0 (3) 75CM 2XHR26B CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR26b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095723	OPTILENE 2/0 (3) 75CM 2XHR26B(M)CVCRCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR26b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090087	OPTILENE 2/0 (3) 75CM 2XHR26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090909	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHR26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095710	OPTILENE 2/0 (3) 120CM 2XHR26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090087	OPTILENE 2/0 (3) 75CM 2XHR26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090909	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHR26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095710	OPTILENE 2/0 (3) 120CM 2XHR26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3090909	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHR26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
X3090909	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHR26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090909	OPTILENE 2/0(3)90CM 2XHR26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095710	OPTILENE 2/0(3) 120CM 2XHR26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3096018	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHR22F CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR22f	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3096019	OPTILENE 2/0 (3) 75CM 2XHR22F CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR22f	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090086	OPTILENE 2/0 (3) 75CM 2XHR22 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090978	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHR22 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095276	OPTILENE 2/0 (3) 120CM 2XHR22 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090086	OPTILENE 2/0 (3) 75CM 2XHR22 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090978	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHR22 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095276	OPTILENE 2/0 (3) 120CM 2XHR22 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3090978	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHR22 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090978	OPTILENE 2/0(3)90CM 2XHR22 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095276	OPTILENE 2/0 (3) 120CM 2XHR22 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090900	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHR17 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090900	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHR17 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090900	OPTILENE 2/0(3)90CM 2XHR17 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090882	OPTILENE 2/0 (3) 75CM 2XGS60 (M) CRCP	2/0	0,300 - 0,349	2xGS60	Aguja recta triangular invertida
C3095350	OPTILENE 2/0 (3) 75CM 2XGR65 (M) .RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xGR65	
C3095350	OPTILENE 2/0 (3) 75CM 2XGR65 (M) CRCP	2/0	0,300 - 0,349	2xGR65	
B3090751	OPTILENE 2/0 (3) 75CM 2XDS60 (M) .RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xDS60	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
B3090751	OPTILENE 2/0 (3) 75CM 2XDS60 (M) CRCP	2/0	0,300 - 0,349	2xDS60	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3095612	OPTILENE 2/0 (3) 120CM 2XDRC26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xDRC26	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095636	OPTILENE 2/0 (3)90CM 2XDRC26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xDRC26	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095612	OPTILENE 2/0 (3) 120CM 2XDRC26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xDRC26	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095636	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XDRC26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xDRC26	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095612	OPTILENE 2/0 (3) 120CM 2XDRC26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xDRC26	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095636	OPTILENE 2/0(3)90CM 2XDRC26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xDRC26	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090725	OPTILENE 2/0 (3) 75CM 2XDR26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xDR26	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090725	OPTILENE 2/0 (3) 75CM 2XDR26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xDR26	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3090725	OPTILENE 2/0 (3) 75CM 2XDR26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xDR26	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090725	OPTILENE 2/0 (3) 75CM 2XDR26 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xDR26	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090721	OPTILENE 2/0 (3) 75CM 2XDR22 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xDR22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090824	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XDR22 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xDR22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095114	OPTILENE 2/0 (3) 120CM 2XDR22 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xDR22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095092	OPTILENE 2/0 (3) 120CM 2XDRI18 CV RCP	2/0	0,300 - 0,349	2xDR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090422	OPTILENE 3/0 (2) 30CM SKR26 (M) RCP	3/0	0,200 - 0,249	SKR26	
C3090274	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HS30 (M) RCP	3/0	0,200 - 0,249	HS30	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3090274	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HS30 (M) RCP	3/0	0,200 - 0,249	HS30	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3090269	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HS26 (M) RCP	3/0	0,200 - 0,249	HS26	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
G3090269	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HS26 (M) RCP	3/0	0,200 - 0,249	HS26	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
X3090269	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HS26 (M) RCP	3/0	0,200 - 0,249	HS26	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3090269	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HS26 (M) RCP	3/0	0,200 - 0,249	HS26	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3090261	OPTILENE 3/0 (2) 45CM HS21 (M) RCP	3/0	0,200 - 0,249	HS21	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3090461	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HS21 (M) RCP	3/0	0,200 - 0,249	HS21	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3090261	OPTILENE 3/0 (2) 45CM HS21 (M) RCP	3/0	0,200 - 0,249	HS21	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3090461	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HS21 (M) RCP	3/0	0,200 - 0,249	HS21	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3090473	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HRC26 CV RCP	3/0	0,200 - 0,249	HRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095787	OPTILENE 3/0 (2) 90CM HRC26 CV RCP	3/0	0,200 - 0,249	HRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090473	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HRC26 CV RCP	3/0	0,200 - 0,249	HRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095787	OPTILENE 3/0 (2) 90CM HRC26 CV RCP	3/0	0,200 - 0,249	HRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
X3090473	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HRC26 CV RCP	3/0	0,200 - 0,249	HRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090473	OPTILENE 3/0(2)75CM HRC26 CV RCP	3/0	0,200 - 0,249	HRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095787	OPTILENE 3/0(2)90CM HRC26 CV RCP	3/0	0,200 - 0,249	HRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090566	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HRC22 CV RCP	3/0	0,200 - 0,249	HRC22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090566	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HRC22 CV RCP	3/0	0,200 - 0,249	HRC22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C3090724	OPTILENE 3/0(2)75CM 2XDR26 CV RCP	3/0	0,200 - 0,249	2xDR26	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090723	OPTILENE 3/0 (2) 75CM 2XDR22 CV RCP	3/0	0,200 - 0,249	2xDR22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090823	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XDR22 CV RCP	3/0	0,200 - 0,249	2xDR22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090723	OPTILENE 3/0 (2) 75CM 2XDR22 CV RCP	3/0	0,200 - 0,249	2xDR22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090823	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XDR22 CV RCP	3/0	0,200 - 0,249	2xDR22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3090723	OPTILENE 3/0 (2) 75CM 2XDR22 CV RCP	3/0	0,200 - 0,249	2xDR22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090723	OPTILENE 3/0(2)75CM 2XDR22 CV RCP	3/0	0,200 - 0,249	2xDR22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090823	OPTILENE 3/0(2)90CM 2XDR22 CV RCP	3/0	0,200 - 0,249	2xDR22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095921	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XDR18 CV RCP	3/0	0,200 - 0,249	2xDR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3095921	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XDR18 CV RCP	3/0	0,200 - 0,249	2xDR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095921	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XDR18 CV RCP	3/0	0,200 - 0,249	2xDR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095921	OPTILENE 3/0(2)90CM 2XDR18 CV RCP	3/0	0,200 - 0,249	2xDR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095920	OPTILENE 3/0 (2) 60CM 2XDR18 CV RCP	3/0	0,200 - 0,249	2xDR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090837	OPTILENE4/0(1,5)90CM2XHR17CVRPF6.RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095215	OPTILENE4/0(1,5)90CM2XDR18CVPF6.RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095456	OPTILENE4/0(1,5)30CMDRC18LOOPCV RCP	4/0	0,150 - 0,199	DRC18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095456	OPTILENE 4/0(1,5)30 DRC18 LOOP CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	DRC18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095592	OPTILENE4/0 (1,5)90CM2XHRC22B CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC22b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095367	OPTILENE 4/0(1,5)90CM2XHRC17 CV PS6.RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095367	OPTILENE 4/0(1,5)90CM2XHRC17 CV PS6.RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095367	OPTIL 4/0(1,5)90CM2XHRC17 CV PS6 CRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090837	OPTILENE 4/0 (1,5)90CM2XHR17 CV PF6.RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090123	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM DR22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	DR22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090140	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM HR26 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	HR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090338	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR20 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR20	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090413	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM HR17 CVLOPRCP	4/0	0,150 - 0,199	HR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090526	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XDRC18 CVRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDRC18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090535	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XDRC22 CVRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDRC22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090571	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHRC17 CVRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090580	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHRC22CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090717	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XDR15 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR15	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090750	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR13 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090811	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHRC26 CVRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090822	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XDR22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090902	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR17 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090907	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR26 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090920	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XDR18 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090976	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090979	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHR22 CV PF6.RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095316	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XDR18 CV PS6.RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095327	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHR17 CV PS6.RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095336	OPTILENE 4/0(1,5) 90CM 2XHR22 CVPS6.RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095368	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHRC17(M)PF6.RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095493	OPTILENE 4/0 (1,5)90CM 2XHR17B CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095512	OPTILENE 4/0 (1,5)90CM 2XHR22B CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR22b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095526	OPTILENE 4/0 (1,5)90CM 2XHR20B CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR20b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095557	OPTILENE 4/0 (1,5)90CM 2XHR26B CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090123	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM DR22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	DR22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090140	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM HR26 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	HR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090338	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR20 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR20	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090413	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM HR17 CVLOP RCP	4/0	0,150 - 0,199	HR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090526	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XDRC18 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDRC18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090535	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XDRC22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDRC22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090571	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHRC17 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090580	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHRC22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090717	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XDR15 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR15	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090750	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR13 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090811	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHRC26 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090822	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XDR22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090902	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR17 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090907	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR26 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090910	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHR26 CV PF6.RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090920	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XDR18 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090976	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090979	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHR22 CV PF6.RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095215	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XDR18 CV PF6.RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095316	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XDR18 CV PS6.RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095327	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHR17 CV PS6.RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095336	OPTILENE 4/0(1,5) 90CM 2XHR22 CVPS6.RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095347	OPTILENE 4/0(1,5) 90CM 2XHR26 CVPS6.RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095368	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHRC17 CV PF6.RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095493	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR17B CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095512	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR22B CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR22b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095526	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR20B CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR20b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095541	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR26FFB CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26ffb	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo

C3095557	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR26B CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095581	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHRC17B CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC17b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095592	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHRC22B CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC22b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095594	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHRC20 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC20	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095606	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR26FB CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26fb	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095607	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHRC26B CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC26b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095611	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR26F CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26f	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095643	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR17(M)RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095647	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR26(M)RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095683	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XDR18 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095940	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XDR13 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3096001	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR17F CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17f	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3096002	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHRC17F CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC17f	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090580	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHRC22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090822	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XDR22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090902	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR17 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3090907	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR26 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3090920	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XDR18 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090976	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
X3090140	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM HR26 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	HR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
X3090571	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHRC17 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
X3090580	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHRC22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
X3090750	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR13 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
X3090811	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHRC26 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
X3090902	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR17 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
X3090907	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR26 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
X3090920	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XDR18 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3090976	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
X3095581	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHRC17B CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC17b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
X3095607	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHRC26B CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC26b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090123	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM DR22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	DR22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090140	OPTILENE 4/0(1,5)90CM HR26 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	HR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090338	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHR20 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR20	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090413	OPTILENE 4/0(1,5)90CM HR17 CV LOP RCP	4/0	0,150 - 0,199	HR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090526	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XDRC18 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDRC18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090535	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XDRC22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDRC22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090571	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHRC17 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090580	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHRC22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090717	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XDR15 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR15	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090750	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHR13 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090811	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHRC26 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090822	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XDR22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090902	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHR17 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090907	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHR26 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090920	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XDR18 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090976	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHR22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095940	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XDR13 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095493	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHR17B(M)CVRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095512	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHR22B(M)CVRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR22b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095526	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHR20B(M)CVRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR20b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095557	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHR26B(M)CVRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095581	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHRC17B(MCVRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC17b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095592	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHRC22B(MCVRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC22b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095607	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHRC26B(MCVRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC26b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3096001	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR17F CVRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17f	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3096002	OPTILENE 4/0 (1,5)90CM 2XHRC17F CVRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC17f	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095439	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XDRC18BCVRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDRC18b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095630	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XDRC26 CVRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDRC26	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095594	OPTILENE 4/0 (1,5)90CM 2XHRC20 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC20	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095606	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHR26FB CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26fb	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095541	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHR26FFB CVRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26ffb	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095611	OPTILENE 4/0 (1,5)90CM 2XHR26F CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26f	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095638	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHRC17(M)RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095643	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR17(M)RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095647	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR26(M)RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095683	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XDR18 (M)RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095688	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR26B(M)RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090729	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHR17B(M)RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090837	OPTIL 4/0(1,5)90CM 2XHR17 CV PF6 CRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090910	OPTIL 4/0(1,5)90CM 2XHR26 CV PF6 CRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090979	OPTIL 4/0(1,5)90CM 2XHR22 CV PF6 CRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095215	OPTIL 4/0(1,5)90CM 2XDR18 CV PF6 CRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095316	OPTIL 4/0(1,5)90CM 2XDR18 CV PS6 CRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095327	OPTIL 4/0(1,5)90CM 2XHR17 CV PS6 CRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095336	OPTIL 4/0(1,5)90CM 2XHR22 CV PS6 CRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo

C3095347	OPTIL 4/0(1,5)90CM 2XHR26 CV PS6 CRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095368	OPTIL 4/0(1,5)90CM 2XHRC17 CVPF6 CRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095195	OPTILENE 4/0 (1,5)75CM2XDRC18 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDRC18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090013	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HR17 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	HR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090029	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HR22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	HR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090040	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HR26 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	HR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090085	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DR22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	DR22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090120	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DR18 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	DR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090503	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XHR17 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090561	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HRC17 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	HRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090565	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HRC22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	HRC22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090704	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XHRC17 CVRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090707	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XHR26 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090720	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XDR18 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090722	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XDR22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090863	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XHR22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095165	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DRC18 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	DRC18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095312	OPTILENE 4/0(1,5)75CM 2XDR18 CV PS6.RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095318	OPTILENE 4/0(1,5)75CM 2XHR17 CV PS3.RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095503	OPTILENE 4/0 (1,5)75CM 2XHR20B CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR20b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095721	OPTILENE 4/0 (1,5)75CM 2XHR26B CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090013	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HR17 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	HR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090029	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HR22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	HR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090040	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HR26 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	HR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090085	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DR22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	DR22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090120	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DR18 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	DR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090234	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DS24 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS24	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090245	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DS30 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS30	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090503	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XHR17 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090513	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DS16 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS16	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090520	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DS19 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS19	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090561	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HRC17 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	HRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090565	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HRC22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	HRC22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090673	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DSMP19 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DSMP19	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
C3090680	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DSMP24 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DSMP24	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
C3090704	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XHRC17 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090707	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XHR26 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090720	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XDR18 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090722	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XDR22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090863	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XHR22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095165	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DRC18 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	DRC18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095195	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XDRC18 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDRC18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095312	OPTILENE 4/0(1,5)75CM 2XDR18 CV PS6.RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095318	OPTILENE 4/0(1,5)75CM 2XHR17 CV PS3.RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095461	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XHR17B CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095503	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XHR20B CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR20b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095570	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XHRC17B CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC17b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095721	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XHR26B CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095908	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XDR13 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095932	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DR13 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	DR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3096165	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XDRC13 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090013	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HR17 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	HR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3090029	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HR22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	HR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3090040	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HR26 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	HR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3090234	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DS24 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS24	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
G3090513	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DS16 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS16	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
G3090520	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DS19 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS19	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
G3090561	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HRC17 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	HRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
X3090013	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HR17 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	HR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
X3090029	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HR22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	HR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
X3090040	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HR26 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	HR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
X3090120	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DR18 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	DR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3090503	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XHR17 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
X3090513	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DS16 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS16	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
X3090520	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DS19 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS19	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
X3090561	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HRC17 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	HRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
X3090673	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DSMP19 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DSMP19	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
X3090707	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XHR26 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
X3090720	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XDR18 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3090722	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XDR22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3095165	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DRC18 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	DRC18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
X3095932	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DR13 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	DR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3096165	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XDRC13 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095908	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XDR13 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095932	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DR13 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	DR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo

C3090503	OPTILENE 4/0(1,5)75CM 2XHR17 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2XHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090531	OPTILENE 4/0(1,5)75CM DR12 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	DR12	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090552	OPTILENE 4/0(1,5)75CM DRC12 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	DRC12	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090561	OPTILENE 4/0(1,5)75CM HRC17 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	HRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090565	OPTILENE 4/0(1,5)75CM HRC22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	HRC22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090704	OPTILENE 4/0(1,5)75CM 2XHRC17 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2XHRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090707	OPTILENE 4/0(1,5)75CM 2XHR26 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2XHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090720	OPTILENE 4/0(1,5)75CM 2XDR18 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090722	OPTILENE 4/0(1,5)75CM 2XDR22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090863	OPTILENE 4/0(1,5)75CM 2XHR22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2XHR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095165	OPTILENE 4/0(1,5)75CM DRC18 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	DRC18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095195	OPTILENE 4/0(1,5)75CM 2XDRC18 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDRC18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095908	OPTILENE 4/0(1,5)75CM 2XDR13 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095932	OPTILENE 4/0(1,5)75CM DR13 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	DR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3096165	OPTILENE 4/0(1,5)75CM 2XDRC13 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095461	OPTILENE 4/0(1,5)75CM 2XHR17B(M)CVRCP	4/0	0,150 - 0,199	2XHR17b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095503	OPTILENE 4/0(1,5)75CM 2XHR20B(M)CVRCP	4/0	0,150 - 0,199	2XHR20b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095570	OPTILENE 4/0(1,5)75CM 2XHRC17B(MCVRCP	4/0	0,150 - 0,199	2XHRC17b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095721	OPTILENE 4/0(1,5)75CM 2XHR26B(M)CVRCP	4/0	0,150 - 0,199	2XHR26b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095517	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DGMP19 DS RCP	4/0	0,150 - 0,199	DGMP19	Aguja 3/8 círculo recta micropunta triangular
C3090145	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XHRC13 CVRCP	4/0	0,150 - 0,199	2XHRC13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090234	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DS24 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS24	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090245	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DS30 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS30	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090259	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HS15 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	HS15	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3090410	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DSMP13 (M)RCP	4/0	0,150 - 0,199	DSMP13	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
C3090427	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DSMP16 (M)RCP	4/0	0,150 - 0,199	DSMP16	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
C3090460	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HS21 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	HS21	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3090472	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HRC26 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	HRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090513	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DS16 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS16	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090520	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DS19 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS19	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090673	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DSMP19 (M)RCP	4/0	0,150 - 0,199	DSMP19	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
C3090680	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DSMP24 (M)RCP	4/0	0,150 - 0,199	DSMP24	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
C3095531	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DRC13 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	DRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095631	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XDRC26 CVRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDRC26	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095718	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DGMP24 DS RCP	4/0	0,150 - 0,199	DGMP24	Aguja 3/8 círculo recta micropunta triangular
C3096004	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XHR26F CVRCP	4/0	0,150 - 0,199	2XHR26f	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095312	OPTIL 4/0(1,5)75CM 2XDR18 CV PS6 CRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095318	OPTIL 4/0(1,5)75CM 2XHR17 CV PS3 CRCP	4/0	0,150 - 0,199	2XHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090933	OPTILENE 4/0 (1,5) 60CM 2XHR13 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2XHR13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090933	OPTILENE 4/0 (1,5) 60CM 2XHR13 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2XHR13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090933	OPTILENE 4/0(1,5)60CM 2XHR13 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2XHR13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090208	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DS12 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS12	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090213	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DS16 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS16	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090220	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DS19 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS19	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090434	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DS24 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS24	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090620	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DSMP13 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DSMP13	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
C3090655	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DSMP24 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DSMP24	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
C3090676	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DSMP19 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DSMP19	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
G3090213	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DS16 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS16	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
G3090220	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DS19 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS19	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
G3090434	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DS24 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS24	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
G3090620	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DSMP13 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DSMP13	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
G3090676	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DSMP19 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DSMP19	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
G3095500	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DGMP19 RCP	4/0	0,150 - 0,199	DGMP19	Aguja 3/8 círculo recta micropunta triangular
G3095910	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DGMP13 RCP	4/0	0,150 - 0,199	DGMP13	Aguja 3/8 círculo recta micropunta triangular
X3090208	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DS12 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS12	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
X3090213	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DS16 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS16	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
X3090220	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DS19 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS19	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
X3090434	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DS24 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS24	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
X3090620	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DSMP13 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DSMP13	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
X3090655	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DSMP24 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DSMP24	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
X3090676	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DSMP19 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DSMP19	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
X3095499	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DGMP16 RCP	4/0	0,150 - 0,199	DGMP16	Aguja 3/8 círculo recta micropunta triangular
C3095499	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DGMP16 DS RCP	4/0	0,150 - 0,199	DGMP16	Aguja 3/8 círculo recta micropunta triangular
C3095500	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DGMP19 DS RCP	4/0	0,150 - 0,199	DGMP19	Aguja 3/8 círculo recta micropunta triangular
C3095984	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DGMP13 DS RCP	4/0	0,150 - 0,199	DGMP13	
C3095910	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DGMP13 DS RCP	4/0	0,150 - 0,199	DGMP13	Aguja 3/8 círculo recta micropunta triangular
C3090208	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DS12 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS12	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090213	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DS16 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS16	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090220	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DS19 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS19	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090434	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DS24 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS24	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090445	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DS30 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS30	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090511	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM HSMP15 (M)RCP	4/0	0,150 - 0,199	HSMP15	
C3090620	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DSMP13 (M)RCP	4/0	0,150 - 0,199	DSMP13	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
C3090630	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DSMP16 (M)RCP	4/0	0,150 - 0,199	DSMP16	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular

C3090655	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DSMP24 (M)RCP	4/0	0,150 - 0,199	DSMP24	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
C3090676	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DSMP19 (M)RCP	4/0	0,150 - 0,199	DSMP19	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
C3095385	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM GS13 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	GS13	Aguja recta triangular invertida
C3095775	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM HS21 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	HS21	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3095717	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DGMP24 DS RCP	4/0	0,150 - 0,199	DGMP24	Aguja 3/8 círculo recta micropunta triangular
C3090420	OPTILENE 4/0 (1,5) 30CM DS19 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS19	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3095456	OPTILENE 4/0(1,5)30CM DRC18 LOOP CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	DRC18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090420	OPTILENE 4/0 (1,5) 30CM DS19 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	DS19	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090776	OPTILENE 4/0 (1,5) 30CM 2XGR19 (M)RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xGR19	
C3095421	OPTILENE 4/0 (1,5) 30CM SKR26 (M) RCP	4/0	0,150 - 0,199	SKR26	
C3095607	OPTILENE4/0(1,5)90CM 2XHRC26B CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC26b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095570	OPTILENE4/0(1,5)75CM 2XHRC17B CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC17b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095581	OPTILENE4/0(1,5)90CM 2XHRC17B CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC17b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090910	OPTILENE4/0(1,5)90CM 2XHR26CV PF6.RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095347	OPTILENE4/0(1,5)90CM 2XHR26 CVPS6.RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095461	OPTILENE4/0 (1,5) 75CM 2XHR17B CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3090194	OPTILENE 4/0(1,5) 2X90CM 2XHR17CV LP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3090633	OPTILENE 4/0 (1,5) 2X90CM 2XHR26CV LPCE	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3090659	OPTILENE 4/0 (1,5)2X90CM 2XDR18 CVLP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095162	OPTILENE 4/0 (1,5) 2X90CM 2XHRC22 CV LP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095169	OPTILENE 4/0 (1,5) 2X90CM 2XHRC17 CV LP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095222	OPTILENE 4/0 (1,5) 2X90CM 2XDRC18 CV LP	4/0	0,150 - 0,199	2xDRC18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095620	OPTILENE 4/0 (1,5) 2X90CM 2XHR22CV LPCE	4/0	0,150 - 0,199	2xHR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3095993	OPTILENE 4/0 (1,5) 2X90CM 2XHR26B CV LP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3090194	OPTILENE 4/0(1,5) 2X90CM 2XHR17CV LP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3090633	OPTILENE 4/0(1,5)2X90CM 2XHR26 CV LP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3090659	OPTILENE 4/0 (1,5)2X90CM 2XDR18 CVLP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095993	OPTILENE 4/0(1,5)2X90CM 2XHR26B(MCVLP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3095162	OPTIL 4/0(1,5) 2X90CM 2XHRC22 CV LP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095169	OPTIL 4/0(1,5) 2X90CM 2XHRC17 CV LP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095222	OPTIL 4/0(1,5) 2X90CM 2XDRC18 CV LP	4/0	0,150 - 0,199	2xDRC18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095620	OPTIL 4/0(1,5) 2X90CM 2XHR22CV LPCE	4/0	0,150 - 0,199	2xHR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3095010	OPTILENE 4/0 (1,5)2X75CM 2XHR13 CV LP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3095047	OPTILENE 4/0 (1,5)2X75CM 2XHRC13CV LP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095181	OPTILENE 4/0 (1,5)2X75CM 2XDRC13CV LP	4/0	0,150 - 0,199	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095759	OPTILENE 4/0 (1,5) 2X75CM 2XHRC26 CV LP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095010	OPTILENE 4/0 (1,5)2X75CM 2XHR13 CV LP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3095047	OPTILENE 4/0 (1,5)2X75CM 2XHRC13CV LP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095181	OPTILENE 4/0 (1,5)2X75CM 2XDRC13CV LP	4/0	0,150 - 0,199	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095759	OPTIL 4/0(1,5) 2X75CM 2XHRC26 CV LP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090991	OPTILENE 4/0(1,5)20CM DR22 CVPF3NUD.RCP	4/0	0,150 - 0,199	DR22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090991	OPTILENE 4/0(1,5)20CM DR22 CVPF3KNO.RCP	4/0	0,150 - 0,199	DR22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090991	OPTIL 4/0(1,5)20CM DR22 CV PF3NUDCRCP	4/0	0,150 - 0,199	DR22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095771	OPTILENE 4/0 (1,5)120CM2XHRC26CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095656	OPTILENE 4/0 (1,5)120CM2XDR18BCV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR18b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090876	OPTILENE 4/0(1,5) 120CM 2XHR22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090904	OPTILENE 4/0(1,5) 120CM 2XHR17 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095658	OPTILENE 4/0 (1,5) 120CM 2XDR13 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095709	OPTILENE 4/0 (1,5)120CM 2XHR26 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090876	OPTILENE 4/0 (1,5) 120CM 2XHR22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090904	OPTILENE 4/0 (1,5) 120CM 2XHR17 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095656	OPTILENE 4/0 (1,5) 120CM 2XDR18B CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR18b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095658	OPTILENE 4/0 (1,5) 120CM 2XDR13 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095709	OPTILENE 4/0 (1,5) 120CM 2XHR26 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095771	OPTILENE 4/0 (1,5) 120CM 2XHRC26 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095997	OPTILENE 4/0 (1,5) 120CM 2XDR13B CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090876	OPTILENE 4/0(1,5)120CM 2XHR22 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090904	OPTILENE 4/0(1,5) 120CM 2XHR17 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095709	OPTILENE 4/0(1,5) 120CM 2XHR26 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095656	OPTILENE 4/0(1,5)120CM 2XDR18B(MCVRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR18b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095997	OPTILENE 4/0(1,5)120CM 2XDR13B(MCVRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095401	OPTILENE 4/0 (1,5)120CM 2XHR37(M)CRCP	4/0	0,150 - 0,199	2XHR37	
C3095066	OPTILENE 4/0 (1,5) 120CM 2XHRC22CVRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095564	OPTILENE 4/0 (1,5)120CM 2XDRC22(M)RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDRC22	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095629	OPTILENE 4/0 (1,5) 120CM 2XDRC26CVRCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDRC26	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095658	OPTIL 4/0 (1,5) 120CM 2XDR13 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095771	OPTIL 4/0(1,5) 120CM 2XHRC26 CV RCP	4/0	0,150 - 0,199	2xHRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095205	OPTILENE 5/0 (1) 75CM XHRC10 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xHRC10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090027	OPTILENE 5/0 (1) 45CM HSMP12 (M) RCP	5/0	0,100 - 0,149	HSMP12	
C3090264	OPTILENE 5/0 (1) 45CM HS18 (M) RCP	5/0	0,100 - 0,149	HS18	Aguja 1/2 círculo triangular invertida
C3090560	OPTILENE 5/0 (1) 75CM HRC17 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	HRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090560	OPTILENE 5/0 (1) 75CM HRC17 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	HRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
X3090560	OPTILENE 5/0 (1) 75CM HRC17 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	HRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090560	OPTILENE 5/0(1)75CM HRC17 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	HRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090037	OPTILENE 5/0 (1) 90CM HR26 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	HR26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo

[illegible]

C3095931	OPTILENE 5/0 (1) 75CM DR13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	DR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095931	OPTILENE 5/0 (1) 75CM DR13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	DR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095022	OPTILENE 5/0(1)90CM DR13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	DR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095931	OPTILENE 5/0(1)75CM DR13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	DR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090530	OPTILENE 5/0 (1) 75CM DR12 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	DR12	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3090530	OPTILENE 5/0 (1) 75CM DR12 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	DR12	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090530	OPTILENE 5/0(1)75CM DR12 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	DR12	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090530	OPTIL 5/0 (1) 75CM DR12 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	DR12	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095550	OPTILENE 5/0 (1) 45CM DGMP19 RCP	5/0	0,100 - 0,149	DGMP19	Aguja 3/8 círculo recta micropunta triangular
C3095550	OPTILENE 5/0 (1) 45CM DGMP19 DS RCP	5/0	0,100 - 0,149	DGMP19	Aguja 3/8 círculo recta micropunta triangular
G3095549	OPTILENE 5/0 (1) 45CM DGMP16 RCP	5/0	0,100 - 0,149	DGMP16	Aguja 3/8 círculo recta micropunta triangular
C3095549	OPTILENE 5/0 (1) 45CM DGMP16 DS RCP	5/0	0,100 - 0,149	DGMP16	Aguja 3/8 círculo recta micropunta triangular
G3095518	OPTILENE 5/0 (1) 45CM DGMP13 RCP	5/0	0,100 - 0,149	DGMP13	Aguja 3/8 círculo recta micropunta triangular
X3095518	OPTILENE 5/0 (1) 45CM DGMP13 RCP	5/0	0,100 - 0,149	DGMP13	Aguja 3/8 círculo recta micropunta triangular
C3095518	OPTILENE 5/0 (1) 45CM DGMP13 DS RCP	5/0	0,100 - 0,149	DGMP13	Aguja 3/8 círculo recta micropunta triangular
C3096006	OPTILENE 5/0(1)75CM2XHR13FF CVPS3CRCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHR13ff	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095460	OPTILENE 5/0 (1) 75CM2XHR17B CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHR17b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3096173	OPTILENE 5/0 (1) 75CM2XDR13 CV PF6.RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090930	OPTILENE5/0 (1) 90CM 2XDRC10 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095021	OPTILENE5/0 (1) 90CM 2XDR13S CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13s	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095334	OPTILENE5/0(1) 75CM 2XDRC13S CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDRC13s	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3096173	OPTIL 5/0(1)75CM2XDR13 CV PF6 CRCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095746	OPTILENE 5/0(1)90CM2XDRMV13B 380M CVRCP	5/0	0,100 - 0,149	DRMV13B	
G3095746	OPTIL 5/0(1)90CM2XDRMV13B 380M CVRCP	5/0	0,100 - 0,149	DRMV13B	
G3095390	OPTILENE 5/0 (1) 30CM 2XVLM8 (M) RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xVLM08	
G3095390	OPTILENE 5/0 (1) 30CM 2XVLM8 (M) RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xVLM08	
C3095129	OPTILENE 5/0 (1) 30CM 2XSLM6 (M) RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xSLM06	
C3095129	OPTILENE 5/0 (1) 30CM 2XSLM6 (M) RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xSLM06	
C3095129	OPTILENE 5/0 (1) 30CM 2XSLM6 (M) RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xSLM06	
C3095103	OPTILENE 5/0(1) 90CM 2XPRC13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xPRC13	
C3095103	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XPRC13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xPRC13	
C3095103	OPTILENE 5/0(1)90CM 2XPRC13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xPRC13	
C3095101	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XPRC13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xPRC13	
C3090806	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHRC26 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090806	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHRC26 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090806	OPTILENE 5/0(1)75CM 2XHRC26 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC26	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095059	OPTILENE 5/0 (1)75CM 2XHRC22 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095059	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHRC22 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095059	OPTILENE 5/0(1)75CM 2XHRC22 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC22	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095599	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XHRC17F CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC17f	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095996	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHRC17F CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC17f	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095599	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XHRC17F CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC17f	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095569	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHRC17B CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC17b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095580	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XHRC17B CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC17b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095569	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHRC17B CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC17b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095580	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XHRC17B CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC17b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095569	OPTILENE 5/0 (1)75CM 2XHRC17B(M)CVRCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC17b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095580	OPTILENE 5/0 (1)90CM 2XHRC17B(M)CVRCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC17b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090570	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XHRC17 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090695	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHRC17 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090570	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XHRC17 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090695	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHRC17 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090570	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XHRC17 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095168	OPTILENE 5/0 (1) 2X90CM 2XHRC17 CV LP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
X3090570	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XHRC17 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090570	OPTILENE 5/0(1)90CM 2XHRC17 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090695	OPTILENE 5/0(1)75CM 2XHRC17 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095168	OPTILENE 5/0 (1) 2X90CM 2XHRC17 CV LP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3096023	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHRC13B CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC13b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090303	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHRC13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090303	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHRC13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3091098	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XHRC13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095043	OPTILENE 5/0 (1) 2X75CM 2XHRC13 CV LP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
X3090303	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHRC13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090303	OPTILENE 5/0(1)75CM 2XHRC13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095043	OPTILENE 5/0 (1) 2X75CM 2XHRC13 CV LP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3091098	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XHRC13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095045	OPTILENE 5/0 (1) 60CM 2XHRC13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095495	OPTILENE 5/0 (1)60CM 2XHRC10 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095205	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHRC10 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095495	OPTILENE 5/0 (1) 60CM 2XHRC10 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095205	OPTILENE 5/0(1)75CM 2XHRC10 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095495	OPTILENE 5/0(1)60CM 2XHRC10 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2XHRC10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095866	OPTILENE 5/0 (1) 2X60CM 2XHR8 CV LP	5/0	0,100 - 0,149	2XHR08	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3095866	OPTILENE 5/0 (1) 2X60CM 2XHR8 CV LP	5/0	0,100 - 0,149	2XHR08	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo

[illegible]

[illegible]

C3090716	OPTILENE 5/0(1)90CM 2XDR15 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR15	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095021	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDR13S CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13s	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095009	OPTILENE 5/0 (1) 2X90CM 2XDR13S CV LP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13s	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095016	OPTILENE 5/0 (1) 2X60CM 2XDR13S CV LP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13s	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095021	OPTILENE 5/0(1)90CM 2XDR13S CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13s	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095009	OPTILENE 5/0 (1) 2X90CM 2XDR13S CV LP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13s	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095016	OPTILENE 5/0 (1) 2X60CM 2XDR13S CV LP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13s	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095027	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDR13S CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13s	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095033	OPTILENE 5/0 (1) 60CM 2XDR13S CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13s	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090547	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDR13B CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095840	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDR13B CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090547	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDR13B CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095609	OPTILENE 5/0 (1) 60CM 2XDR13B CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095840	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDR13B CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090547	OPTILENE 5/0(1)75CM 2XDR13B(M) CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095840	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDR13B(M)CVRCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095609	OPTILENE 5/0 (1) 60CM 2XDR13B CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095887	OPTILENE 5/0 (1) 45CM 2XDR13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095887	OPTILENE 5/0 (1) 45CM 2XDR13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095896	OPTILENE 5/0 (1) 60CM 2XDR13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095907	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDR13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095939	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDR13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095907	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDR13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095980	OPTILENE 5/0 (1) 2X75CM 2XDR13 CV LP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3095907	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDR13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3095939	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDR13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095969	OPTILENE 5/0 (1) 60CM 2XDR13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	DR13	
C3095907	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDR13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095939	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDR13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095940	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDR13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095887	OPTILENE 5/0(1)45CM 2XDR13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095896	OPTILENE 5/0(1)60CM 2XDR13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095907	OPTILENE 5/0(1)75CM 2XDR13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095939	OPTILENE 5/0(1)90CM 2XDR13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3096160	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDR13 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	DR13	
G3095980	OPTILENE 5/0 (1) 2X75CM 2XDR13 CV LP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095661	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDR13(M)RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095687	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDR13 (M) RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090380	OPTILENE 5/0 (1) 2X75CM 2XDR12 CV LP	5/0	0,100 - 0,149	DR12	
G3090387	OPTILENE 5/0 (1) 4X60CM 2XDR12 CV LP	5/0	0,100 - 0,149	DR12	
G3090654	OPTILENE 5/0 (1) 2X90CM 2XDR12 CV LP	5/0	0,100 - 0,149	DR12	
G3090522	OPTILENE 5/0(1) 60CM 2XDR10CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090522	OPTILENE 5/0 (1) 60CM 2XDR10 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090913	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDR10 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090522	OPTILENE 5/0 (1) 60CM 2XDR10 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090913	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDR10 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090522	OPTILENE 5/0(1)60CM 2XDR10 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090913	OPTILENE 5/0(1)75CM 2XDR10 CV RCP	5/0	0,100 - 0,149	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090990	OPTILENE5/0(1)20CMDR18CVPF3NUDO.RCP	5/0	0,100 - 0,149	DR18	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095306	OPTILENE6/0(0,7)75CM2XDR10CVPS3.RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095308	OPTILENE6/0(0,7)75CM2XDR10FCV PS3.RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095020	OPTILENE6/0(0,7)090CM2XHRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xHRC13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090815	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XDR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090898	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XHR17 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2XHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095100	OPTILENE 6/0(0,7)90CM 2XPRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xPRC13	
C3095305	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XDRC13CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095839	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XDR13BCV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090815	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XDR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090898	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XHR17 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2XHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095020	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XHRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2XHRC13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095100	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XPRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xPRC13	
C3095305	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XDRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095576	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XDR10F CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095839	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XDR13B CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095938	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XDR13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095076	OPTILENE 6/0(0,7)90CM DRMV13B 320 CV LP	6/0	0,070 - 0,099	DRMV13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095132	OPTILENE 6/0(0,7)90CM 2XDRMV13B 320CVLP	6/0	0,070 - 0,099	DRMV13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095938	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XDR13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090815	OPTILENE 6/0(0,7)90CM 2XDR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090898	OPTILENE 6/0(0,7)90CM 2XHR17 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2XHR17	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095020	OPTILENE 6/0(0,7)90CM 2XHRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2XHRC13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095100	OPTILENE 6/0(0,7)90CM 2XPRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xPRC13	
C3095576	OPTILENE 6/0(0,7)90CM 2XDR10F CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095938	OPTILENE 6/0(0,7)90CM 2XDR13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095076	OPTILENE 6/0(0,7)90CM DRMV13B 320 CV LP	6/0	0,070 - 0,099	DRMV13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo

G3095132	OPTILENE 6/0(0,7)90CM 2XDRMV13B 320CVLP	6/0	0,070 - 0,099	DRMV13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095839	OPTILENE 6/0(0,7)90CM 2XDR13B(M)CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3096013	OPTILENE 6/0 (0,7)90CM 2XDRC13B(M)RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095305	OPTIL 6/0 (0,7) 90CM 2XDRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090670	OPTILENE 6/0(0,7)75CM2XPRMV10B 200CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xPRmV10b	
X3090670	OPTILENE 6/0(0,7)75CM2XPRMV10B 200CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xPRmV10b	
X3090668	OPTILENE 6/0(0,7)75CM2XPRCMV10B 200CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xPRCmV10b	
G3095133	OPTILENE 6/0(0,7)75CM2XDRMV13B 320CVLP	6/0	0,070 - 0,099	DRMV13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095133	OPTILENE 6/0(0,7)75CM2XDRMV13B 320CVLP	6/0	0,070 - 0,099	DRMV13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3095139	OPTILENE 6/0(0,7)75CM2XDRMV10B 200CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRmV10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095672	OPTILENE 6/0(0,7)75CM2XDRCMV10B 200CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRCmV10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3096174	OPTILENE 6/0(0,7)75CM2XDRCMV10B 200CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRCmV10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095672	OPTILENE 6/0(0,7)75CM2XDRCMV10B 200CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRCmV10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090693	OPTILENE 6/0(0,7)75CM2XDRCM10B200MRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRCm10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095308	OPTILENE 6/0(0,7)75CM2XDR10F CV PS3.RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095308	OPTILENE 6/0(0,7)75CM2XDR10F CV PS3 CRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090191	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR13B CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090402	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM HR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	HR10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090499	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM HR13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	HR13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090539	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DRC10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	DRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090542	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	DR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090546	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC10 CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090599	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR8B CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090868	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XHR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2XHR10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090886	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR8 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090915	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090953	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XHR13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2XHR13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095039	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XHRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2XHRC13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095096	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM PRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	PRC13	
C3095097	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XPRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xPRC13	
C3095123	OPTILENE 6/0(0,7) 75CM 2XHR13F CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2XHR13f	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095144	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	DRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095175	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095430	OPTILENE 6/0(0,7) 75CM 2XDR10F CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095431	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DR10F CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	DR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095433	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDR10F CVPF3.RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095448	OPTILENE 6/0(0,7) 75CM 2XHR13B CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2XHR13b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095843	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR10BCV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090191	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR13B CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090402	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM HR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	HR10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090499	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM HR13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	HR13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090539	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DRC10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	DRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090542	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	DR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090546	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090599	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR8B CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090868	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XHR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2XHR10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090886	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR8 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090915	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090953	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XHR13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2XHR13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095026	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR13S CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13s	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095039	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XHRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2XHRC13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095096	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM PRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	PRC13	
C3095097	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XPRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xPRC13	
C3095123	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XHR13F CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2XHR13f	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095144	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	DRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095175	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095306	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDR10 CV PS3.RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095341	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XHR13FF CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2XHR13ff	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095430	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR10F CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095431	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DR10F CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	DR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095433	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDR10F CVPF3.RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095448	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XHR13B CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2XHR13b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095543	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DS12 (M) RCP	6/0	0,070 - 0,099	DS12	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3095673	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC13 (M) RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095836	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC13B CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095843	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR10B CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095906	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095930	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DR13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	DR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3096148	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDR10BUS200MCVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090529	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DR12 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	DR12	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090546	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090693	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDRCM10B 200MIRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRCm10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090768	OPTILENE 6/0(0,7)75CM DRCM10B 200MIC RCP	6/0	0,070 - 0,099	DRCm10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090785	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DRM10B 200MI RCP	6/0	0,070 - 0,099	DRm10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090868	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XHR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2XHR10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo

G3090886	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR8 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090915	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090953	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XHR13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xHR13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3095077	OPTILENE 6/0(0,7)75CM DRMV13B 320 CV LP	6/0	0,070 - 0,099	DRMV13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095139	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDRMV10B 200CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRmV10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095175	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095472	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR13 CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095543	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DS12 (M) RCP	6/0	0,070 - 0,099	DS12	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
G3095906	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3096148	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDR10BUS200MCVRCP	6/0	0,070 - 0,099	DRB10B	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3096151	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDR10B US200MCVLP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3096169	OPTILENE 6/0(0,7) 75cm DR10B US200MCVRCP	6/0	0,070 - 0,099	DR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3090402	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM HR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	HR10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
X3090529	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DR12 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	DR12	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3090539	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DRC10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	DRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
X3090542	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	DR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3090546	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
X3090785	OPTILENE 6/0(0,7) 75CM DRM10B 200 RCP	6/0	0,070 - 0,099	DRm10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3090868	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XHR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xHR10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
X3090886	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR8 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3090915	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3090953	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XHR13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xHR13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
X3095026	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR13S CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13s	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3095144	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	DRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
X3095175	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
X3095906	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095930	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DR13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	DR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090402	OPTILENE 6/0(0,7)75CM HR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	HR10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090499	OPTILENE 6/0(0,7)75CM HR13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	HR13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090529	OPTILENE 6/0(0,7)75CM DR12 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	DR12	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090539	OPTILENE 6/0(0,7)75CM DRC10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	DRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090542	OPTILENE 6/0(0,7)75CM DR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	DR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090546	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDRC10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090550	OPTILENE 6/0(0,7)75CM DRC12 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	DRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090868	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XHR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xHR10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090886	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDR8 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090915	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090953	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XHR13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xHR13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095026	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDR13S CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13s	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095039	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XHRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2XHRC13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095096	OPTILENE 6/0(0,7)75CM PRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	PRC13	
C3095097	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XPRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xPRC13	
C3095123	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XHR13F CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xHR13f	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095144	OPTILENE 6/0(0,7)75CM DRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	DRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095175	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095341	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XHR13FF CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xHR13ff	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095430	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDR10F CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095431	OPTILENE 6/0(0,7)75CM DR10F CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	DR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095906	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDR13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095930	OPTILENE 6/0(0,7)75CM DR13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	DR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095306	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDR10 CV PS3 CRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095433	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDR10F CV PF3CRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095170	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC12 CV LP	6/0	0,070 - 0,099	DRC12	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095472	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR13 CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090670	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XPRMV10B 200CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xPRmV10b	
G3095077	OPTILENE 6/0(0,7)75CM DRMV13B 320 CV LP	6/0	0,070 - 0,099	DRMV13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090768	OPTILENE 6/0(0,7)75CM DRCM10B 200MRCP	6/0	0,070 - 0,099	DRCm10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090191	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDR13B(M)CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090599	OPTILENE 6/0 (0,7)75CM 2XDR8B(M)CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095448	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XHR13B(M)CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xHR13b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095836	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDRC13B(MCVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095843	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDR10B(M)CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090785	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DRM10B 200MI RCP	6/0	0,070 - 0,099	DRm10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095139	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDRMV10B 200CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRmV10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090407	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DSMP11 (M)RCP	6/0	0,070 - 0,099	DSMP11	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
C3090428	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DSMP16 (M)RCP	6/0	0,070 - 0,099	DSMP16	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
C3095520	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DRC15 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	DRC15	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095543	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DS12 (M) RCP	6/0	0,070 - 0,099	DS12	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3095559	OPTILENE 6/0 (0,7)75CM 2XDRC15 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC15	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095701	OPTILENE 6/0 (0,7)75CM 2XPRC13B CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xPRC13b	
C3095861	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM HR10F CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	HR10f	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095667	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR13(M)RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095666	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XHR13F(M)RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xHR13f	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095673	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC13(M)RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095679	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR10(M)RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo

C3095680	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC10(M)RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3096007	OPTILENE 6/0 (0,7)75CM 2XHR10B CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xHR10b	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3090529	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DR12 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	DR12	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095155	OPTILENE 6/0(0,7)60CM2XPRMV10B 200CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xPRmV10b	
G3095155	OPTILENE 6/0(0,7)60CM2XPRMV10B 200CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xPRmV10b	
C3090172	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDRC8 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090543	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDRC10 CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090715	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090889	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR8 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095110	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR6 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095271	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDRC13CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095477	OPTILENE 6/0 (0,7)60CM 2XDR10F CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095498	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM HR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	HR10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095816	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR10BCV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095821	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR8B CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095895	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090172	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDRC8 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090543	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDRC10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090578	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDRC10B CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090715	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090889	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR8 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095110	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR6 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095271	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095477	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR10F CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095498	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM HR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	HR10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095816	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR10B CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095821	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR8B CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095895	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095926	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR13B CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3096123	OPTILENE 6/0(0,7)60CM 2XDR10BUS200MCVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090543	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDRC10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090715	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095201	OPTILENE 6/0 (0,7)60CM 2XD RMV13B320CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	DRMV13B	
G3095895	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3096123	OPTILENE 6/0(0,7)60CM 2XDR10BUS200MCVRCP	6/0	0,070 - 0,099	DR10B	
X3090543	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDRC10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
X3090715	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3095201	OPTILENE 6/0 (0,7)60CM 2XD RMV13B320CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xD RmV13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3096123	OPTILENE 6/0(0,7)60CM 2XDR10BUS200MCVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095926	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR13B CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3096123	OPTILENE 6/0(0,7)60CM 2XDR10BUS200MCVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090172	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDRC8 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090543	OPTILENE 6/0(0,7)60CM 2XDRC10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090715	OPTILENE 6/0(0,7)60CM 2XDR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090889	OPTILENE 6/0(0,7)60CM 2XDR8 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095110	OPTILENE 6/0(0,7)60CM 2XDR6 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095477	OPTILENE 6/0(0,7)60CM 2XDR10F CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095498	OPTILENE 6/0(0,7)60CM HR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	HR10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095895	OPTILENE 6/0(0,7)60CM 2XDR13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095201	OPTILENE 6/0(0,7)60CM 2XD RMV13B 320CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	DRMV13B	
C3096123	OPTILENE 6/0(0,7)60CM 2XDR10BUS200MCVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090578	OPTILENE 6/0(0,7)60CM 2XDRC10B(MCVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095816	OPTILENE 6/0(0,7)60CM 2XDR10B(M)CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095821	OPTILENE 6/0 (0,7)60CM 2XDR8B(M)CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095926	OPTILENE 6/0(0,7)60CM 2XDR13B(M)CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090829	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDS12 (M)RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDS12	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090865	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XHR8 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xHR08	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095032	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR13S CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13s	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095042	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XHRC13 CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2XHRC13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095935	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XHR13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xHR13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3096015	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XHR10F(M)RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xHR10f	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095271	OPTIL 6/0 (0,7) 60CM 2XDRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090183	OPTILENE 6/0(0,7)4X75CM 2XDRC12CV LP	6/0	0,070 - 0,099	DRC12	
G3095582	OPTILENE 6/0(0,7) 4X75CM 2XDR13CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090386	OPTILENE 6/0 (0,7) 4X60CM 2XDR12CVLP	6/0	0,070 - 0,099	DR12	
G3095571	OPTILENE 6/0 (0,7) 4X60CM 2XDR13CVLP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095149	OPTILENE 6/0(0,7)45CM2XD RM10B200CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xD Rm10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090553	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XDRC10 CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090615	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XDR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090686	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XDR8 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090853	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XHR13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xHR13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095120	OPTILENE 6/0(0,7) 45CM 2XHR13F CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xHR13f	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095173	OPTILENE 6/0(0,7)45CM 2XDRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095565	OPTILENE 6/0 (0,7)45CM 2XDR10F CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095886	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XDR13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo

C3090204	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DS9 (M) RCP	6/0	0,070 - 0,099	DS09	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090206	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DS12 (M) RCP	6/0	0,070 - 0,099	DS12	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090553	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XDRC10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090607	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DSMP11 (M) RCP	6/0	0,070 - 0,099	DSMP11	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
C3090615	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XDR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090618	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DSMP13 (M) RCP	6/0	0,070 - 0,099	DSMP13	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
C3090686	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XDR8 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090853	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XHR13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2XHR13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095120	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XHR13F CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2XHR13f	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095173	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XDRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095565	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XDR10F CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095886	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XDR13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090206	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DS12 (M) RCP	6/0	0,070 - 0,099	DS12	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
G3090607	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DSMP11 (M) RCP	6/0	0,070 - 0,099	DSMP11	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
G3090618	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DSMP13 (M) RCP	6/0	0,070 - 0,099	DSMP13	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
G3090743	OPTILENE 6/0(0,7)45CM 2XHRM6 200MIC RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xHRm06	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3095149	OPTILENE 6/0(0,7)45CM 2XDRM10B 200CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRm10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095588	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DGMP11 RCP	6/0	0,070 - 0,099	DGMP11	Aguja 3/8 círculo recta micropunta triangular
G3095589	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DGMP13 RCP	6/0	0,070 - 0,099	DGMP13	Aguja 3/8 círculo recta micropunta triangular
X3090206	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DS12 (M) RCP	6/0	0,070 - 0,099	DS12	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
X3090607	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DSMP11 (M) RCP	6/0	0,070 - 0,099	DSMP11	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
X3090615	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XDR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3090618	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DSMP13 (M) RCP	6/0	0,070 - 0,099	DSMP13	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
X3090743	OPTILENE 6/0(0,7)45CM 2XHRM6 200MICRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xHRm06	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
X3095588	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DGMP11 RCP	6/0	0,070 - 0,099	DGMP11	Aguja 3/8 círculo recta micropunta triangular
C3090553	OPTILENE 6/0(0,7)45CM 2XDRC10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090615	OPTILENE 6/0(0,7)45CM 2XDR10 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090686	OPTILENE 6/0(0,7)45CM 2XDR8 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090853	OPTILENE 6/0(0,7)45CM 2XHR13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2XHR13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095120	OPTILENE 6/0(0,7)45CM 2XHR13F CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2XHR13f	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095173	OPTILENE 6/0(0,7)45CM 2XDRC13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095565	OPTILENE 6/0(0,7)45CM 2XDR10F CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095886	OPTILENE 6/0(0,7)45CM 2XDR13 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090743	OPTILENE 6/0(0,7)45CM 2XHRM6 200M RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xHRm06	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095588	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DGMP11 DS RCP	6/0	0,070 - 0,099	DGMP11	Aguja 3/8 círculo recta micropunta triangular
C3095589	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DGMP13 DS RCP	6/0	0,070 - 0,099	DGMP13	Aguja 3/8 círculo recta micropunta triangular
C3090204	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DS9 (M) RCP	6/0	0,070 - 0,099	DS09	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090206	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DS12 (M) RCP	6/0	0,070 - 0,099	DS12	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090211	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DS16 (M) RCP	6/0	0,070 - 0,099	DS16	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3090607	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DSMP11 (M)RCP	6/0	0,070 - 0,099	DSMP11	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
C3090618	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DSMP13 (M)RCP	6/0	0,070 - 0,099	DSMP13	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
C3090628	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DSMP16 (M)RCP	6/0	0,070 - 0,099	DSMP16	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
C3090641	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DSMP9 (M) RCP	6/0	0,070 - 0,099	DSMP09	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
C3095036	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XDR13S CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13s	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095400	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DS19 (M) RCP	6/0	0,070 - 0,099	DS19	Aguja 3/8 círculo triangular invertida
C3095613	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DSMP7 (M) RCP	6/0	0,070 - 0,099	DSMP07	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
G3090804	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XHR6 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xHR06	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3090316	OPTILENE 6/0 (0,7) 30CM 2XVLM8 (M) RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xVLM08	
G3090741	OPTILENE 6/0 (0,7) 30CM HRM6 200MIC RCP	6/0	0,070 - 0,099	HRm06	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
X3090741	OPTILENE 6/0 (0,7) 30CM HRM6 200MIC RCP	6/0	0,070 - 0,099	HRm06	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3090316	OPTILENE 6/0 (0,7) 30CM 2XVLM8 (M) RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xVLM08	
G3090741	OPTILENE 6/0(0,7)30CM HRM6 200M RCP	6/0	0,070 - 0,099	HRm06	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090604	OPTILENE 6/0 (0,7) 30CM HR6 CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	HR06	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095341	OPTILENE6/0(0,7)75CM 2XHR13FF CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2XHR13ff	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090578	OPTILENE6/0 (0,7) 60CM 2XDRC10BCVRC	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095026	OPTILENE6/0(0,7) 75CM 2XDR13S CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13s	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095576	OPTILENE6/0 (0,7) 90CM 2XDR10F CV RCP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095224	OPTILENE 6/0(0,7)2X90 2XDRMV13B 320CVLP	6/0	0,070 - 0,099	DRMV13B	
G3095224	OPTILENE 6/0(0,7)2X90 2XDRMV13B 320CVLP	6/0	0,070 - 0,099	DRMV13B	
G3090625	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X75CM 2XHR13CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2XHR13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3095011	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X75CM 2XDR13S CVLP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13s	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095127	OPTILENE 6/0 (0,7)2X75CM 2XHR13FCV LP	6/0	0,070 - 0,099	2XHR13f	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3095176	OPTILENE 6/0 (0,7)2X75CM 2XDRC13CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095234	OPTILENE 6/0(0,7)2X75CM 2XDRMV13B320CVLP	6/0	0,070 - 0,099	DRMV13B	
G3095313	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X75CM 2XHRC13 CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2XHRC13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095561	OPTILENE 6/0 (0,7)2X75CM 2XDRC10CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095811	OPTILENE 6/0(0,7) 2X75CM 2XDR10CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095858	OPTILENE 6/0(0,7)2X75CM 2XHR10F(M)CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2XHR10f	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3095878	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X75CM 2XHR10 CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2XHR10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3095979	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X75CM 2XDR13 CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090185	OPTILENE 6/0(0,7) 2X75CM 2XDRC12CV LP	6/0	0,070 - 0,099	DRC12	
G3090625	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X75CM 2XHR13CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2XHR13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3095127	OPTILENE 6/0 (0,7)2X75CM 2XHR13FCV LP	6/0	0,070 - 0,099	2XHR13f	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3095176	OPTILENE 6/0 (0,7)2X75CM 2XDRC13CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095561	OPTILENE 6/0 (0,7)2X75CM 2XDRC10CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante

G3095811	OPTILENE 6/0(0,7) 2X75CM 2XDR10CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095818	OPTILENE 6/0(0,7) 2X75CM 2XDR12CV LP	6/0	0,070 - 0,099	DRC12	
G3095858	OPTILENE 6/0(0,7)2X75CM 2XHR10F(M)CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xHR10f	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3095878	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X75CM 2XHR10 CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xHR10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3095979	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X75CM 2XDR13 CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095234	OPTILENE 6/0(0,7)2X75CM 2XDRMV13B320CVLP	6/0	0,070 - 0,099	DRMV13B	
G3095313	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X75CM 2XHRC13 CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xHRC13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095011	OPTIL 6/0 (0,7) 2X75CM 2XDR13S CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13s	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095158	OPTILENE 6/0(0,7)2X75 2XPRMV10B 200CVLP	6/0	0,070 - 0,099	2xPRmV10b	
G3095158	OPTILENE 6/0(0,7)2X75 2XPRMV10B 200CVLP	6/0	0,070 - 0,099	2xPRmV10b	
G3095269	OPTILENE 6/0(0,7)2X60CM2XDRMV13B320CVLP	6/0	0,070 - 0,099	DRMV13B	
G3095269	OPTILENE 6/0(0,7)2X60CM2XDRMV13B320CVLP	6/0	0,070 - 0,099	DRMV13B	
G3090195	OPTILENE 6/0 (0,7)2X60CM 2XHRC13CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xHRC13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090202	OPTILENE 6/0 (0,7)2X60CM 2XDRC10CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090613	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X60CM 2XDR10CVLP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095794	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X60CM 2XHRC10 CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xHRC10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095801	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X60CM 2XDR10F CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095865	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X60CM 2XHR8 CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xHR08	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3095970	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X60CM 2XDR13 CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3096104	OPTILENE 6/0(0,7)2X60CM 2XDR10BUS200CVLP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090195	OPTILENE 6/0 (0,7)2X60CM 2XHRC13CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xHRC13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090202	OPTILENE 6/0 (0,7)2X60CM 2XDRC10CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090613	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X60CM 2XDR10CVLP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090651	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X60CM 2XDR12CVLP	6/0	0,070 - 0,099	DR12	
G3095794	OPTILENE 6/0(0,7) 2X60CM 2XHRC10 CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xHRC10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095801	OPTILENE 6/0(0,7) 2X60CM 2XDR10F CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095865	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X60CM 2XHR8 CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xHR08	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3095970	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X60CM 2XDR13 CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090399	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X45CM 2XDR8CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090636	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X45CM 2XDR10CVLP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095174	OPTILENE 6/0 (0,7)2X45CM 2XDRC13CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095957	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X45CM 2XDR13 CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090399	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X45CM 2XDR8CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090636	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X45CM 2XDR10CVLP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095174	OPTILENE 6/0 (0,7)2X45CM 2XDRC13CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095957	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X45CM 2XDR13 CV LP	6/0	0,070 - 0,099	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090668	OPTILENE 6/0(0,7)75 2XPRCMV10B 200CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xPRCmV10b	
G3090668	OPTILENE 6/0(0,7)75 2XPRCMV10B 200 CVRCP	6/0	0,070 - 0,099	2xPRCmV10b	
C3090799	OPTILENE 7/0 (0,5) 90CM 2XDR10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095303	OPTILENE 7/0 (0,5) 90CM 2XDRC13CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090799	OPTILENE 7/0 (0,5) 90CM 2XDR10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095303	OPTILENE 7/0 (0,5) 90CM 2XDRC13 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090799	OPTILENE 7/0(0,5)90CM 2XDR10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095303	OPTILENE 7/0 (0,5) 90CM 2XDRC13 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090671	OPTILENE 7/0(0,5)75CM2XPRMV10B 200CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xPRmV10b	
X3090671	OPTILENE 7/0(0,5)75CM2XPRMV10B 200CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xPRmV10b	
X3090669	OPTILENE 7/0(0,5)75CM2XPRCMV10B 200CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xPRCmV10b	
G3090694	OPTILENE 7/0(0,5)75CM2XDRCM10B200MRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRCm10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095838	OPTILENE 7/0 (0,5)75CM2XDR10FBCV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10fb	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090060	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XHR13 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xHR13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090136	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR10F CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090176	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC8 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090401	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM HR10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	HR10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090516	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XDRC10BCV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090538	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM DRC10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	DRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090541	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM DR10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	DR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090545	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC10 CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090867	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XHR10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xHR10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090885	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR8 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090914	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095084	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM DR10F CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	DR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095286	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR6 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095288	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC6 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095301	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC13CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095768	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC8B CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095812	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR10BCV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095813	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM DRC8B CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	DRC08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095823	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR8B CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090060	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XHR13 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xHR13	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090136	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR10F CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090176	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC8 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090401	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM HR10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	HR10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090406	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM DSMP11 (M) RCP	7/0	0,050 - ,0069	DSMP11	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
C3090516	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC10B CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090538	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM DRC10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	DRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante

C3090541	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM DR10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	DR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090545	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090867	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XHR10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xHR10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090885	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR8 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090914	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095084	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM DR10F CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	DR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095286	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR6 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095288	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC6 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095301	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC13 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095768	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC8B CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095812	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR10B CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095813	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM DRC8B CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	DRC08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095823	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR8B CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095838	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR10FB CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10fb	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095905	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR13 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3096141	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XDR8B US175MCVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3096145	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XDR10BUS200MCVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090089	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR8 CV LP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090401	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM HR10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	HR10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3090545	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090669	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XPRCMV10B200CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xPRCmV10b	
G3090694	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XDRCM10B 200MIRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRCm10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090784	OPTILENE 7/0(0,5)75CM DRM10B 200MIC RCP	7/0	0,050 - ,0069	DRm10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090885	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR8 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090914	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095180	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC10 CV LP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095685	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XDRCMV10B200CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRCmV10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095765	OPTILENE 7/0 (0,5)75CM PRCM10B 200MIRCP	7/0	0,050 - ,0069	PRCm10b	
G3095905	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR13 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3096141	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XDR8B US175MCVRCP	7/0	0,050 - ,0069	DR8B	
G3096145	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XDR10BUS200MCVRCP	7/0	0,050 - ,0069	DR10B	
G3096167	OPTILENE 7/0(0,5) 75cm DR10B US 200CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	DR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3090406	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM DSMP11 (M) RCP	7/0	0,050 - ,0069	DSMP11	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
X3090538	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM DRC10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	DRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
X3090541	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM DR10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	DR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3090545	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
X3090784	OPTILENE 7/0(0,5) 75CM DRM10B 200 RCP	7/0	0,050 - ,0069	DRm10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3090867	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XHR10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xHR10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
X3090885	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR8 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3090914	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3095765	OPTILENE 7/0(0,5)75CM PRCM10B 200MICRCP	7/0	0,050 - ,0069	PRCm10b	
C3095905	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR13 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095906	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR13 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090136	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XDR10F CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090176	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC8 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090401	OPTILENE 7/0(0,5)75CM HR10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	HR10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090538	OPTILENE 7/0(0,5)75CM DRC10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	DRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090541	OPTILENE 7/0(0,5)75CM DR10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	DR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090545	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XDRC10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090867	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XHR10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xHR10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090885	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XDR8 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090914	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XDR10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095084	OPTILENE 7/0(0,5)75CM DR10F CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	DR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095286	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR6 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095288	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC6 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095301	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC13 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095905	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XDR13 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3096162	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR13 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	DR13	
G3090089	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR8 CV LP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095180	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC10 CV LP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090669	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XPRCMV10B200CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xPRCmV10b	
G3090671	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XPRMV10B 200CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xPRmV10b	
G3095765	OPTILENE 7/0(0,5)75CM PRCM10B200MIRCP	7/0	0,050 - ,0069	PRCm10b	
G3095685	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XDRCMV10B200CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRCmV10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3096141	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XDR8BUS175M CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090516	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XDRC10B(MCVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095768	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XDRC8B(M)CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095812	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XDR10B(M)CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095813	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM DRC8B(M)CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	DRC08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095823	OPTILENE 7/0 (0,5)75CM 2XDR8B(M)CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095838	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XDR10FB(MCVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10fb	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090784	OPTILENE 7/0(0,5)75CM DRM10B 200MIC RCP	7/0	0,050 - ,0069	DRm10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090406	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM DSMP11 (M)RCP	7/0	0,050 - ,0069	DSMP11	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
C3095324	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC10SCVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC10s	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095697	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC10(M)RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante

G3090647	OPTILENE 7/0(0,5)60CM2XPRCMV10B200CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xPRCmV10b	
C3095764	OPTILENE 7/0 (0,5)60CM2XDR10FBCV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10fb	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3096137	OPTILENE 7/0(0,5)60CM2XDR10B US 200MCVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090062	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR10B CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090088	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR8F CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090135	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR10F CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090544	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDRC10 CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090577	OPTILENE 7/0 (0,5)60CM 2XDRC10BCVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090714	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090888	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR8 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095046	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDRC8 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095251	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDRC6 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095268	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDRC13CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095819	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR8B CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095832	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR8FB CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08fb	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095894	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR13 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090062	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR10B CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090088	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR8F CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090135	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR10F CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090544	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDRC10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090577	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDRC10B CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090714	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090888	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR8 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3091008	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDRC8B CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095046	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDRC8 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095251	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDRC6 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095268	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDRC13 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095764	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR10FB CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10fb	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095819	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR8B CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095832	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR8FB CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08fb	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095894	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR13 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3096121	OPTILENE 7/0(0,5)60CM 2XDR 8BUS175MCVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3096125	OPTILENE 7/0(0,5)60CM 2XDR10BUS200MCVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090714	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090888	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR8 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3096121	OPTILENE 7/0(0,5)60CM 2XDR 8BUS175MCVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3096125	OPTILENE 7/0(0,5)60CM 2XDR10BUS200MCVRCP	7/0	0,050 - ,0069	DR10B	
X3090544	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDRC10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
X3090714	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3090888	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR8 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3096125	OPTILENE 7/0(0,5)60CM 2XDR10BUS200MCVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3098121	OPTILENE 7/0(0,5)60CM 2XDR 8BCVUS175MRCP	7/0	0,050 - ,0069	DR8BC	
C3096125	OPTILENE 7/0(0,5)60CM 2XDR10BCVUS200MRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090135	OPTILENE 7/0(0,5)60CM 2XDR10F CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090544	OPTILENE 7/0(0,5)60CM 2XDRC10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090714	OPTILENE 7/0(0,5)60CM 2XDR10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090888	OPTILENE 7/0(0,5)60CM 2XDR8 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095046	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDRC8 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095251	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDRC6 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095268	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDRC13 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095894	OPTILENE 7/0(0,5)60CM 2XDR13 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3096121	OPTILENE 7/0(0,5)60CM 2XDR8BUS175M CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3096125	OPTILENE 7/0(0,5)60CM 2XDR10BUS200MCVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090062	OPTILENE 7/0(0,5)60CM 2XDR10B(M)CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090577	OPTILENE 7/0(0,5)60CM 2XDRC10B(MCVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095764	OPTILENE 7/0(0,5)60CM 2XDR10FB(MCVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10fb	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095819	OPTILENE 7/0 (0,5)60CM 2XDR8B(M)CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095832	OPTILENE 7/0(0,5)60CM 2XDR8FB(M)CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08fb	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3091008	OPTILENE 7/0 (0,5)60CM 2XDRC8B CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090755	OPTILENE 7/0(0,5)60CM 2XDRCM10B200RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRCm10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090488	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XHR10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2XHR10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095015	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR6 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090373	OPTILENE 7/0 (0,5) 4X75CM 2XDR10CVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090373	OPTILENE 7/0 (0,5) 4X75CM 2XDR10CVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090371	OPTILENE 7/0 (0,5) 4X60CM 2XDR10CVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090371	OPTILENE 7/0 (0,5) 4X60CM 2XDR10CVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090385	OPTILENE 7/0 (0,5) 4X60CM 2XDR12CVLP	7/0	0,050 - ,0069	DR12	
G3090369	OPTILENE 7/0 (0,5) 4X45CM 2XDR10CVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090369	OPTILENE 7/0 (0,5) 4X45CM 2XDR10CVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090832	OPTILENE 7/0 (0,5)45CM2XDRCM10B200RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRCm10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090079	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR8F CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090134	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR10F CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090164	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR10B CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090548	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDRC10 CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090614	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo

C3090685	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR8 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090803	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XHR6 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xHR06	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095219	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDRC6 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095231	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDRC8 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095244	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDRC13CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095826	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR8FB CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08fb	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095885	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR13 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090079	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR8F CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090134	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR10F CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090164	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR10B CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090548	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDRC10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090606	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM DSMP11 (M) RCP	7/0	0,050 - ,0069	DSMP11	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
C3090612	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM DSMP7 (M) RCP	7/0	0,050 - ,0069	DSMP07	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
C3090614	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090685	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR8 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090803	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XHR6 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xHR06	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095219	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDRC6 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095231	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDRC8 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095244	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDRC13 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095826	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR8FB CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08fb	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095885	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR13 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090134	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR10F CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090606	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM DSMP11 (M) RCP	7/0	0,050 - ,0069	DSMP11	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
G3090610	OPTILENE 7/0(0,5)45CM 2XDRM10B 200 RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRm10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090742	OPTILENE 7/0(0,5)45CM 2XHRM6 200MIC RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xHRm06	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3090832	OPTILENE 7/0 (0,5)45CM 2XDRCM10B 200RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRCm10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
X3090606	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM DSMP11 (M) RCP	7/0	0,050 - ,0069	DSMP11	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
X3090612	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM DSMP7 (M) RCP	7/0	0,050 - ,0069	DSMP07	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
X3090742	OPTILENE 7/0(0,5)45CM 2XHRM6 200MIC RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xHRm06	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
X3090803	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XHR6 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xHR06	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090134	OPTILENE 7/0(0,5)45CM 2XDR10F CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090548	OPTILENE 7/0(0,5)45CM 2XDRC10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090614	OPTILENE 7/0(0,5)45CM 2XDR10 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090685	OPTILENE 7/0(0,5)45CM 2XDR8 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090803	OPTILENE 7/0(0,5)45CM 2XHR6 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xHR06	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3095219	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDRC6 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095231	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDRC8 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095244	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDRC13 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095885	OPTILENE 7/0(0,5)45CM 2XDR13 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR13	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090742	OPTILENE 7/0(0,5)45CM 2XHRM6 200M RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xHRm06	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090164	OPTILENE 7/0(0,5)45CM 2XDR10B(M)CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095826	OPTILENE 7/0(0,5)45CM 2XDR8FB(M)CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08fb	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090610	OPTILENE 7/0(0,5)45CM 2XDRM10B 200RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRm10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090606	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM DSMP11 (M)RCP	7/0	0,050 - ,0069	DSMP11	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
C3090612	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM DSMP7 (M) RCP	7/0	0,050 - ,0069	DSMP07	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
C3090617	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM DSMP13 (M)RCP	7/0	0,050 - ,0069	DSMP13	Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular
C3095700	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDRC6 (M)RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095014	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR6 (M) RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090740	OPTILENE 7/0 (0,5) 30CM HRM6 200MIC RCP	7/0	0,050 - ,0069	HRm06	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
X3090740	OPTILENE 7/0 (0,5) 30CM HRM6 200MIC RCP	7/0	0,050 - ,0069	HRm06	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3090740	OPTILENE 7/0(0,5)30CM HRM6 200M RCP	7/0	0,050 - ,0069	HRm06	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
C3090603	OPTILENE 7/0 (0,5) 30CM HR6 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	HR06	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3096108	OPTILENE 7/0(0,5)2X75CM2XDR10BUS200MCVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090130	OPTILENE 7/0 (0,5)2X75CM 2XDR8F CVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095053	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X75CM 2XPRC10 CV LP	7/0	0,050 - ,0069	2xPRC10	
G3095080	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X75CM 2XDR8 CVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095154	OPTILENE 7/0(0,5)2X75CM 2XPRMV10B200CVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xPRmV10b	
G3095429	OPTILENE 7/0 (0,5)2X75CM 2XDR10FCVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095560	OPTILENE 7/0 (0,5)2X75CM 2XDRC10CV LP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095810	OPTILENE 7/0(0,5) 2X75CM 2XDR10CV LP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3096109	OPTILENE 7/0(0,5)2X75CM DR10B US200MCVLP	7/0	0,050 - ,0069	DR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090130	OPTILENE 7/0 (0,5)2X75CM 2XDR8F CVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095053	OPTILENE 7/0(0,5) 2X75CM 2XPRC10 CV LP	7/0	0,050 - ,0069	2xPRC10	
G3095080	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X75CM 2XDR8 CVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095429	OPTILENE 7/0 (0,5)2X75CM 2XDR10FCVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095560	OPTILENE 7/0 (0,5)2X75CM 2XDRC10CV LP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095810	OPTILENE 7/0(0,5) 2X75CM 2XDR10CV LP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095154	OPTILENE 7/0(0,5)2X75CM 2XPRMV10B200CVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xPRmV10b	
G3090127	OPTILENE 7/0 (0,5)2X60CM 2XDR8F CVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090179	OPTILENE 7/0(0,5) 2X60CM 2XDRC10CV LP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090364	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X60CM 2XDR8CV LP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090611	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X60CM 2XDR10CVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095012	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X60CM 2XDR13S CVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR13s	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095179	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X60CM 2XDRC8CVLPCE	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095485	OPTILENE 7/0 (0,5)2X60CM 2XDR10FCVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo

G3095793	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X60CM 2XHRC10 CV LP	7/0	0,050 - ,0069	2xHRC10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090127	OPTILENE 7/0 (0,5)2X60CM 2XDR8F CVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090179	OPTILENE 7/0(0,5) 2X60CM 2XDRC10CV LP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090364	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X60CM 2XDR8CV LP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090611	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X60CM 2XDR10CVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095012	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X60CM 2XDR13S CV LP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR13s	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095179	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X60CM 2XDRC8CVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDRC08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095485	OPTILENE 7/0 (0,5)2X60CM 2XDR10FCVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095793	OPTILENE 7/0(0,5) 2X60CM 2XHRC10 CV LP	7/0	0,050 - ,0069	2xHRC10	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090124	OPTILENE 7/0 (0,5)2X45CM 2XDR8F CVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090218	OPTILENE 7/0 (0,5)2X45CM 2XDR10FCVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090362	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X45CM 2XDR8 CVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3096101	OPTILENE 7/0(0,5)2X45CM 2XDR10BUS200CVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090124	OPTILENE 7/0 (0,5)2X45CM 2XDR8F CVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090218	OPTILENE 7/0 (0,5)2X45CM 2XDR10FCVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090362	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X45CM 2XDR8 CVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095515	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X45CM 2XDR12CVLP	7/0	0,050 - ,0069	DR12	
G3096101	OPTILENE 7/0(0,5)2X45CM 2XDR10BUS200CVLP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095870	OPTILENE 7/0 (0,5) 12CM 2XDR8 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095870	OPTILENE 7/0 (0,5) 12CM 2XDR8 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095870	OPTILENE 7/0 (0,5) 12CM 2XDR8 CV RCP	7/0	0,050 - ,0069	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3096139	OPTILENE 7/0(0,5)75 2XDRCMV10B 200CVRCP	7/0	0,050 - ,0069	DRCMV10	
G3096120	OPTILENE 8/0(0,4)60 2XDRMV8B 140 CV LP	8/0	0,040 - 0,049	DRmV8b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095284	OPTILENE 8/0(0,4)75CM2XDRCM8 140MCVRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRCm08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095277	OPTILENE 8/0(0,4)75CM2XDRCM6 140MCVRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRCm06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090004	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDR8 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090131	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDR10F CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090169	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDRC8 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090980	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDR6 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095272	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDRC6 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095822	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDR8B CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095834	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDR6B CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090004	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDR8 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090131	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDR10F CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090169	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDRC8 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090980	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDR6 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3091010	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDRC6B CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC06b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3091012	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDRC8B CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095272	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDRC6 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095822	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDR8B CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095834	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDR6B CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3096143	OPTILENE 8/0(0,4)75CM 2XDR8B US175MCVRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3096152	OPTILENE 8/0(0,4)75cm 2XDR6BUS140MICVRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090980	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDR6 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095060	OPTILENE 8/0(0,4)75CM 2XDRMV8B 140 CV LP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRmV08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095277	OPTILENE 8/0(0,4)75CM 2XDRCM6 140MICVRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRCm06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095284	OPTILENE 8/0(0,4)75CM 2XDRCM8 140MICVRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRCm08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3096138	OPTILENE 8/0(0,4)75CM 2XDR8B US 175MCVLP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3096143	OPTILENE 8/0(0,4)75CM 2XDR8B US175MCVRCP	8/0	0,040 - 0,049	DR8B	
G3096152	OPTILENE 8/0(0,4)75CM 2XDR6BUS140MCV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3090004	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDR8 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090131	OPTILENE 8/0(0,4)75CM 2XDR10F CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090169	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDRC8 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090980	OPTILENE 8/0(0,4)75CM 2XDR6 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095272	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDRC6 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095060	OPTILENE 8/0(0,4)75CM 2XDRMV8B 140 CV LP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRmV08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3096143	OPTILENE 8/0(0,4)75CM 2XDR8BUS175M CVRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095822	OPTILENE 8/0 (0,4)75CM 2XDR8B(M)CVRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095834	OPTILENE 8/0 (0,4)75CM 2XDR6B(M)CVRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3091010	OPTILENE 8/0 (0,4)75CM 2XDRC6B CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC06b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3091012	OPTILENE 8/0 (0,4)75CM 2XDRC8B CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090026	OPTILENE 8/0(0,4)75CM 2XDRM8 140MIRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRm08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095388	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XHR8 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xHR08	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3095249	OPTILENE 8/0(0,4)60CM2XDRCM8 140MCVRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRCm08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090105	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR8F CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090116	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDRC10 CVRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090128	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR10F CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090712	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR6 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090887	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR8 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095246	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDRC6 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095817	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR8B CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095829	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR8FB CVRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08fb	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095835	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR6B CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090105	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR8F CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090116	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDRC10 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC10	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante

C3090128	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR10F CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090712	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR6 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090887	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR8 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3091009	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDRC6B CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC06b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3091011	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDRC8B CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095246	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDRC6 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095462	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDRC10B CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095669	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR6 (M) RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095817	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR8B CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095829	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR8FB CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08fb	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095835	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR6B CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3096127	OPTILENE 8/0(0,4)60cm 2XDR6B US140MCVRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3096129	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDR8BUS175MCVCRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090016	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XHR6 CV LP	8/0	0,040 - 0,049	2xHR06	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3090609	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDRM6 140MIC BLT	8/0	0,040 - 0,049	2xDRm06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090698	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XPRCM6 140MI RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xPRCm06	
G3090702	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDRCM6 140MIC RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRCm06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090712	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR6 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090758	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDRM8 140MIC RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRm08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090887	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR8 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095050	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDRMV8B 140 CV LP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRmV08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095249	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDRCM8 140MICVRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRCm08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3096118	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDR6B US 140MCVLP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3096119	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDR8B US 175MCVLP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3096127	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDR6B US140MCVRCP	8/0	0,040 - 0,049	DR6B	
G3096129	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDR8B US175MCVRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3090698	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XPRCM6 140MIRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xPRCm06	
X3096127	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDR6B US140MCVRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090128	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDR10F CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090712	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDR6 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090887	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDR8 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095246	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDRC6 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090016	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XHR6 CV LP	8/0	0,040 - 0,049	2xHR06	Aguja 1/2 círculo cuerpo redondo
G3090609	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDRM6 140M BLT	8/0	0,040 - 0,049	2xDRm06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090698	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XPRCM6 140M RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xPRCm06	
G3090702	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDRCM6 140MRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRCm06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095050	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDRMV8B 140 CV LP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRmV08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3096127	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDR6BUS140M CVRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3096129	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDR8B US175MCVRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095462	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDRC10B(MCVRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095817	OPTILENE 8/0 (0,4)60CM 2XDR8B(M)CVRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095829	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDR8FB(M)CVRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08fb	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095835	OPTILENE 8/0 (0,4)60CM 2XDR6B(M)CVRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3091009	OPTILENE 8/0 (0,4)60CM 2XDRC6B CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC06b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3091011	OPTILENE 8/0 (0,4)60CM 2XDRC8B CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090758	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDRM8 140MIRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRm08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095025	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDRC8 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095669	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR6 (M) RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3096024	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR6B (M)RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095216	OPTILENE 8/0(0,4)45CM2XDRCM8 140MCVRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRCm08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3090107	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR8F CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090110	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM DR6 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	DR06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090126	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR10F CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090880	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR6 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095209	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDRC6 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095211	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDRC8 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095805	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR8B CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095824	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR8FBCV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08fb	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095857	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR6B CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090107	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR8F CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090110	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM DR6 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	DR06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090126	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR10F CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090880	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR6 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095209	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDRC6 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095211	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDRC8 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095805	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR8B CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095824	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR8FB CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08fb	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095857	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR6B CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3096111	OPTILENE 8/0(0,4)45CM 2XDR6BUS140MCV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090025	OPTILENE 8/0(0,4)45CM DRM8 140MIC RCP	8/0	0,040 - 0,049	DRm08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090780	OPTILENE 8/0(0,4)45CM 2XDRM6 140MIC BLT	8/0	0,040 - 0,049	2xDRm06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090814	OPTILENE 8/0(0,4)45CM 2XDRCM6 140MIC RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRCm06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090880	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR6 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090883	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM DRM6 140MIC BLT	8/0	0,040 - 0,049	DRm06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095216	OPTILENE 8/0(0,4)45CM 2XDRCM8 140MICVRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRCm08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante

G3096111	OPTILENE 8/0(0,4)45CM 2XDR6BUS140MCV RCP	8/0	0,040 - 0,049	DR6B	
G3096116	OPTILENE 8/0 (0,4)45cm DR6B US140MICVRCP	8/0	0,040 - 0,049	DR06b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3096117	OPTILENE 8/0(0,4)45cm DR8B US 175MICVRCP	8/0	0,040 - 0,049	DR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3090780	OPTILENE 8/0(0,4)45CM 2XDRM6 140MIC BLT	8/0	0,040 - 0,049	2xDRm06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
X3090880	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR6 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3096111	OPTILENE 8/0(0,4)45CM 2XDR6BCVUS140MIRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090126	OPTILENE 8/0(0,4)45CM 2XDR10F CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090880	OPTILENE 8/0(0,4)45CM 2XDR6 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095209	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDRC6 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095211	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDRC8 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090780	OPTILENE 8/0(0,4)45CM 2XDRM6 140M BLT	8/0	0,040 - 0,049	2xDRm06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090883	OPTILENE 8/0(0,4)45CM DRM6 140M BLT	8/0	0,040 - 0,049	DRm06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090814	OPTILENE 8/0(0,4)45CM 2XDRCM6 140MRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRCm06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3096111	OPTILENE 8/0(0,4)45CM 2XDR6BUS140M CVRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3096116	OPTILENE 8/0(0,4)45CM DR6B US 140M CVRCP	8/0	0,040 - 0,049	DR06b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3096117	OPTILENE 8/0(0,4)45CM DR8B US 175M CVRCP	8/0	0,040 - 0,049	DR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095805	OPTILENE 8/0 (0,4)45CM 2XDR8B(M)CVRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095824	OPTILENE 8/0(0,4)45CM 2XDR8FB(M)CVRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08fb	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095857	OPTILENE 8/0 (0,4)45CM 2XDR6B(M)CVRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090025	OPTILENE 8/0(0,4)45CM DRM8 140MIC RCP	8/0	0,040 - 0,049	DRm08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090983	OPTILENE 8/0(0,4)45CM 2XDRM8 140MIRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRm08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3090703	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR8 CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
C3095836	OPTILENE6/0(0,7)75CM 2XDRC13B CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC13b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
C3095462	OPTILENE8/0(0,4)60CM 2XDRC10B CV RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090168	OPTILENE 8/0(0,4) 2X75CM 2XDRC8 CV LPCE	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090216	OPTILENE 8/0 (0,4)2X75CM 2XDR10FCVLP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090892	OPTILENE 8/0 (0,4) 2X75CM 2XDR8 CVLP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090168	OPTILENE 8/0(0,4) 2X75CM 2XDRC8 CV LP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3090216	OPTILENE 8/0 (0,4)2X75CM 2XDR10FCVLP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR10f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090892	OPTILENE 8/0 (0,4) 2X75CM 2XDR8 CVLP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090121	OPTILENE 8/0 (0,4)2X60CM 2XDR8F CVLP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090357	OPTILENE 8/0 (0,4) 2X60CM 2XDR6CV LP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090363	OPTILENE 8/0 (0,4) 2X60CM 2XDR8 CVLP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095051	OPTILENE 8/0(0,4)2X60CM 2XD RMV8B 140CVLP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRmV08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095178	OPTILENE 8/0 (0,4) 2X60CM 2XDRC8CVLPCE	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3096105	OPTILENE 8/0(0,4)2X60CM 2XDR6BUS140MCVLP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3096106	OPTILENE 8/0(0,4)2X60CM 2XDR8BUS175MCVLP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090121	OPTILENE 8/0 (0,4)2X60CM 2XDR8F CVLP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090357	OPTILENE 8/0 (0,4) 2X60CM 2XDR6CV LP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090363	OPTILENE 8/0 (0,4) 2X60CM 2XDR8 CVLP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095178	OPTILENE 8/0 (0,4) 2X60CM 2XDRC8CVLP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRC08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo micropunta cortante
G3095051	OPTILENE 8/0(0,4)2X60CM 2XD RMV8B 140CVLP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRmV08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3096107	OPTILENE 8/0(0,4)2X60 2XD RMV8B 140 CVLP	8/0	0,040 - 0,049	DRMV8B	
G3090118	OPTILENE 8/0 (0,4)2X45CM 2XDR8F CVLP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090361	OPTILENE 8/0 (0,4) 2X45CM 2XDR8 CVLP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095551	OPTILENE 8/0(0,4)2X45CM 2XD RMV8B 140CVLP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRmV08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095841	OPTILENE 8/0 (0,4) 2X45CM 2XDR6 CVLP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3096102	OPTILENE 8/0(0,4)2X45CM 2XDR6BUS140MCVLP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090118	OPTILENE 8/0 (0,4)2X45CM 2XDR8F CVLP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08f	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090361	OPTILENE 8/0 (0,4) 2X45CM 2XDR8 CVLP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095841	OPTILENE 8/0 (0,4) 2X45CM 2XDR6 CVLP	8/0	0,040 - 0,049	2xDR06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095551	OPTILENE 8/0(0,4)2X45CM 2XD RMV8B 140CVLP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRmV08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3096103	OPTILENE 8/0(0,4)2X45 2XD RMV8B 140 CVLP	8/0	0,040 - 0,049	DRMV8B	
G3090595	OPTILENE 8/0(0,4) 15CM DLM6S 200MIC BLT	8/0	0,040 - 0,049	DLm06s	Aguja 3/8 círculo lanceta con aguja mircro
G3090638	OPTILENE 8/0(0,4)15CM 2XDLM6 150MI BLT	8/0	0,040 - 0,049	2xDLm06	Aguja 3/8 círculo lanceta con aguja mircro
G3090753	OPTILENE 8/0 (0,4) 15CM DRM8 140MIC RCP	8/0	0,040 - 0,049	DRm08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090595	OPTILENE 8/0(0,4)15CM DLM6S 200M BLT	8/0	0,040 - 0,049	DLm06s	Aguja 3/8 círculo lanceta con aguja mircro
G3090638	OPTILENE 8/0(0,4)15CM 2XDLM6 150M BLT	8/0	0,040 - 0,049	2xDLm06	Aguja 3/8 círculo lanceta con aguja mircro
G3095547	OPTILENE 8/0(0,4)15CM DRM4S 140MICBLT	8/0	0,040 - 0,049	DRm04s	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090753	OPTILENE 8/0 (0,4) 15CM DRM8 140MIRCP	8/0	0,040 - 0,049	DRm08	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3096100	OPTILENE 8/0 (0,4)13CM DR8B US175MICVRCP	8/0	0,040 - 0,049	DR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3096100	OPTILENE 8/0 (0,4)13CM DR8B US 175MCVRCP	8/0	0,040 - 0,049	DR08b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095309	OPTILENE 8/0(0,4)12CM2XDRM6 140MI RCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRm06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3095307	OPTILENE 8/0 (0,4) 12CM DRM6 140MIRCP	8/0	0,040 - 0,049	DRm06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3096140	OPTILENE 8/0(0,4)75 2XD RMV8B 140 CV LP	8/0	0,040 - 0,049	DRMBV8B	
G3095107	OPTILENE 8/0(0,4)75 2XD RM10B 200MIRCP	8/0	0,040 - 0,049	2xDRm10b	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090778	OPTILENE 9/0 (0,3) 8CM SLM6 150MIC BLT	9/0	0,030 - 0,039	SLm06	
X3090778	OPTILENE 9/0 (0,3) 8CM SLM6 150MIC BLT	9/0	0,030 - 0,039	SLm06	
G3090778	OPTILENE 9/0(0,3)8CM SLM6 150M BLT	9/0	0,030 - 0,039	SLm06	
G3090482	OPTILENE 9/0(0,3)45CM 2XDRM5 100MIC BLT	9/0	0,030 - 0,039	2xDRm05	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090482	OPTILENE 9/0(0,3)45CM 2XDRM5 100M BLT	9/0	0,030 - 0,039	2xDRm05	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090597	OPTILENE 9/0(0,3)30CM2XDLM6S 200MIC BLT	9/0	0,030 - 0,039	2xDLm06s	Aguja 3/8 círculo lanceta con aguja mircro
G3090597	OPTILENE 9/0(0,3)30CM2XDLM6S 200M BLT	9/0	0,030 - 0,039	2xDLm06s	Aguja 3/8 círculo lanceta con aguja mircro
X3090597	OPTILENE 9/0(0,3)30CM 2XDLM6S 200MIC BLT	9/0	0,030 - 0,039	2xDLm06s	Aguja 3/8 círculo lanceta con aguja mircro
G3095481	OPTILENE 9/0(0,3)23CM 2XGLM16 150MI BLT	9/0	0,030 - 0,039	2xGLm16	

G3095705	OPTILENE 9/0 (0,3)23CM GLM16 150MIC BLT	9/0	0,030 - 0,039	GLm16	
G3095481	OPTILENE 9/0(0,3)23CM 2XGLM16 150MI BLT	9/0	0,030 - 0,039	2xGLm16	
G3095705	OPTILENE 9/0(0,3)23CM GLM16 150M BLT	9/0	0,030 - 0,039	GLm16	
G03095481	OPTILENE 9/0 (0,3)23CM 2XGLM16 150 MI BLT	9/0	0,030 - 0,039	GLm16	
G03095705	OPTILENE 9/0 (0,3)23CM GLM16 150 M BLT	9/0	0,030 - 0,039	GLm16	
G3090594	OPTILENE 9/0(0,3) 15CM DLM6S 200MIC BLT	9/0	0,030 - 0,039	DLM06s	Aguja 3/8 círculo lanceta con aguja mircro
G3090783	OPTILENE 9/0 (0,3) 15CM DRM6 140MIC BLT	9/0	0,030 - 0,039	DRm06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090846	OPTILENE 9/0(0,3)15CM 2XDLM6S 200MI BLT	9/0	0,030 - 0,039	2xDLm06s	Aguja 3/8 círculo lanceta con aguja mircro
X3090594	OPTILENE 9/0(0,3) 15CM DLM6S 200MIC BLT	9/0	0,030 - 0,039	DLM06s	Aguja 3/8 círculo lanceta con aguja mircro
X3090783	OPTILENE 9/0 (0,3) 15CM DRM6 140MIC BLT	9/0	0,030 - 0,039	DRm06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090594	OPTILENE 9/0(0,3)15CM DLM6S 200M BLT	9/0	0,030 - 0,039	DLM06s	Aguja 3/8 círculo lanceta con aguja mircro
G3090783	OPTILENE 9/0(0,3)15CM DRM6 140M BLT	9/0	0,030 - 0,039	DRm06	Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo
G3090846	OPTILENE 9/0(0,3)15CM 2XDLM6S 200MBLT	9/0	0,030 - 0,039	2xDLm06s	Aguja 3/8 círculo lanceta con aguja mircro
G3090662	OPTILENE 9/0 (0,3) 13CM PRM5 100MIC BLT	9/0	0,030 - 0,039	PRm05	
G3090664	OPTILENE 9/0(0,3) 13CM PRCM5 100MIC BLT	9/0	0,030 - 0,039	PRCm05	
G3090662	OPTILENE 9/0(0,3)13CM PRM5 100M BLT	9/0	0,030 - 0,039	PRm05	
G3090664	OPTILENE 9/0(0,3)13CM PRCM5 100M BLT	9/0	0,030 - 0,039	PRCm05	
C3097004	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDR8 CV2 RCP				
C3097006	OPTILENE 5/0 (1)75CM 2XHR13FF CV2 PS3.RCP				
C3097007	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XHR10B CV2 RCP				
C3097008	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDRC8B CV2 RCP				
C3097011	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDRC8B CV2 RCP				
C3097015	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR6 CV2 RCP				
C3097020	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XHRC13 CV2 RCP				
C3097023	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHRC13B CV2 RCP				
C3097025	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDRC8 CV2 RCP				
C3097026	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR13S CV2 RCP				
C3097032	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR13S CV2 RCP				
C3097036	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XDR13S CV2 RCP				
C3097039	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XHRC13 CV2 RCP				
C3097042	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XHRC13 CV2 RCP				
C3097045	OPTILENE 5/0 (1) 60CM 2XHRC13 CV2 RCP				
C3097046	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDRC8 CV2 RCP				
C3097060	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XHR13 CV2 RCP				
C3097062	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR10B CV2 RCP				
C3097079	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR8F CV2 RCP				
C3097084	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM DR10F CV2 RCP				
C3097088	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR8F CV2 RCP				
C3097096	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM PRC13 CV2 RCP				
C3097097	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XPRC13 CV2 RCP				
C3097100	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XPRC13 CV2 RCP				
C3097101	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XPRC13 CV2 RCP				
C3097103	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XPRC13 CV2 RCP				
C3097105	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR8F CV2 RCP				
C3097107	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR8F CV2 RCP				
C3097110	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM DR6 CV2 RCP				
C3098110	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR6 CV2 RCP				
C3097116	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDRC10 CV2 RCP				
C3097120	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XHR13F CV2 RCP				
C3097123	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XHR13F CV2 RCP				
C3097126	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR10F CV2 RCP				
C3097128	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR10F CV2 RCP				
C3097131	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDR10F CV2 RCP				
C3097134	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR10F CV2 RCP				
C3097135	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR10F CV2 RCP				
C3097136	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR10F CV2 RCP				
C3097141	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDRC13 CV2 RCP				
C3097144	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DRC13 CV2 RCP				
C3097145	OPTILENE 5/0 (1) 75CM DRC13 CV2 RCP				
C3097164	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR10B CV2 RCP				
C3097169	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDRC8 CV2 RCP				
C3097171	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDRC13 CV2 RCP				
C3097172	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDRC8 CV2 RCP				
C3097173	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XDRC13 CV2 RCP				
C3098173	OPTILENE 5/0 (1) 75CM2XDR13 CV2 PF6.RCP				
C3097175	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC13 CV2 RCP				
C3097176	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC8 CV2 RCP				
C3097191	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR13B CV2 RCP				
C3097205	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHRC10 CV2 RCP				
C3097209	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDRC6 CV2 RCP				
C3097211	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDRC8 CV2 RCP				
C3097219	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDRC6 CV2 RCP				
C3097231	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDRC8 CV2 RCP				
C3097244	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDRC13 CV2 RCP				
C3097246	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDRC6 CV2 RCP				

C3097251	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDRC6 CV2 RCP				
C3097268	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDRC13 CV2 RCP				
C3097271	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDRC13 CV2 RCP				
C3097272	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDRC6 CV2 RCP				
C3097286	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR6 CV2 RCP				
C3097288	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC6 CV2 RCP				
C3097301	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC13 CV2 RCP				
C3097303	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHR13 CV2 RCP				
C3098303	OPTILENE 7/0 (0,5) 90CM 2XDRC13 CV2 RCP				
C3097305	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XDRC13 CV2 RCP				
C3097306	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDR10 CV2 PS3.RCP				
C3097311	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDRC13B CV2 RCP				
C3097315	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDRC13B CV2 RCP				
C3097324	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC10S CV2 RCP				
C3097341	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XHR13FF CV2 RCP				
C3097346	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHR13FF CV2 RCP				
C3097388	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XHR8 CV2 RCP				
C3097401	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM HR10 CV2 RCP				
C3097402	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM HR10 CV2 RCP				
C3097430	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR10F CV2 RCP				
C3097462	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDRC10B CV2 RCP				
C3097477	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR10F CV2 RCP				
C3097488	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XHR10 CV2 RCP				
C3097495	OPTILENE 5/0 (1) 60CM 2XHR10 CV2 RCP				
C3097516	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC10B CV2 RCP				
C3097522	OPTILENE 5/0 (1) 60CM 2XDR10 CV2 RCP				
C3097538	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM DRC10 CV2 RCP				
C3097539	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DRC10 CV2 RCP				
C3097541	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM DR10 CV2 RCP				
C3097542	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DR10 CV2 RCP				
C3097543	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDRC10 CV2 RCP				
C3097544	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDRC10 CV2 RCP				
C3097545	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC10 CV2 RCP				
C3097546	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC10 CV2 RCP				
C3097547	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDR13B CV2 RCP				
C3097548	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDRC10 CV2 RCP				
C3097553	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XDRC10 CV2 RCP				
C3097565	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XDR10F CV2 RCP				
C3097576	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XDR10F CV2 RCP				
C3097577	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDRC10B CV2 RCP				
C3097578	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDRC10B CV2 RCP				
C3097599	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR8B CV2 RCP				
C3097603	OPTILENE 7/0 (0,5) 30CM HR6 CV2 RCP				
C3097604	OPTILENE 6/0 (0,7) 30CM HR6 CV2 RCP				
C3097609	OPTILENE 5/0 (1) 60CM 2XDR13B CV2 RCP				
C3097614	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR10 CV2 RCP				
C3097615	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XDR10 CV2 RCP				
C3097684	OPTILENE 5/0 (1) 45CM 2XDR8 CV2 RCP				
C3097685	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR8 CV2 RCP				
C3097686	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XDR8 CV2 RCP				
C3097701	OPTILENE 6/0 (0,7)75CM 2XPRC13B CV2 RCP				
C3097703	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR8 CV2 RCP				
C3097712	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR6 CV2 RCP				
C3097714	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR10 CV2 RCP				
C3097715	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR10 CV2 RCP				
C3097764	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR10FB CV2 RCP				
C3097768	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC8B CV2 RCP				
C3097799	OPTILENE 7/0 (0,5) 90CM 2XDR10 CV2 RCP				
C3097803	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XHR6 CV2 RCP				
C3097805	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR8B CV2 RCP				
C3097812	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR10B CV2 RCP				
C3097813	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM DRC8B CV2 RCP				
C3097815	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XDR10 CV2 RCP				
C3097816	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR10B CV2 RCP				
C3097817	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR8B CV2 RCP				
C3097819	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR8B CV2 RCP				
C3097821	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR8B CV2 RCP				
C3097822	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDR8B CV2 RCP				
C3097823	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR8B CV2 RCP				
C3097824	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR8FB CV2 RCP				
C3097826	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR8FB CV2 RCP				
C3097829	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR8FB CV2 RCP				
C3097832	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR8FB CV2 RCP				
C3097834	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDR6B CV2 RCP				
C3097835	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR6B CV2 RCP				

C3097836	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC13B CV2 RCP				
C3097838	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR10FB CV2 RCP				
C3097839	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XDR13B CV2 RCP				
C3097840	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDR13B CV2 RCP				
C3097843	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR10B CV2 RCP				
C3097857	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR6B CV2 RCP				
C3097861	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM HR10F CV2 RCP				
C3097865	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XHR8 CV2 RCP				
C3097867	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XHR10 CV2 RCP				
C3097868	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XHR10 CV2 RCP				
C3097870	OPTILENE 7/0 (0,5) 12CM 2XDR8 CV2 RCP				
C3097880	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR6 CV2 RCP				
C3097885	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR8 CV2 RCP				
C3098885	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR13 CV2 RCP				
C3097886	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR8 CV2 RCP				
C3098886	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XDR13 CV2 RCP				
C3097887	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR8 CV2 RCP				
C3098887	OPTILENE 5/0 (1) 45CM 2XDR13 CV2 RCP				
C3097888	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR8 CV2 RCP				
C3097889	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR8 CV2 RCP				
C3097894	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR13 CV2 RCP				
C3097895	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR13 CV2 RCP				
C3097896	OPTILENE 5/0 (1) 60CM 2XDR13 CV2 RCP				
C3097905	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR13 CV2 RCP				
C3097906	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR13 CV2 RCP				
C3097907	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDR13 CV2 RCP				
C3097913	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDR10 CV2 RCP				
C3097914	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR10 CV2 RCP				
C3097915	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR10 CV2 RCP				
C3097926	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR13B CV2 RCP				
C3097930	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDRC10 CV2 RCP				
C3098930	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DR13 CV2 RCP				
C3097931	OPTILENE 5/0 (1) 75CM DR13 CV2 RCP				
C3097938	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XDR13 CV2 RCP				
C3097939	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDR13 CV2 RCP				
C3097980	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDR6 CV2 RCP				
G3098011	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X75CM 2XDR13S CV2LP				
G3097012	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X60CM 2XDR13S CV2LP				
G3097016	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XHR6 CV2 LP				
G3097043	OPTILENE 5/0 (1) 2X75CM 2XHRC13 CV2 LP				
G3097053	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X75CM 2XPRC10 CV2 LP				
G3097080	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X75CM 2XDR8 CV2LP				
G3097089	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR8 CV2 LP				
G3097118	OPTILENE 8/0 (0,4)2X45CM 2XDR8F CV2LP				
G3097121	OPTILENE 8/0 (0,4)2X60CM 2XDR8F CV2LP				
G3097124	OPTILENE 7/0 (0,5)2X45CM 2XDR8F CV2LP				
G3097127	OPTILENE 7/0 (0,5)2X60CM 2XDR8F CV2LP				
G3098127	OPTILENE 6/0 (0,7)2X75CM 2XHR13FCV2 LP				
G3097130	OPTILENE 7/0 (0,5)2X75CM 2XDR8F CV2LP				
G3097168	OPTILENE 8/0(0,4) 2X75CM 2XDRC8 CV2 LPCE				
G3098172	OPTILENE 5/0 (1) 2X90CM 2XDRC13 CV2 LP				
G3097174	OPTILENE 6/0 (0,7)2X45CM 2XDRC13CV2 LP				
G3097175	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC13 CV2 RCP				
G3098176	OPTILENE 6/0 (0,7)2X75CM 2XDRC13CV2 LP				
G3097177	OPTILENE 5/0 (1) 2X75CM 2XDRC13 CV2 LP				
G3097178	OPTILENE 8/0 (0,4) 2X60CM 2XDRC8CV2LPCE				
G3097179	OPTILENE 7/0(0,5) 2X60CM 2XDRC10CV2 LP				
G3098179	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X60CM 2XDRC8CV2LPCE				
G3097180	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC10 CV2 LP				
G3097195	OPTILENE 6/0 (0,7)2X60CM 2XHRC13CV2 LP				
G3097202	OPTILENE 6/0 (0,7)2X60CM 2XDRC10CV2 LP				
G3097216	OPTILENE 8/0 (0,4)2X75CM 2XDR10FCV2LP				
G3097218	OPTILENE 7/0 (0,5)2X45CM 2XDR10FCV2LP				
G3097313	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X75CM 2XHRC13 CV2 LP				
G3097357	OPTILENE 8/0 (0,4) 2X60CM 2XDR6CV2 LP				
G3097361	OPTILENE 8/0 (0,4) 2X45CM 2XDR8 CV2LP				
G3097362	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X45CM 2XDR8 CV2LP				
G3097363	OPTILENE 8/0 (0,4) 2X60CM 2XDR8 CV2LP				
G3097364	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X60CM 2XDR8CV2 LP				
G3097369	OPTILENE 7/0 (0,5) 4X45CM 2XDR10CV2LP				
G3097371	OPTILENE 7/0 (0,5) 4X60CM 2XDR10CV2LP				
G3097373	OPTILENE 7/0 (0,5) 4X75CM 2XDR10CV2LP				
G3097399	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X45CM 2XDR8CV2 LP				
G3097401	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM HR10 CV2 RCP				
G3097429	OPTILENE 7/0 (0,5)2X75CM 2XDR10FCV2LP				

G3097472	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR13 CV2 LP				
G3097485	OPTILENE 7/0 (0,5)2X60CM 2XDR10FCV2LP				
G3097529	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DR12 CV2 RCP				
G3097545	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC10 CV2 RCP				
G3097546	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC10 CV2 RCP				
G3097560	OPTILENE 7/0 (0,5)2X75CM 2XDRC10CV2 LP				
G3097561	OPTILENE 6/0 (0,7)2X75CM 2XDRC10CV2 LP				
G3097571	OPTILENE 6/0 (0,7) 4X60CM 2XDR13CV2LP				
G3097582	OPTILENE 6/0(0,7) 4X75CM 2XDR13CV2 LP				
G3097611	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X60CM 2XDR10CV2LP				
G3097613	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X60CM 2XDR10CV2LP				
G3097636	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X45CM 2XDR10CV2LP				
G3097712	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR6 CV2 RCP				
G3097714	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR10 CV2 RCP				
G3097793	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X60CM 2XHR10 CV2 LP				
G3097794	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X60CM 2XHR10 CV2 LP				
G3097801	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X60CM 2XDR10F CV2 LP				
G3097804	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XHR6 CV2 RCP				
G3097810	OPTILENE 7/0(0,5) 2X75CM 2XDR10CV2 LP				
G3097811	OPTILENE 6/0(0,7) 2X75CM 2XDR10CV2 LP				
G3097841	OPTILENE 8/0 (0,4) 2X45CM 2XDR6 CV2LP				
G3097858	OPTILENE 6/0(0,7)2X75CM 2XHR10F(M)CV2 LP				
G3098865	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X60CM 2XHR8 CV2 LP				
G3097866	OPTILENE 5/0 (1) 2X60CM 2XHR8 CV2 LP				
G3097868	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XHR10 CV2 RCP				
G3097878	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X75CM 2XHR10 CV2 LP				
G3097880	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR6 CV2 RCP				
G3097885	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR8 CV2 RCP				
G3097886	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR8 CV2 RCP				
G3097887	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR8 CV2 RCP				
G3097888	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR8 CV2 RCP				
G3097892	OPTILENE 8/0 (0,4) 2X75CM 2XDR8 CV2LP				
G3097895	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR13 CV2 RCP				
G3097905	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR13 CV2 RCP				
G3097906	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR13 CV2 RCP				
G3097914	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR10 CV2 RCP				
G3097957	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X45CM 2XDR13 CV2 LP				
G3097970	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X60CM 2XDR13 CV2 LP				
G3097979	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X75CM 2XDR13 CV2 LP				
G3098980	OPTILENE 5/0 (1) 2X75CM 2XDR13 CV2 LP				
X3097026	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR13S CV2 RCP				
X3097141	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDRC13 CV2 RCP				
X3097144	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DRC13 CV2 RCP				
X3097175	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC13 CV2 RCP				
X3097543	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDRC10 CV2 RCP				
X3097546	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC10 CV2 RCP				
X3097714	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR10 CV2 RCP				
X3097715	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR10 CV2 RCP				
X3097885	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR8 CV2 RCP				
X3097886	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR8 CV2 RCP				
X3097906	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR13 CV2 RCP				
X3097907	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDR13 CV2 RCP				
X3097914	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR10 CV2 RCP				
X3097915	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR10 CV2 RCP				
X3097939	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDR13 CV2 RCP				