



FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MÉDICOS

REFERENCIA	4617509F	DESCRIPCIÓN	Omnifix® (50 ml, luer lock)			
PRODUCTO	JERINGAS HIPODÉRMICAS DE TRES PIEZAS CON O SIN AGUJA OMNIFIX®		MARCA	B BRAUN		
NOMBRE GENERICO (NOMBRE TÉCNICO)	Jeringas hipodérmicas de tres piezas, con o sin aguja					
DESCRIPCIÓN	Jeringas hipodérmicas de tres piezas, no reutilizables con y sin aguja hipodérmica adjunta. Con capacidad nominal de 50 mL					
COMPOSICIÓN	Cilindro, émbolo, sello de pistón (caucho) y aguja hipodérmica.					
CAPACIDAD NOMINAL	50.0 ml	VALOR DE ESCALA	1.0000 ml	PROTEGIDA DE LA LUZ	No	
INDICACIONES DE USO	Son usadas en la terapia de inyección, para inyecciones hipodérmicas de medicinas, inmediatamente después del llenado o aspiración de flúidos corporales.					
CONTRAINDICACIONES	Ninguna conocida.					
ADVERTENCIAS	Ninguna conocida.					
VIDA ÚTIL	5 años	MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN	Óxido de Etileno	CLASIFICACION DE RIESGO		Ila
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2018DM-003767-R2		MODALIDAD	Importar y vender	VIGENCIA	3-may.-2028
TITULAR	B. BRAUN MELSUNGEN AG -ALEMANIA		FABRICANTE	B. BRAUN MEDICAL AG - SUIZA ALMO ERZEUGNISSE ERVIN BUSH GMBH - ALEMANIA		
PRESENTACION COMERCIAL	Caja x 100 unidades KIT PERFUSOR SECURA 50 mL (COMPUESTO POR: 10 JERINGAS OMNIFIX 4617509F REG. SANITARIO INVIMA 2018DM-003767-R2 + 1 LÍNEA PERFUSOR STANDARD PE 8722935 REG. SANITARIO INVIMA 2012DM-0001443-R1)					
ENVASE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA		
	Blister	PVC / Papel grado médico	1	Nombre.		
				Descripción del producto.		
				Lote, fecha de fabricación y expiración.		
				Titular		
EMPAQUE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA		
	Caja	Cartón	100	Nombre.		
				Descripción del producto.		
				Lote, fecha de fabricación y expiración.		
				Titular		
EMBALAJE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA		
	Caja	Cartón corrugado	100	Nombre.		
				Descripción del producto.		
				Lote, fecha de fabricación y expiración.		
				Titular, Importador, registro sanitario.		
CONDICIONES ALMACENAMIENTO	Mantener el producto en un ambiente limpio fresco en su empaque original.					
MÉTODO DE DESECHO O DISPOSICIÓN FINAL	Una vez utilizado, se debe desechar de acuerdo a la normativa ambiental aplicable en materia de residuos peligrosos y residuos hospitalarios.					
BENEFICIOS AMBIENTALES	Los empaques y embalajes del producto poseen características de aprovechamiento, tras un adecuado proceso de separación en la fuente.					