

FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MÉDICOS

PRODUCTO	JERINGAS PARA ADMINISTRAR MEZCLAS ENTERALES					
NOMBRE GENERICO	JERINGAS PARA ADMINISTRAR MEZCLAS ENTERALES					
DESCRIPCIÓN	Las jeringas de único uso se utilizan para dispensar nutrición enteral, agua o suplementos de forma manual, por bomba de infusión o bomba exclusivamente enteral.					
COMPOSICIÓN	Barril (PP) Émbolo (PP, PE) Piston (Polisopreno IR, Caucho sintético) Dispositivo de dosificación de plástico en dos partes con forma de jeringa modificada. Cada dispensador oral posee unas marcas fácilmente legibles para asegurar una dosis exacta.					
INDICACIONES DE USO	Las jeringas de único uso se utilizan para dispensar nutrición enteral, agua o suplementos de forma manual, por bomba de infusión o bomba exclusivamente enteral.					
CONTRAINDICACIONES	Las jeringas no se utilizan con soluciones intravenosas.					
ADVERTENCIAS	Cada dispensador oral solo se puede utilizar para una medicación y en un solo paciente. Si se introduce el chorro de forma forzada hacia la parte posterior de la garganta se puede producir asfixia o vómito. En pacientes con dificultades para tragar asegúrese de tomar las precauciones pertinentes.					
VIDA ÚTIL	3 AÑOS			CLASIFICACION DE RIESGO		
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2018DM-0018443		MODALIDAD	IMPORTAR Y VENDER	VIGENCIA	14-ago.-2028
TITULAR	B. BRAUN MELSUNGEN AG - ALEMANIA		FABRICANTE	ALMO ERZEUGNISSE ERWIN BUSCH GMBH - ALEMANIA B. BRAUN MEDICAL AG - SUIZA		
REFERENCIAS	4616005-01 4616010-01 4616020-01 4616050-01 4608660 4608661 4608662 4608663 4608667	OMNIFIX ENTERAL 5mL OMNIFIX ENTERAL 10mL OMNIFIX ENTERAL 20mL OMNIFIX ENTERAL 50mL EXADORAL 5mL EXADORAL 1mL EXADORAL 2mL EXADORAL 20mL EXADORAL 50mL				
PRESENTACION COMERCIAL	EMPAQUE POR UNIDAD CAJA POR 100 UNIDADES SET PERFUSOR ENTERAL INVERSE SAFETY LUER LOCK 5 mL (COMPUESTO POR: 1 JERINGA OMNIFIX ENTERAL 4616005-01 REG. SANITARIO INVIMA 2018DM-0018443 + 1 EXTENSIÓN ORIGINAL PERFUSOR LINE 8722930 REG. SANITARIO INVIMA 2012DM-0001443-R1) SET PERFUSOR ENTERAL INVERSE SAFETY LUER LOCK 10 mL (COMPUESTO POR: 1 JERINGA OMNIFIX ENTERAL 4616010-01 REG. SANITARIO INVIMA 2018DM-0018443 + 1 EXTENSIÓN ORIGINAL PERFUSOR LINE 8722930 REG. SANITARIO INVIMA 2012DM-0001443-R1) SET PERFUSOR ENTERAL INVERSE SAFETY LUER LOCK 20 mL (COMPUESTO POR: 1 JERINGA OMNIFIX ENTERAL 4616020-01 REG. SANITARIO INVIMA 2018DM-0018443 + 1 EXTENSIÓN ORIGINAL PERFUSOR LINE 8722930 REG. SANITARIO INVIMA 2012DM-0001443-R1) SET PERFUSOR ENTERAL INVERSE SAFETY LUER LOCK 50 mL (COMPUESTO POR: 1 JERINGA OMNIFIX ENTERAL 4616050-01 REG. SANITARIO INVIMA 2018DM-0018443 + 1 EXTENSIÓN ORIGINAL PERFUSOR LINE 8722930 REG. SANITARIO INVIMA 2012DM-0001443-R1) KIT PERFUSOR ENTERAL SAFETY LUER LOCK 5 mL (COMPUESTO POR: 10 JERINGAS OMNIFIX ENTERAL 4616005-01 REG. SANITARIO INVIMA 2018DM-0018443 + 1 EXTENSIÓN ORIGINAL PERFUSOR LINE 8722930 REG. SANITARIO INVIMA 2012DM-0001443-R1) KIT PERFUSOR ENTERAL SAFETY LUER LOCK 10 mL (COMPUESTO POR: 10 JERINGAS OMNIFIX ENTERAL 4616010-01 REG. SANITARIO INVIMA 2018DM-0018443 + 1 EXTENSIÓN ORIGINAL PERFUSOR LINE 8722930 REG. SANITARIO INVIMA 2012DM-0001443-R1) KIT PERFUSOR ENTERAL SAFETY LUER LOCK 20 mL (COMPUESTO POR: 10 JERINGAS OMNIFIX ENTERAL 4616020-01 REG. SANITARIO INVIMA 2018DM-0018443 + 1 EXTENSIÓN ORIGINAL PERFUSOR LINE 8722930 REG. SANITARIO INVIMA 2012DM-0001443-R1) KIT PERFUSOR ENTERAL SAFETY LUER LOCK 50 mL (COMPUESTO POR: 10 JERINGAS OMNIFIX ENTERAL 4616050-01 REG. SANITARIO INVIMA 2018DM-0018443 + 1 EXTENSIÓN ORIGINAL PERFUSOR LINE 8722930 REG. SANITARIO INVIMA 2012DM-0001443-R1)					
ENVASE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA		
	Bolsa Peel	PVC /Papel grado medico	1	Nombre. Descripción del producto. Lote, fecha de fabricación y expiración. Titular		
EMPAQUE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA		
	Caja	Cartón	"Ver presentación comercial"	Nombre. Descripción del producto. Lote, fecha de fabricación y expiración. Titular		
EMBALAJE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA		
	Caja	Cartón	"Ver presentación comercial"	Nombre. Descripción del producto. Lote, fecha de fabricación y expiración. Titular, Importador, registro sanitario.		
CONDICIONES ALMACENAMIENTO	Mantener el producto en un ambiente limpio fresco en su empaque original.					
MÉTODO DE DESECHO O DISPOSICIÓN FINAL	Se debe realizar conforme a la regulación ambiental y sanitaria vigente.					
BENEFICIOS AMBIENTALES	Los envases, empaques y embalajes de este producto, presentan características de reciclaje a partir de un adecuado proceso de separación de la fuente.					