

FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MÉDICOS

PRODUCTO	JERINGAS ORIGINALES PERFUSOR				
NOMBRE GENERICO	JERINGAS ORIGINALES PERFUSOR 20 ml Y 50 ml BRAUN				
DESCRIPCIÓN	las jeringas originales perfusor son jeringas desechables para inyecciones asistidas con bomba.				
COMPOSICIÓN	Cuerpo: Polipropileno adicionado de colorante negro Embolo: polipropileno Extremo del embolo: Polisopreno Aguja: Acero Inoxidable Capuchon protector: Polipropileno Soporte: Copolímero acrilonitrilo Butadien Estireno Capuchón protector: Polipropileno				
INDICACIONES DE USO	INFUSIÓN DE SOLUCIONES CON PERFUSORES (BOMBA DE INFUSIÓN TIPO JERINGA)				
CONTRAINDICACIONES	No se conoce ninguna.				
ADVERTENCIAS	Ninguna conocida hasta el momento.				
VIDA ÚTIL	5 AÑOS		CLASIFICACION DE RIESGO		IIA
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2018DM-3803-R2	MODALIDAD	IMPORTAR Y VENDER	VIGENCIA	5 JUN. / 2028
TITULAR	B. BRAUN MELSUNGEN AG - ALEMANIA	FABRICANTE	B. BRAUN MEDICAL AG - ALEMANIA B. BRAUN MEDICAL AG - SUIZA ALMO - ERZEUGNISSE ERWIN BUSCH - ALEMANIA		
REFERENCIAS	Jeringa Original Perfusor® 20 mL - Jeringa Original Perfusor® 50 mL (Ver anexo)				
PRESENTACION COMERCIAL	Bolsa por unidad, y por Set SET PERFUSOR ® SECURA 50mL: Original Perfusor® Line (INVIMA 2012DM-0001443-R1) y Jeringa Perfusor® 50 mL (INVIMA 2018DM-3803-R2) SET PERFUSOR® SECURA OPACO: Original Perfusor® Line (INVIMA 2012DM-0001443-R1) y Jeringa Perfusor® Opaca 50 mL (INVIMA 2018DM-3803-R2) SET PERFUSOR® SECURA 20 mL: Original Perfusor® Line (INVIMA 2012DM-0001443-R1) y Jeringa Perfusor® 20 mL (INVIMA 2018DM-3803-R2)				
ENVASE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA	
	Blíster	PVC /Papel grado medico	1	Nombre.	
				Descripción del producto.	
				Lote, fecha de fabricación y expiración.	
				Titular	
EMPAQUE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA	
	Caja	Cartón	"Ver presentación comercial"	Nombre.	
				Descripción del producto.	
				Lote, fecha de fabricación y expiración.	
				Titular	
EMBALAJE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA	
	Caja	Cartón	"Ver presentación comercial"	Nombre.	
				Descripción del producto.	
				Lote, fecha de fabricación y expiración.	
				Titular, Importador, registro sanitario.	
CONDICIONES ALMACENAMIENTO	Mantener el producto en un ambiente limpio fresco en su empaque original.				
MÉTODO DE DESECHO O DISPOSICIÓN FINAL	Se debe realizar de conformidad con los procedimientos internos de las instituciones de salud de conformidad con las regulaciones ambientales.				
BENEFICIOS AMBIENTALES	Los envases, empaques y embalajes de este producto, presentan características de reciclaje a partir de un adecuado proceso de separación de la fuente.				



ANEXO - FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MEDICOS

Código	Descripción
8728615	Jeringa Original Perfusor® 20 mL
8728623	Jeringa Original Perfusor® 20 mL
8728810F	Jeringa Original Perfusor® 50 mL
8728810F-04	Jeringa Original Perfusor® 50 mL
8728810F-06	Jeringa Original Perfusor® 50 mL
8728844F	Jeringa Original Perfusor® 50 mL
8728844F-04	Jeringa Original Perfusor® 50 mL
8728844F-06	Jeringa Original Perfusor® 50 mL
8728852F	Jeringa Original Perfusor® 50 mL
8728852F-04	Jeringa Original Perfusor® 50 mL
8728852F-06	Jeringa Original Perfusor® 50 mL
8728861F-04	Jeringa Original Perfusor® 50 mL
8728861F-06	Jeringa Original Perfusor® 50 mL