

B BRAUN Version:1 Actualización: 02 FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MÉDICOS					
PRODUCTO	EQUIPO DE ALTA FRECUENCIA PARA CIRUGIA AESCULAP				
NOMBRE GENERICO	EQUIPO DE ALTA FRECUENCIA PARA CIRUGIA, ELECTROBISTURI				
DESCRIPCIÓN	El electrobisturí es un aparato basado en la tecnología electrónica capaz de producir una serie de ondas electromagnéticas de alta frecuencia con el fin de cortar o eliminar tejido blando: coagulando, desecando y fulgurando.				
COMPOSICIÓN	o Placa o electrodo dispersiva (placa paciente). o Cable conducción hacia la placa. o Lápiz de corte y pinza para coagulación. o Cable de pinza bipolar. o Pedal con cable para el manejo y control del electrobisturí.				
INDICACIONES DE USO	Son utilizados en pequeñas cirugías, controlado por un micropresador que permite la intervención rápida por su fácil manejo. El instrumental posee distintos modos de funcionamiento: monopolar y bipolar. El modo de funcionamiento monopolar en un electrobisturí, implica que el estado activo es uno solo de los dos que intervienen; este electrodo es quien concentra la energía en el punto de contacto. El modo bipolar implica la acción de ambos electrodos y son presentados normalmente en forma de pinza hemostática, sus usos son: *Microcirugía. *Cirugía pediátrica. *Neurocirugía. *Laparoscopia. *Cirugía plástica y reconstructiva. *Ginecología. *Otorrinolaringología Cirugía cardiaca y toraxica. *Gastroenterología. *Oftalmología. *Cirugía traumática.				
CONTRAINDICACIONES	No se conoce ninguna a la fecha.				
ADVERTENCIAS	• Se debe de tener especial cuidado en actuar sobre pacientes portadores de marcapasos. El equipo podría interferir con los mismos. • Retirar todo elemento metálico del paciente con el que se pueda interactuar: anillo, brazaletes, cadenas, reloj, etc. • Se debe evitar el contacto prolongado del electrodo vivo con estos objetos; evitar que el cable del electrodo esté en contacto con el paciente o con otros conductores de energía. • Usar siempre la menor potencia que sea posible. Cuando el electrodo está activado no se debe poner en contacto directo con el neutro. Esto supondría un cortocircuito. Una vez activado el electrodo no perder mucho tiempo antes de aplicarlo al objetivo.				
VIDA ÚTIL	10 años			CLASIFICACION DE RIESGO	I Ib
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2019EBC-0003479-R1	MODALIDAD	IMPORTAR Y VENDER	VIGENCIA	6-ago.-2029
TITULAR	AESCULAP AG - ALEMANIA	FABRICANTE	AESCULAP AG - ALEMANIA; B. BRAUN MEDICAL INDUSTRIES SDN. BHD - MALASIA; B BRAUN SURGICAL - ESPAÑA.		
REFERENCIAS	Electrobisturí, Coaguladores (Bipolares) Aesculap, Accesorios y repuestos, ver Anexo.				
PRESENTACION COMERCIAL	Presentación individual.				
ENVASE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA	
	Bolsa	Polietileno	1	Nombre.	
				Descripción del producto.	
				Lote, fecha de fabricación y expiración.	
		Titular			
EMPAQUE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA	
	Bolsa	Polietileno	1	Nombre.	
				Descripción del producto.	
				Lote, fecha de fabricación y expiración.	
		Titular			
EMBALAJE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA	
	Caja	Cartón	1	Nombre.	
				Descripción del producto.	
				Lote, fecha de fabricación y expiración.	
		Titular, Importador, registro sanitario.			
CONDICIONES ALMACENAMIENTO	Almacenar a condiciones normales de temperatura.				
MÉTODO DE DESECHO O DISPOSICIÓN FINAL	Los residuos de los equipos eléctricos o electrónicos o sus partes (RAEE) pueden ser remitidos a B. Braun Medical S.A. para la destrucción a través del programa Posconsumo de RAEEs.				
BENEFICIOS AMBIENTALES	Los empaques y embalajes del producto poseen características de aprovechamiento, tras un adecuado proceso de separación en la fuente.				

ANEXO -FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MEDICOS

Código	Descripción
GN160	APARATO AF GN160
GK397R	ELECTRODO GANCHO MONOPOLAR D:3,5/200MM
GK501SU	GOLDTIP PINZ.BIPOL.DESECH.190/90/0,5MM
GK502SU	GOLDTIP PINZ.BIPOL.DESECH.190/90/1,0MM
GK503SU	GOLDTIP PINZ.BIPOL.DESECH.190/90/1,5MM
GK504SU	GOLDTIP PINZ.BIPOL.DESECH.215/115/0,5MM
GK505SU	GOLDTIP PINZ.BIPOL.DESECH.215/115/1,0MM
GK506SU	GOLDTIP PINZ.BIPOL.DESECH.215/115/1,5MM
GN200	LEKTRAFUSE GENERADOR AF BIPOLAR
GN201	PEDAL DE PIE PARA GN200
GN224	ADAPTADOR CABLE BIPOL.28,6MM PIN CODMAN
GN230	MANGO GR.2 TECLAS 4MM CONECT.3 PINS
GN231	MANGO 2 TECLAS 2,4MM CONECT.3 PINS
GN232	MANGO 2 TECLAS 4MM CONECT.3 PINS
GN233	MANGO S.TECLAS 2,4MM CONECT.3 PINS
GN235	MANGO SIN TECLAS 4MM CONECT.COAX.
GN236	MANGO GR.2 TECLAS 4MM CONECT.COAX.
GN237	MANGO SIN TECLAS 1,7MM CONECT.COAX.
GN238	MANGO 2 TECLAS 1,7MM CONECT.COAX.
GN260	MANGO 2 TECLAS 4MM AAG TM120
GN261	MANGO GR.2 TECLAS 4MM CONECT.ERBE
GN262	MANGO SIN TECLAS 2,4MM VALLEYLAB
TE585	PATRON EMBALAJE FF 149 R
US161	GOLDTIP PINZA BIPOL.RCT.220/95/0,5MM
US162	GOLDTIP PINZA BIPOL.RCT.220/95/1,0MM
US163	GOLDTIP PINZA BIPOL.RCT.220/95/1,5MM
US164	GOLDTIP PINZA BIPOL.CRV.220/95/0,5MM
US171	GOLDTIP PINZA BIPOL.RCT.125/1,0MM
US172	GOLDTIP PINZA BIPOL.RCT.100/0,4MM
US173	GOLDTIP PINZA BIPOL.RCT.255/150/1,5MM
US600	GOLDTIP PINZA BIPOL.RCT.190/90/0,5MM
US601	GOLDTIP PINZA BIPOL.RCT.190/90/0,7MM
US602	GOLDTIP PINZA BIPOL.RCT.190/90/1,0MM
US603	GOLDTIP PINZA BIPOL.RCT.190/90/1,5MM
US604	GOLDTIP PINZA BIPOL.RCT.190/90/2,0MM
US610	GOLDTIP PINZA BIPOL.RCT.215/115/0,5MM
US611	GOLDTIP PINZA BIPOL.RCT.215/115/0,7MM
US612	GOLDTIP PINZA BIPOL.RCT.215/115/1,0MM
US613	GOLDTIP PINZA BIPOL.RCT.215/115/1,5MM
US614	GOLDTIP PINZA BIPOL.RCT.215/115/2,0MM
US615	GOLDTIP PINZA BIPOL.RCT.230/125/0,5MM
US616	GOLDTIP PINZA BIPOL.RCT.230/125/0,7MM

US617	GOLDTIP PINZA BIPOL.RCT.230/125/1,0MM
US618	GOLDTIP PINZA BIPOL.RCT.230/125/1,5MM
US619	GOLDTIP PINZA BIPOL.RCT.230/125/2,0MM
US620	GOLDTIP PINZA BIPOL.RCT.255/150/0,7MM
US621	GOLDTIP PINZA BIPOL.RCT.255/150/1,0MM
GK005R	PINZA AISLADA 180MM CONEXION DE DOWNS
GK007R	PINZA AISLADA 200MM CONEXION DE DOWNS
GK009R	PINZA ANAT.AISL.DE MC-INDUE 175MM
GK010R	PINZA AISLADA 230MM CONEXION DE DOWNS
GK013R	PINZA AISLADA 270MM CONEXION DE DOWNS
GK015R	PINZA DE ADSON AISL.150MM CONEX.DOWNS
GK016R	PINZA DE WAUGH AISL.230MM CONEX.DOWNS
GK033R	PINZA ANAT.AISL.350MM
GK081	ELECTR.NEUTRO DESECH.DIV.LONG./ADULTOS
GK084	ELECTR.NEUTRO DESECH.DIVIDIDO P.NINOS
GK091	ELECTR.NEUTRO DESECH.DIV.TRANADULTOS
GK100	ELECTR.NEUTRO DESECH.ENTERO P.ADULTOS
GK101	ELECTR.NEUTRO DESECH.DIV.LONG./ADULTOS
GK107	ELECTRODO NEUTRO UNIVERSAL DIVIDIDO
GK110R	ELECTRD CUCHILLA RECT VAST.CORTO 4,0MM
GK112R	ELECTRD CUCHILLA RECT VAST.CORTO 4,0MM
GK113R	ELECTRD CUCHILLA CV.VAST.CORTO 4,0MM
GK114R	ELECTRD AGUJA RCT.VAST.CORTO 4,0MM
GK115R	ELECTROD LAZO ALAMBRE 5MM VAST.4,0MM
GK116R	ELECTROD LAZO ALAMBRE 10MM VASTA 4,0MM
GK117R	ELECTROD LAZO CINTA 10MM VAST.4,0MM
GK118R	ELECTRD LAZO CINTA 17MM VAST.4,0MM
GK127R	ELECTRD AGUJA 0,8X12MM RCT.VAST.4,0MM
GK129R	ELECTRD BOLA 6MM RCT.VAST.4,0MM
GK131R	LAZO C.IZACION 10X10MM RCT.VAST.4,0MM
GK132R	LAZO C.IZACION 20X15MM RCT.VAST.4,0MM
GK133R	LAZO C.IZACION 20X20MM RCT.VAST.4,0MM
GK140R	ELECTRD CUCHILLA RCT.VAST.CORTO 2,4MM
GK155R	ELECT CUCHILLA RCT.VAST L.100MM 2,4MM
GK174R	JUEGO ELECTRDS C.VAST.4,0MM
GK181	CABLE MONOP.8MM VALLEYL.HEMBRILLA 5MM
GK190	CABLE C.ENCHUFE NON-REM P.ELECT.NEUT.SE.
GK191	CABLE C.ENCHUFE REM P.ELECT.NEUT.SE.
GK194	CABLE BIPOL DE VALLEYLAB/EURONORM
GK195	CABLE BIPOLAR VALLEYLAB/PINZA LADOLT
GK329	CABLE BIPOL.4M CONECT.ANTENA AAG REDON.
GK226	PEDAL PARA APARATO BIPOLAR GN060
GK246	CABLE CONEX VALLEYLAB ENCH 8MM HEMB 4MM
GK301R	MIC.ELECTR AGUJA RCT.D:1,7MM AL D:0,2MM
GK303R	MIC.ELECTR AGUJA CUR D:1,7MM AL D:0,2MM
GK307R	MICRO ELECTR LAZO CUR D:1,7MM AL D:5,0MM
GK310R	MICRO ELECTR LAZO D:1,7MM ROMB.CURV.

GK315R	MIC.ELECTR LAZO CURV D:1,7MM AL D:0,2MM
GK320R	MIC.ELECTR BOLA CURV D:1,7MM AL D:1,7MM
GK321R	MIC.ELECTR BOLA CURV D:1,7MM AL D:3,0MM
GK331	CABLE BIP.4M DIST.CONT 28,6MM AAG REDON.
GK332	CABLE BIPOL.4M DIST.CONT 38MM AAG REDON.
GK360R	ELECTRD-TENED BIPO LAR
GK361R	ELECTRD MONOPOLAR ROMO
GK362R	ELECTRD-GAN.MONOPOLAR
GK363R	ELECTRD AGUJA MONOPOLAR
GK364R	GAN.MONOVENTRICULOSCOPIO 45GRD.
GK365R	GAN.MONOVENTRICULOSCOPIO 70GRD.
GK366R	ELECTR.GANCHO MONOP.P/VENTRICULOSC.180°
GK380R	TUBO EXTERIOR ELECTRO.MONO5MM.L.350MM
GK424	ELECTRODO AGUJA AISL.D4MM 100MM
GK432R	ELECTRD-GAN.COLDITZ STER.120X2,5MM
GK550	CANULA ASPIRACION COAGU LANDOLT
GK560R	PINZA COAGU LANDOLT 90°BIPOLAR
GK597R	PINZA BIPOL.AAG PL.CRV.0,6MM 110MM
GK604R	PINZA BIPOL.AAG PL.RCT.0,9MM 160MM
GK605R	PINZA BIPOL.AAG PL.RCT.0,9MM 185MM
GK606R	PINZA BIPOL.AAG PL.RCT.0,9MM 200MM
GK614R	PINZA BIPOL.AAG PL.F.BAYON.0,7MM 160MM
GK615R	PINZA BIPOL.AAG PL.F.BAYON.1,0MM 185MM
GK616R	PINZA BIPOL.AAG PL.F.BAYON.1,0MM 200MM
GK624R	PINZA BIPOL.AAG PL.ACODAR 0,9MM 160MM
GK625R	PINZA BIPOL.AAG PL.ACODAR 0,8MM 200MM
GK635R	PINZA BIPOLAR COMO GK 632 R, PERO 425MM
GK645R	PINZ.BIPOL.AISL.AAG PL.BAYON.185MM 1,0MM
GK660R	PINZA BIP.AISL.AAG RD.F.BAY.160MM 0,6MM
GK675R	PINZA BIP.AISL.AAG RD.F.BAY.220MM 0,6MM
GK677R	PINZA COAGU.BIPOLAR 240MM LG PTA.0,6MM
GK679R	PINZA COAGUL.BIPOLAR 240MM LG PUNTA0,9
GK685R	PINZA BIPOLAR BAYONETA 260MM
GK690R	PINZA COAGU BIPOLAR RCT.120MM 0,4MM
GK700R	PINZA BIPOL.AISL.AAG PL.RCT.160MM 0,6MM
GK701R	PINZA BIPOL.AISL.AAG PL.RCT.160MM 0,9MM
GK703R	PINZA BIPOL.AISL.AAG PL.RCT.200MM 0,9MM
GK711R	PINZA BIPOL.AISL.AAG PL.ANG.160MM 0,9MM
GK713R	PINZA BIPOL.AISL.AAG PL.ANG.200MM 0,9MM
GK719R	PINZ.BIPOL.AISL.AAG PL.ACOD.215MM 1MM
GK720R	PINZA BIPOL.AISL.AAG RD.RCT.160MM 0,6MM
GK722R	PINZA BIPOL.AISL.AAG RD.RCT.160MM 0,9MM
GK723R	PINZA BIPOL.AISL.AAG RD.ANG.160MM 0,9MM
GK730R	PINZA BIPOL.AISL.AAG RD.RCT.200MM 0,9MM
GK800R	PINZA T COAGU BIPOLAR
GK826R	PINZA BIPOL.RCT.BAY.0,7MM 135MM
GK809R	PINZA DE COAGULACION BIPOLAR 125MM

GK832R	PINZA BIPOLARES COAGU.ODA 235/3/4MM
GK838R	PINZA BIPOLAR C.IRRIG.SANO 165MM 0,7MM
GK840R	PINZA BIPOLAR SANO COAGUL 180MM 0,4M
GK841R	PINZA BIPOLAR SANO COAGUL 180MM 0,7MM
GK842R	PINZ.BIP.SANO AIS.CON.AAG PL.180MM 1,3MM
GK843R	PINZA BIPOLAR SANO COAGUL 205MM 0,4MM
GK844R	PINZA BIPOLAR SANO COAGUL 205MM 0,7MM
GK845R	PINZ.BIP.SANO AIS.CON.AAG PL.205MM 1,3MM
GK846R	PINZA BIPOLAR SANO COAGUL 230MM 0,4MM
GK847R	PINZA BIPOLAR SANO COAGUL 230MM 0,7MM
GK848R	PINZ.BIP.SANO AIS.CON.AAG PL.230MM 1,3MM
GK871R	PINZA IRR.ANUL.BIPO.ANILLO-5MM LG.235MM
GK882R	PINZA BIPOLAR COMPLETAM.AISLADA 200MM
GK899R	PINZA COAGU BIPOLAR 165/0,2MM RCT.
GK900R	PINZA COAGU BIPOLAR 165/0,5MM RCT.
GK910R	PINZA COAGU BIPOLAR 165/1,0MM RCT.
GK929R	PINZA COAGU BIPOLAR 195/0,2MM RCT.
GK930R	PINZA COAGU BIPOLAR 195/0,5MM RCT.
GK940R	PINZA COAGU BIPOLAR 195/1,0MM RCT.
GK950R	PINZA COAGU BIPOLAR 195/2,0MM RCT.
GK959R	PINZA COAGU BIPOLAR 220/0,2MM RCT.
GK960R	PINZA COAGU BIPOLAR 220/0,5MM RCT.
GK970R	PINZA COAGU BIPOLAR 220/1,0MM RCT.
GK972R	PINZA COAGU BIPOLAR 220/1,0MM
GK974R	PINZA COAGU BIPOLAR 220/1,0MM
GK978R	PINZA COAGU BIPOLAR 215/1,0MM
GK980R	PINZA COAGU BIPOLAR 220/2,0MM RCT.
GN130	CABLE BIPOLAR 5/2MM
GN145	CABLE BIPOL.5M DIST.CONT 22MM BIPOJET
GN140	CABLE BIPOL.4M AAG/MARTIN AAG PLANO
GN202	CABLE P.ELECTRDS 3,5M C.EX.A 4MM
GN203	CABLE ELECTRDS 3,5 M P.GN 207/GN 209
GN205	CABLE ELECTRD NEUTRO 5 M GN 207/GN 209
GN211	MANGO USO UNICO P.ELECTRDS ESTERIL
GN245	CABLE P.ELECTRD NEUTRO 5,0M USO UNICO
GN249	CABLE P.ELECTRD NEUTRAL 3,5M USO UNICO
GN255	CABLE P.ELECTRD 5,0M SILIC.
GN259	CABLE P.ELECTRD NEUTRAL 3,5M SILIC.
GN300	UNIDAD ALTA FREC.COMBI.300W/80W 100-240V
GN330	CARRO UNIDADES
GN640	UNI AF COMBI 300/100W CORTE REGUL AUTOM.
PV951R	CESTA TAMIZ PARA CARRO UNIDADES ARGON
GK299	CEPILLO LIMPIAR ELECTRDS & PINZAS COAGU.
GK370P	TUBO EXTERIOR ELECTRO.MONO5MM.L.350MM
GK343R	MINOP INVENT BIPOLAR 0DG D2.7MM L310MM
GK344R	MINOP INVENT BIPOLAR 40DG D2.7MM L310MM
GK345R	MINOP INVENT BIPOLAR 30DG D2.7MM L310MM