

Ficha Técnica

Código – Referencia	
600010	
Edición	1
Fecha	2021-12-5



Bloques de Mordida Endoscópicos

Descripción

Los bloques de mordida ENDOSCÓPICOS, aseguran que la boca del paciente permanezca abierta durante los procedimientos endoscópicos. También proporcionan protección para los dientes del paciente, así como el equipo de endoscopio insertado en la boca..

Características

60010, Bloques de mordida no estériles, de un solo uso en caja expendedora para adultos ideal para portadores de dentaduras postizas con asas autosujetante

60020, Bloques de mordida no estériles, de un solo uso, Versión ECO Cordones activos en caja expendedora para adultos autosujetante

Almacenamiento

Debe almacenarse a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, no debe almacenarse a luz directa del sol, ni compromiso de objetos que afecten su integridad y su esterilidad

Marca:
Endo-Flex

País de Fabricación:

Alemania

Registro INVIMA:

2015DM-0013461

Materiales de Composición

El componente: Material
Bloque de mordida (cuerpo
El polietileno)

Correa de caucho no

Presentación

Individual. Unidad de
Empaque: Caja por 200
unidades

Especificaciones

- Al colocar el bloque de mordida en la boca del paciente, debe tenerse cuidado para evitar colocar los dedos entre el bloque de mordida y los dientes del paciente.
- Los procedimientos de endoscopia flexible sólo deben ser realizados por personas que tengan una formación adecuada y familiaridad con técnicas endoscópicas. Consultar la bibliografía médica relativa a técnicas, complicaciones y peligros antes de la realización de un procedimiento endoscópico.
- Endo- Flex no ha diseñado este dispositivo para que se vuelva a procesar o reutilizar, y por lo tanto no puede verificar que el reprocesamiento pueda limpiar y/o esterilizar o mantener la integridad estructural del dispositivo para garantizar la seguridad del paciente y/o del usuario.
- El bloque de mordida está diseñado para un solo uso del paciente. Cualquier institución, practicante o tercero que reprocese, restaure, re fabrique, vuelva a esterilizar y/o reutilice este dispositivo desechable debe asumir la plena responsabilidad por su seguridad y efectividad

Vida Útil:

Este producto es de un solo Uso

Precauciones:

Se recomienda el uso sólo por personal calificado

Observaciones:

Este dispositivo es para un solo uso. La reutilización de dispositivos de un solo uso podría presentar riesgos para la seguridad del usuario o del paciente, debido a la posible contaminación no controlada y/o a la no confiabilidad del rendimiento del dispositivo.

Instrucciones de Uso

- Fije un lado de la correa al bloque de mordida — enroscando la chaveta a través del orificio de la correa — antes de colocar el bloque de mordida en la boca del paciente.
- Coloque el bloque de mordida en la boca del paciente. Pase la correa alrededor del cuello del paciente y fíjelo de nuevo al otro lado del bloque de mordida

Presentación	Empaque sellado					
Tipo de Dispositivo	Descartable	X	Reusable		Clasificación	Ila