


FICHAS TECNICAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS										Hospimport® S.A.S.																							
NOMBRE GENERICO										NOMBRE COMERCIAL																							
PROTESIS BIPOLAR										REEMPLAZO PARCIAL DE CADERA																							
MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO										MARCA																							
ACERO Y POLIETILENO UHMWPE										BIOTECHNI																							
NOMBRE DEL FABRICANTE										PRODUCTO IMPORTADO																							
BIOTECHNI										<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>X</td> <td>NO</td> </tr> </table>										SI	X	NO											
SI	X	NO																															
PERMISO DE COMERCIALIZACION (PARA PRODUCTO IMPORTADO)					<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>X</td> <td>NO</td> <td>X</td> </tr> </table>					SI	X	NO	X	¿PRODUCTO ESTERIL?					<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>X</td> <td>NO</td> </tr> </table>					SI	X	NO							
SI	X	NO	X																														
SI	X	NO																															
¿EL PRODUCTO APLICA IVA?					<table border="1"> <tr> <td>NO</td> <td>NO</td> <td>X</td> </tr> </table>					NO	NO	X																					
NO	NO	X																															
VIDA UTIL DEL PRODUCTO					ESTERILIZACION POR 5 AÑOS																												
PRESENTACION DEL PRODUCTO																																	
EN CADA CASO REALICE LA DESCRIPCION COMPLETA																																	
PRESENTACION COMERCIAL										UNITARIO																							
EMPAQUE										CAJA DE CARTON CON DOBLE BLISTER INTERNO																							
EMBALAJE										NO APLICA																							
REGISTRO SANITARIO																																	
NUMERO REGISTRO SANITARIO INVIMA										NOMBRE DEL FABRICANTE																							
2002V-0001342-R1										BIOTECHNI																							
FECHA DE VIGENCIA																																	
5 DE SEPTIEMBRE DEL 2022																																	
MODALIDAD DE REGISTRO										NOMBRE DEL IMPORTADOR																							
IMPORTAR Y VENDER										HOSPIMPORT S.A.S																							
										X																							
										NOMBRE DEL ACONDICIONADOR																							
INDICACIONES CARACTERISTICAS Y USOS																																	
Vienen en diámetros de 39 mm, 41, 43, 45, 47, 49, 51 y 53 mm. Para la Copa # 39 se debe usar cabeza de 22 MM y las demas copas con Cabezas de 28MM.																																	
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS:																																	
										TIPOS DE CLASES DE RIESGOS																							
CLASIFICACION DEL RIESGO										<table border="1"> <tr> <td>Clase I</td> <td></td> <td>Clase II a</td> <td></td> <td>Clase II b</td> <td>X</td> <td>Clase III</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>										Clase I		Clase II a		Clase II b	X	Clase III							X
Clase I		Clase II a		Clase II b	X	Clase III																											
						X																											
¿EL DISPOSITIVO MÉDICO ES REUTILIZABLE?										<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>X</td> <td>SI</td> </tr> </table>										SI	NO	X	SI										
SI	NO	X	SI																														
INFORMACION COMPLEMENTARIA																																	
CAPACIDAD INSTALADA										DIAS DE INVENTARIO																							
Cantidad de unidades promedio producidas por día										Para cuanto tiempo tiene reserva de seguridad																							
										90 DIAS																							
FIRMA DIRECTOR TECNICO																																	
																																	
FORMA DE ALMACENAMIENTO																																	
SE DEBE ALMACENAR A TEMPERATURA																																	
DE 25° CELSIUS Y UNA HUMEDAD RELATIVA DE																																	
80% RH																																	



BIOTECHNI®

FICHAS TECNICAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS					Hospimport S.A.S.								
NOMBRE GENERICO					NOMBRE COMERCIAL								
REEMPLAZO TOTAL DE CADERA CEMENTADA MODULAR					TALLO TAPERFIT Y COPA CENATOR								
MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO					MARCA								
ACERO, CROMO COBALTO Y POLIETILENO UHMWPE					CORIN MEDICAL								
NOMBRE DEL FABRICANTE					PRODUCTO IMPORTADO								
CORIN MEDICAL					<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>X</td> <td>NO</td> <td></td> </tr> </table>					SI	X	NO	
SI	X	NO											
PERMISO DE COMERCIALIZACION (PARA PRODUCTO IMPORTADO)		SI	X	NO	X	¿PRODUCTO ESTERIL?		SI	X	NO			
¿EL PRODUCTO APLICA IVA?		NO		NO	X								
VIDA UTIL DEL PRODUCTO		ESTERILIZACION POR 5 AÑOS											
PRESENTACION DEL PRODUCTO													
EN CADA CASO REALICE LA DESCRIPCION COMPLETA													
PRESENTACION COMERCIAL					UNITARIO								
EMPAQUE					CAJA DE CARTON CON DOBLE BLISTER INTERNO								
EMBALAJE					NO APLICA								
REGISTRO SANITARIO													
NUMERO REGISTRO SANITARIO INVIMA					NOMBRE DEL FABRICANTE								
2002V-0001342-R1					CORIN MEDICAL								
FECHA DE VIGENCIA					NOMBRE DEL IMPORTADOR								
5 DE SEPTIEMBRE DEL 2022					HOSPIMPORT S.A.								
MODALIDAD DE REGISTRO					NOMBRE DEL ACONDICIONADOR								
IMPORTAR Y VENDER					X								
INDICACIONES CARACTERISTICAS Y USOS													
Es una prótesis de acero orthon 90 que es una aleación más resistente. Viene con dos tipos de ofset de 38mm y de 45mm en diferentes tallas o tamaños (# 1, 2, 3,4). El tallo es altamente pulido y viene con su centralizador incluido. El tallo CDH es de ofset 36. El instrumental es especializado y cuenta con un introductor que permite un control rotacional en el momento de impactar el tallo Taper-fit. Es una prótesis que no tiene collar y es doblemente cónica en ambas caras. La copa Es de polietileno UHMWPE, aletadas para mejor presurización del cemento, con pared extendida. Viene para usar con cabezas de 22 mm y de 28 mm. Los tamaños son: 40, 44, 48, 52, 54, y 56 mm de diámetro.													
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS:													
					TIPOS DE CLASES DE RIESGOS								
CLASIFICACION DEL RIESGO					Clase I		Clase II a		Clase II b	X	Clase III		
¿EL DISPOSITIVO MÉDICO ES REUTILIZABLE?					SI		NO	X	SI		X		
INFORMACION COMPLEMENTARIA													
CAPACIDAD INSTALADA					DIAS DE INVENTARIO								
Cantidad de unidades promedio producidas por día					Para cuanto tiempo tiene reserva de seguridad								
					90 DIAS								
FIRMA DIRECTOR TECNICO													
													
FORMA DE ALMACENAMIENTO													
SE DEBE ALMACENAR A TEMPERATURA DE 25° CELSIUS Y UNA HUMEDAD RELATIVA DE 80% RH													
													


FICHAS TECNICAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS

Hospimport S.A.S.

NOMBRE GENERICO					NOMBRE COMERCIAL				
PROTESIS DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA Y NO CEMENTADA					PROTESIS DOBLE MOVILIDAD				
MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO					MARCA				
CROMO COBALTO CON INSERTO DE POLIETILENO "UHMWPE" DE ALTO PESO MOLECULAR Y CABEZA DE CROMO COBALTO					BIOTECHNI				
INCLUIDA					PRODUCTO IMPORTADO				
NOMBRE DEL FABRICANTE					BIOTECHNI				
BIOTECHNI					PRODUCTO IMPORTADO				
PERMISO DE COMERCIALIZACION (PARA PRODUCTO IMPORTADO)					¿PRODUCTO ESTERIL?				
SI					SI				
X					X				
NO					NO				
X					X				
¿EL PRODUCTO APLICA IVA?					NO				
NO					NO				
X					X				
VIDA UTIL DEL PRODUCTO					ESTERILIZACION POR 5 AÑOS				
ESTERILIZACION POR 5 AÑOS					ESTERILIZACION POR 5 AÑOS				
PRESENTACION DEL PRODUCTO									
EN CADA CASO REALICE LA DESCRIPCION COMPLETA									
PRESENTACION COMERCIAL					UNITARIO				
EMPAQUE					CAJA DE CARTON CON DOBLE BLISTER INTERNO				
EMBALAJE					NO APLICA				
REGISTRO SANITARIO									
NUMERO REGISTRO SANITARIO INVIMA					NOMBRE DEL FABRICANTE				
2012DM-0001342-R1					BIOTECHNI				
FECHA DE VIGENCIA					BIOTECHNI				
5 DE SEPTIEMBRE 2022					BIOTECHNI				
MODALIDAD DE REGISTRO					NOMBRE DEL IMPORTADOR				
IMPORTAR Y VENDER					HOSPIMPORT S.A.S				
X					HOSPIMPORT S.A.S				
NOMBRE DEL ACONDICIONADOR					NOMBRE DEL ACONDICIONADOR				
NOMBRE DEL ACONDICIONADOR					NOMBRE DEL ACONDICIONADOR				
NOMBRE DEL ACONDICIONADOR					NOMBRE DEL ACONDICIONADOR				
NOMBRE DEL ACONDICIONADOR					NOMBRE DEL ACONDICIONADOR				
INDICACIONES CARACTERISTICAS Y USOS									
Las Copas de doble movilidad vienen cementadas y no cementadas. Las no cementadas vienen desde 44mm hasta 62mm de dos en dos. Las cementadas vienen desde 44mm hasta 56mm de dos en dos. Se utilizan cabezas de 22mm para las de 44mm y de 28mm para las otras.									
PARA DISPOSITIVOS MEDICOS:									
TIPOS DE CLASES DE RIESGOS									
Clase I									
Clase II a									
Clase III									
X									
Clase III									
X									
¿EL DISPOSITIVO MEDICO ES REUTILIZABLE?									
SI									
NO									
X									
SI									
INFORMACION COMPLEMENTARIA									
CAPACIDAD INSTALADA									
DIAS DE INVENTARIO									
Cantidad de unidades promedio producidas por día									
Para cuanto tiempo tiene reserva de seguridad									
90 DIAS									
FIRMA DIRECTOR TECNICO									
FORMA DE ALMACENAMIENTO									
SE DEBE ALMACENAR A TEMPERATURA									
DE 25° CELSIUS Y UNA HUMEDAD RELATIVA DE									
80% RH									




BIOTECHNI®

FICHAS TECNICAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS					Hospimport S.A.S.					
NOMBRE GENERICO					NOMBRE COMERCIAL					
REEMPLAZO TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA					CADERA CON TALLO METAFIX-COPA TRINITY					
MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO					MARCA					
CROMO COBALTO, TITANIO Y POLIETILENO HXLPE					CORIN MEDICAL					
NOMBRE DEL FABRICANTE					PRODUCTO IMPORTADO					
CORIN MEDICAL					SI X NO					
PERMISO DE COMERCIALIZACION (PARA PRODUCTO IMPORTADO)		SI	X	NO	X	¿PRODUCTO ESTERIL?		SI	X	NO
¿EL PRODUCTO APLICA IVA?		NO		NO	X					
VIDA UTIL DEL PRODUCTO		ESTERILIZACION POR 5 AÑOS								
PRESENTACION DEL PRODUCTO										
EN CADA CASO REALICE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA										
PRESENTACION COMERCIAL					UNITARIO					
EMPAQUE					CAJA DE CARTON CON DOBLE BLISTER INTERNO					
EMBALAJE					NO APLICA					
REGISTRO SANITARIO										
NUMERO REGISTRO SANITARIO INVIMA					NOMBRE DEL FABRICANTE					
2021DM-0006098-R1					CORIN MEDICAL					
FECHA DE VIGENCIA					NOMBRE DEL IMPORTADOR					
ABRIL 29 DE 2031					HOSPIMPORT S.A.					
MODALIDAD DE REGISTRO					NOMBRE DEL ACONDICIONADOR					
IMPORTAR Y VENDER			X							
INDICACIONES CARACTERISTICAS Y USOS										
El componente femoral Metafix es fabricado en Titanio con recubrimiento poroso de Hidroxiapatita de 135° Estándar y lateralizado, con medidas de 0 a 8 mm de uno en uno. Cuenta con un Instrumental especializado. La modularidad permite que las rasps sirvan también como probadores, para la reducción de prueba. La copa Es una copa de titanio con recubrimiento poroso de Hidroxiapatita, viene desde la 44 a la 62 de dos en dos y se pueden usar insertos de polietileno Cross link e insertos de Cerámica. Según la medida de la copa acetabular Trinity se usaran cabezas de Cromo C Copa de 44 y 46 con cabezas de 28 mm de Cromo Cobalto (inserto de Cross link) o de Cerámica (insertos de cerámica) Copa de 48 y 50 con cabezas de 32 mm de Cromo Cobalto (inserto de Cross link) o de Cerámica (inserto de cerámica); Copa de 52 y 54 con cabezas de 36mm de Cromo Cobalto (inserto de Cross link) o de Cerámica (inserto de cerámica); Copa de 56, 58, 60 y 62 con cabezas de 36 mm de Cromo cobalto (inserto de Cross link) y cabezas de 40 mm solo para insertos de cerámica La copa Trinity trae tapones para los orificios de los tornillos de Fijación. Con las prótesis acetabulares solo deben usarse los tornillos de titanio con cabeza de bajo perfil de CORIN. Cuenta con Instrumental especializado para la colocación de la Copa. La Copa trinity al colocarle un inserto de cromo Cobalto se puede volver doble movilidad con tornillos										
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS:										
TIPOS DE CLASES DE RIESGOS										
CLASIFICACION DEL RIESGO		Clase I		Clase II a		Clase II b		Clase III		
				X				X		
¿EL DISPOSITIVO MÉDICO ES REUTILIZABLE?		SI		NO		X		SI		
INFORMACION COMPLEMENTARIA										
CAPACIDAD INSTALADA					DIAS DE INVENTARIO					
Cantidad de unidades promedio producidas por día					Para cuanto tiempo tiene reserva de seguridad					
					90 DIAS					
FIRMA DIRECTOR TECNICO										
										
FORMA DE ALMACENAMIENTO										
SE DEBE ALMACENAR A TEMPERATURA DE 25° CELSIUS Y UNA HUMEDAD RELATIVA DE 80% RH					 					


FICHAS TECNICAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS

Hospimport S.A.S.

NOMBRE GENERICO					NOMBRE COMERCIAL					
INSERTO DE POLIETILENO -INSERTO DE CERAMICA-INSERTOS DE CROMO COBALTO					INSERTO DE POLIETILENO- CROSS LINK					
INSERTO DE CERAMICA					INSERTO DE CERAMICA BIOLOX-INSERTOS DE CROMO COBALTO DUAL MOVIL					
MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO					MARCA					
POLIETILENO Y CERAMICA					CORIN MEDICAL					
NOMBRE DEL FABRICANTE					PRODUCTO IMPORTADO					
CORIN MEDICAL					SI	X	NO			
PERMISO DE COMERCIALIZACION (PARA PRODUCTO IMPORTADO)		SI	X	NO	X	¿PRODUCTO ESTERIL?		SI	X	NO
¿EL PRODUCTO APLICA IVA?		NO		NO	X					
VIDA UTIL DEL PRODUCTO		ESTERILIZACION POR 5 AÑOS								
PRESENTACION DEL PRODUCTO										
EN CADA CASO REALICE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA										
PRESENTACION COMERCIAL					UNITARIO					
EMPAQUE					CAJA DE CARTON CON DOBLE BLISTER INTERNO					
EMBALAJE					NO APLICA					
REGISTRO SANITARIO										
NUMERO REGISTRO SANITARIO INVIMA					NOMBRE DEL FABRICANTE					
2021DM-0006098-R1-2002DM-0001342-R1					CORIN MEDICAL					
FECHA DE VIGENCIA					ABRIL 29 DE 2031-SEPTIEMBRE 05 DE 2022					
MODALIDAD DE REGISTRO					NOMBRE DEL IMPORTADOR					
IMPORTAR Y VENDER					HOSPIIMPORT S.A.					
					NOMBRE DEL ACONDICIONADOR					
INDICACIONES CARACTERISTICAS Y USOS										
Como su nombre lo indica son insertos que van dentro de la copa y la cabeza en las protesis de cadera, los insertos de polietileno se pueden utilizar cabeza 28,32,36 y las ceramica cabezas 28,32,36,40. Los insertos de CrCo son para insertos de Polietileno Dual movil.										
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS:										
TIPOS DE CLASES DE RIESGOS										
CLASIFICACION DEL RIESGO		Clase I		Clase II a		Clase III	X	Clase III	X	
¿EL DISPOSITIVO MÉDICO ES REUTILIZABLE?		SI		NO	X	SI				
INFORMACION COMPLEMENTARIA										
CAPACIDAD INSTALADA					DIAS DE INVENTARIO					
Cantidad de unidades promedio producidas por día					Para cuanto tiempo tiene reserva de seguridad					
					90 DIAS					
FIRMA DIRECTOR TECNICO										
										
FORMA DE ALMACENAMIENTO										
SE DEBE ALMACENAR A TEMPERATURA DE 25° CELSIUS Y UNA HUMEDAD RELATIVA DE 80% RH										


FICHAS TECNICAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS

Hospimport S.A.S.

NOMBRE GENERICO					NOMBRE COMERCIAL					
CABEZA					CABEZA EN CROMO COBALTO Y CERAMICA					
MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO					MARCA					
CROMO COBALTO					CORIN MEDICAL					
NOMBRE DEL FABRICANTE					PRODUCTO IMPORTADO					
CORIN MEDICAL					SI	X	NO			
PERMISO DE COMERCIALIZACION (PARA PRODUCTO IMPORTADO)					SI	X	NO	X		
¿EL PRODUCTO APLICA IVA?					NO		NO	X		
VIDA UTIL DEL PRODUCTO					ESTERILIZACION POR 5 AÑOS					
PRESENTACION DEL PRODUCTO										
EN CADA CASO REALICE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA										
PRESENTACION COMERCIAL					UNITARIO					
EMPAQUE					CAJA DE CARTON CON DOBLE BLISTER INTERNO					
EMBALAJE					NO APLICA					
REGISTRO SANITARIO										
NUMERO REGISTRO SANITARIO INVIMA					NOMBRE DEL FABRICANTE					
2021DM-0006098-R1					CORIN MEDICAL					
FECHA DE VIGENCIA					ABRIL 29 DE 2031					
MODALIDAD DE REGISTRO					NOMBRE DEL IMPORTADOR					
IMPORTAR Y VENDER					HOSPIMPORT S.A.					
					NOMBRE DEL ACONDICIONADOR					
INDICACIONES CARACTERISTICAS Y USOS										
Tamaños: 22mm-28mm- en las cementadas;28-32-36 en las no cementadas ;28-32-36-40 en cerámica										
Manejamos cuellos.										
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS:										
					TIPOS DE CLASES DE RIESGOS					
CLASIFICACION DEL RIESGO					Clase I		Clase II a		Clase II b	Clase III
¿EL DISPOSITIVO MÉDICO ES REUTILIZABLE?					SI	NO	X	SI		X
INFORMACION COMPLEMENTARIA										
CAPACIDAD INSTALADA					DIAS DE INVENTARIO					
Cantidad de unidades promedio producidas por día					Para cuanto tiempo tiene reserva de seguridad					
					90 DIAS					
FIRMA DIRECTOR TECNICO										
										
FORMA DE ALMACENAMIENTO										
SE DEBE ALMACENAR A TEMPERATURA DE 25° CELSIUS Y UNA HUMEDAD RELATIVA DE 80% RH										


FICHAS TECNICAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS

Hospimport S.A.S.

NOMBRE GENERICO					NOMBRE COMERCIAL				
MINIHIP					MINIHIP				
MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO					MARCA				
TITANIO					CORIN MEDICAL				
NOMBRE DEL FABRICANTE					PRODUCTO IMPORTADO				
CORIN MEDICAL					SI	X	NO		
PERMISO DE COMERCIALIZACION (PARA PRODUCTO IMPORTADO)	SI	X	NO	X	¿PRODUCTO ESTERIL?				
¿EL PRODUCTO APLICA IVA?	NO		NO	X	SI	X	NO		
VIDA UTIL DEL PRODUCTO	ESTERILIZACION POR 5 AÑOS								
PRESENTACION DEL PRODUCTO									
EN CADA CASO REALICE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA									
PRESENTACION COMERCIAL	UNITARIO								
EMPAQUE	CAJA DE CARTON CON DOBLE BLISTER INTERNO								
EMBALAJE	NO APLICA								
REGISTRO SANITARIO									
NUMERO REGISTRO SANITARIO INVIMA					NOMBRE DEL FABRICANTE				
2021DM-0006098-R1					CORIN MEDICAL				
FECHA DE VIGENCIA					NOMBRE DEL IMPORTADOR				
ABRIL DE 2031					HOSPIIMPORT S.A.				
MODALIDAD DE REGISTRO					NOMBRE DEL ACONDICIONADOR				
IMPORTAR Y VENDER			X						
INDICACIONES CARACTERISTICAS Y USOS									
El componente femoral corto es fabricado en Titanio con recubrimiento poroso de Hidroxiapatita Estándar , con medidas de 1 a 8 mm de uno en Uno, indicado en pacientes jóvenes, por ser mínimamente invasivo en caso de una revisión nos da la alternativa de pasarnos a una prótesis tradicional.									
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS:									
					TIPOS DE CLASES DE RIESGOS				
CLASIFICACION DEL RIESGO					Clase I	Clase II a	Clase II b	X	Clase III
									X
¿EL DISPOSITIVO MÉDICO ES REUTILIZABLE?					SI	NO	X	SI	
INFORMACION COMPLEMENTARIA									
CAPACIDAD INSTALADA					DIAS DE INVENTARIO				
Cantidad de unidades promedio producidas por día					Para cuanto tiempo tiene reserva de seguridad				
					90 DIAS				
FIRMA DIRECTOR TECNICO									
									
FORMA DE ALMACENAMIENTO									
SE DEBE ALMACENAR A TEMPERATURA DE 25° CELSIUS Y UNA HUMEDAD RELATIVA DE 80% RH									

FICHAS TECNICAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS										Hospimport S.A.S.									
NOMBRE GENERICO										NOMBRE COMERCIAL									
REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA ESTABILIZADO POSTERIOR										REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA UNITY									
MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO										MARCA									
CROMO COBALTO Y POLIETILENO UHMWPE										CORIN MEDICAL									
NOMBRE DEL FABRICANTE										PRODUCTO IMPORTADO									
CORIN MEDICAL										SI X NO									
PERMISO DE COMERCIALIZACION (PARA PRODUCTO IMPORTADO)					SI X NO X					¿PRODUCTO ESTERIL?					SI X NO				
¿EL PRODUCTO APLICA IVA?					NO NO X														
VIDA UTIL DEL PRODUCTO					ESTERILIZACION POR 5 AÑOS														
PRESENTACION DEL PRODUCTO																			
EN CADA CASO REALICE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA																			
PRESENTACION COMERCIAL										UNITARIO									
EMPAQUE										CAJA DE CARTON CON DOBLE BLISTER INTERNO									
EMBALAJE										NO APLICA									
REGISTRO SANITARIO																			
NUMERO REGISTRO SANITARIO INVIMA										NOMBRE DEL FABRICANTE									
2002V-0001342-R1										CORIN MEDICAL									
FECHA DE VIGENCIA										5 DE SEPTIEMBRE DEL 2022									
MODALIDAD DE REGISTRO										NOMBRE DEL IMPORTADOR									
IMPORTAR Y VENDER										HOSPIMPORT S.A.S									
										NOMBRE DEL ACONDICIONADOR									
INDICACIONES CARACTERISTICAS Y USOS																			
Indicado para la artroplastia total de rodilla. Las características del diseño únicas las hacen más idónea para pacientes jóvenes y más activos. Es una rodilla estabilizada posterior. El Femur es anatomico, en tallas de 3,4,5,6,7 y 8 mm. La Tibia viene en tallas de 3,4,5,6,7 y 8 mm. Así mismo contamos con insertos estabilizados posterior en la tallas de altura de 9mm, 10,11,12,14, y 16, mm. Evolución del radio único para equilibrar la rodilla. Diseño femoral de radio único (1,2,3) Rótula lateralizada anatómica																			
El femur viene en tallas de 3,4,5,6 y 7mm y derecho e izquierdo.																			
										TIPOS DE CLASES DE RIESGOS									
CLASIFICACION DEL RIESGO										Clase I Clase II a Clase II b Clase III									
										X									
¿EL DISPOSITIVO MÉDICO ES REUTILIZABLE?										SI NO X SI									
INFORMACION COMPLEMENTARIA																			
CAPACIDAD INSTALADA										DIAS DE INVENTARIO									
Cantidad de unidades promedio producidas por día										Para cuanto tiempo tiene reserva de seguridad 90 DIAS									
FIRMA DIRECTOR TECNICO																			
																			
FORMA DE ALMACENAMIENTO																			
SE DEBE ALMACENAR A TEMPERATURA DE 25° CELSIUS Y UNA HUMEDAD RELATIVA DE 80% RH																			
										Unity Knee™ Corin  Implante									

FICHAS TECNICAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS										Hospimport S.A.S.									
NOMBRE GENERICO										NOMBRE COMERCIAL									
REVISION RODILLA										REVISION BPKS INTEGRATION									
MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO										MARCA									
TITANIO										PETER BREHM									
NOMBRE DEL FABRICANTE										PRODUCTO IMPORTADO									
PETER BREHM										SI X NO									
PERMISO DE COMERCIALIZACION (PARA PRODUCTO IMPORTADO)					SI X NO X					¿PRODUCTO ESTERIL?					SI X NO				
¿EL PRODUCTO APLICA IVA?					NO X														
VIDA UTIL DEL PRODUCTO					ESTERILIZACION POR 5 AÑOS														
PRESENTACION DEL PRODUCTO																			
EN CADA CASO REALICE LA DESCRIPCION COMPLETA																			
PRESENTACION COMERCIAL										UNITARIO									
EMPAQUE										CAJA DE CARTON CON DOBLE BLISTER INTERNO									
EMBALAJE										NO APLICA									
REGISTRO SANITARIO																			
NUMERO REGISTRO SANITARIO INVIMA										NOMBRE DEL FABRICANTE									
2021DM-0005088-R1										PETER BREHM									
FECHA DE VIGENCIA																			
ABRIL DE 2031																			
MODALIDAD DE REGISTRO										NOMBRE DEL IMPORTADOR									
										HOSPIIMPORT S.A.									
IMPORTAR Y VENDER										X									
										NOMBRE DEL ACONDICIONADOR									
INDICACIONES CARACTERISTICAS Y USOS																			
Indicación para la implantación																			
•Insuficiencia del ligamento severa, pero la estructura de la cápsula intacta.																			
•Pérdida de hueso femoral (distal y posterior máx. 10 mm) con insuficiencia de ligamentos.																			
• deformidad valgo de más de 20 ° a 25 ° con el estiramiento de las estructuras ligamentosas mediales.																			
•Varo deformidad de más de 25 ° a 30 ° y la contractura en flexión de más de 20 °.																			
Viene Semi Constreñida y Visagra. Vastagos cementados y no cementados y con diferentes Offsets para tibia y Femur. Tallas de femur y tibia de 3, 4, 5, 6, y 7, con diferentes alturas en los insertos tanto semiconstreñidos como en los constreñidos. Los Componentes Femorales vienen derechos e izquierdos.																			
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS:																			
										TIPOS DE CLASES DE RIESGOS									
CLASIFICACION DEL RIESGO										Clase I Clase II a Clase II b X Clase III									
¿EL DISPOSITIVO MÉDICO ES REUTILIZABLE?										SI NO X NO X									
INFORMACION COMPLEMENTARIA																			
CAPACIDAD INSTALADA										DIAS DE INVENTARIO									
Cantidad de unidades promedio producidas por día										Para cuanto tiempo tiene reserva de seguridad									
										90 DIAS									
FIRMA DIRECTOR TECNICO																			
FORMA DE ALMACENAMIENTO																			
SE DEBE ALMACENAR A TEMPERATURA DE 25° CELSIUS Y UNA HUMEDAD RELATIVA DE 80% RH																			


FICHAS TECNICAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS										Hospimport S.A.S.				
NOMBRE GENERICO					NOMBRE COMERCIAL									
ARTRODESIS DE RODILLA					ARTRODESIS MECANICA DE RODILLA KAM									
MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO					MARCA									
TITANIO					PETER BREHM									
NOMBRE DEL FABRICANTE					PRODUCTO IMPORTADO									
PETER BREHM					SI		X		NO					
PERMISO DE COMERCIALIZACION (PARA PRODUCTO IMPORTADO)					SI		X		NO		X			
¿EL PRODUCTO APLICA IVA?					NO		NO		X					
VIDA UTIL DEL PRODUCTO					ESTERILIZACION POR 5 AÑOS									
PRESENTACION DEL PRODUCTO														
EN CADA CASO REALICE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA														
PRESENTACION COMERCIAL					UNITARIO									
EMPAQUE					CAJA DE CARTON CON DOBLE BLISTER INTERNO									
EMBALAJE					NO APLICA									
REGISTRO SANITARIO														
NUMERO REGISTRO SANITARIO INVIMA					NOMBRE DEL FABRICANTE									
2021DM-0005888-R1					PETER BREHM									
FECHA DE VIGENCIA					abr-31									
MODALIDAD DE REGISTRO					NOMBRE DEL IMPORTADOR									
IMPORTAR Y VENDER					HOSPIIMPORT S.A.									
					NOMBRE DEL ACONDICIONADOR									
INDICACIONES CARACTERISTICAS Y USOS														
Se usan vástagos de 140mm, 200mm, 260mm MRP TITAN para fémur y tibia y un modulo central de unión de los vástagos.														
Esta indicado cuando los pacientes tienen perdidas oseas grandes y la indicacion medica es artrodesar la rodilla														
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS:														
					TIPOS DE CLASES DE RIESGOS									
CLASIFICACION DEL RIESGO					Clase I		Clase II a		Clase II b		X		Clase III	
¿EL DISPOSITIVO MÉDICO ES REUTILIZABLE?					SI		NO		X		SI			
INFORMACION COMPLEMENTARIA														
CAPACIDAD INSTALADA					DIAS DE INVENTARIO									
Cantidad de unidades promedio producidas por día					Para cuanto tiempo tiene reserva de seguridad							90 DIAS		
FIRMA DIRECTOR TECNICO														
														
FORMA DE ALMACENAMIENTO														
SE DEBE ALMACENAR A TEMPERATURA DE 25° CELSIUS Y UNA HUMEDAD RELATIVA DE 80% RH														

FICHAS TECNICAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS					Hospimport S.A.S.						
NOMBRE GENERICO					NOMBRE COMERCIAL						
REVISION DE CADERA					REVISION MRP TITAN						
MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO					MARCA						
TITANIO					PETER BREHM						
NOMBRE DEL FABRICANTE					PRODUCTO IMPORTADO						
PETER BREHM					<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>X</td> <td>NO</td> </tr> </table>				SI	X	NO
SI	X	NO									
PERMISO DE COMERCIALIZACION (PARA PRODUCTO IMPORTADO)		SI	X	NO	X	¿PRODUCTO ESTERIL?					
¿EL PRODUCTO APLICA IVA?		NO		NO	X						
VIDA UTIL DEL PRODUCTO		ESTERILIZACION POR 5 AÑOS									
PRESENTACION DEL PRODUCTO											
EN CADA CASO REALICE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA											
PRESENTACION COMERCIAL			UNITARIO								
EMPAQUE			CAJA DE CARTON CON DOBLE BLISTER INTERNO								
EMBALAJE			NO APLICA								
REGISTRO SANITARIO											
NUMERO REGISTRO SANITARIO INVIMA					NOMBRE DEL FABRICANTE						
2021DM-0023946					PETER BREHM						
FECHA DE VIGENCIA					NOMBRE DEL IMPORTADOR						
JULIO DE 2031					HOSPIMPORT S.A.						
MODALIDAD DE REGISTRO					NOMBRE DEL ACONDICIONADOR						
IMPORTAR Y VENDER				X							
INDICACIONES CARACTERISTICAS Y USOS											
Los vástagos de revisión son de titanio de diámetros de 11 mm a 22 mm de 1 en 1 vienen curvos y rectos, y también para fijación distal con tornillos de 6.5 mm. Vienen en longitudes de 140mm, 200 mm y 260mm.Existen extensiones de 30 mm con Metafisis de 50, 60 y 70 mm para darle más extensión al Vástago femoral. Tiene un instrumental especializado para la colocacion de ls vástagos MRP titan de revision.											
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS:											
					TIPOS DE CLASES DE RIESGOS						
CLASIFICACION DEL RIESGO					Clase I	Clase II a	Clase II b	X			
								Clase III			
¿EL DISPOSITIVO MÉDICO ES REUTILIZABLE?					SI	NO	X	SI			
INFORMACION COMPLEMENTARIA											
CAPACIDAD INSTALADA					DIAS DE INVENTARIO						
Cantidad de unidades promedio producidas por día					Para cuanto tiempo tiene reserva de seguridad						
					90 DIAS						
FIRMA DIRECTOR TECNICO											
											
FORMA DE ALMACENAMIENTO											
SE DEBE ALMACENAR A TEMPERATURA DE 25° CELSIUS Y UNA HUMEDAD RELATIVA DE 80% RH											

FICHAS TECNICAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS

Hospimport S.A.S.

NOMBRE GENERICO					NOMBRE COMERCIAL				
ANILLO DE RECONSTRUCCION ACETABULAR					ANILLO MRS COMFORT				
MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO					MARCA				
TITANIO					PETER BREHM				
NOMBRE DEL FABRICANTE					PRODUCTO IMPORTADO				
PETER BREHM					SI X NO				
PERMISO DE COMERCIALIZACION (PARA PRODUCTO IMPORTADO)		SI	X	NO	¿PRODUCTO ESTERIL?		SI	X	NO
¿EL PRODUCTO APLICA IVA?		NO		NO					
VIDA UTIL DEL PRODUCTO		ESTERILIZACION POR 5 AÑOS							
PRESENTACION DEL PRODUCTO									
EN CADA CASO REALICE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA									
PRESENTACION COMERCIAL					UNITARIO				
EMPAQUE					CAJA DE CARTON CON DOBLE BLISTER INTERNO				
EMBALAJE					NO APLICA				
REGISTRO SANITARIO									
NUMERO REGISTRO SANITARIO INVIMA					NOMBRE DEL FABRICANTE				
2021DM-0023946					PETER BREHM				
FECHA DE VIGENCIA					JULIO DE 2031				
MODALIDAD DE REGISTRO					NOMBRE DEL IMPORTADOR				
IMPORTAR Y VENDER					HOSPIIMPORT S.A.				
					NOMBRE DEL ACONDICIONADOR				
INDICACIONES CARACTERISTICAS Y USOS									
Esta copa de revisión es más bien un anillo de reconstrucción acetabular en diámetros 48, 52 y 56 mm que le permite recibir una concha metálica que puede ser girada en seis posiciones diferentes que le permiten al cirujano la colocación del inserto de polietileno en el mejor Angulo posible. esta copa recibe insertos de polietileno constreñido para cabezas de 28 y 32 mm. Tambien se pueden usar con aumentos o cuñas para defectos grandes de acetabulo.									
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS:									
TIPOS DE CLASES DE RIESGOS									
CLASIFICACION DEL RIESGO		Clase I		Clase II a		Clase II b	X	Clase III	
¿EL DISPOSITIVO MÉDICO ES REUTILIZABLE?		SI		NO	X	SI			
INFORMACION COMPLEMENTARIA									
CAPACIDAD INSTALADA					DIAS DE INVENTARIO				
Cantidad de unidades promedio producidas por día					Para cuanto tiempo tiene reserva de seguridad				
					90 DIAS				
FIRMA DIRECTOR TECNICO									
									
FORMA DE ALMACENAMIENTO									
SE DEBE ALMACENAR A TEMPERATURA DE 25° CELSIUS Y UNA HUMEDAD RELATIVA DE 80% RH									

FICHAS TECNICAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS										Hospimport S.A.S.									
NOMBRE GENERICO										NOMBRE COMERCIAL									
REVISION RODILLA										CONOS TIBIALES									
MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO										MARCA									
TITANIO										PETER BREHM									
NOMBRE DEL FABRICANTE										PRODUCTO IMPORTADO									
PETER BREHM										SI X NO									
PERMISO DE COMERCIALIZACION (PARA PRODUCTO IMPORTADO)					SI X NO X					¿PRODUCTO ESTERIL?					SI X NO				
¿EL PRODUCTO APLICA IVA?					NO X														
VIDA UTIL DEL PRODUCTO					ESTERILIZACION POR 5 AÑOS														
PRESENTACION DEL PRODUCTO																			
EN CADA CASO REALICE LA DESCRIPCION COMPLETA																			
PRESENTACION COMERCIAL										UNITARIO									
EMPAQUE										CAJA DE CARTON CON DOBLE BLISTER INTERNO									
EMBALAJE										NO APLICA									
REGISTRO SANITARIO																			
NUMERO REGISTRO SANITARIO INVIMA										NOMBRE DEL FABRICANTE									
2021DM-0005088-R1										PETER BREHM									
FECHA DE VIGENCIA										ABRIL DE 2031									
MODALIDAD DE REGISTRO										NOMBRE DEL IMPORTADOR									
IMPORTAR Y VENDER										HOSPIIMPORT S.A.									
										NOMBRE DEL ACONDICIONADOR									
INDICACIONES CARACTERISTICAS Y USOS																			
Indicación para la implantación: Se Colocan con un Instrumental especializado. Vienen de diferentes tamaños así: A31/30, A36/30, A 41/30, A 46/30, B 51/30, B 56/30.																			
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS:																			
										TIPOS DE CLASES DE RIESGOS									
CLASIFICACION DEL RIESGO										Clase I Clase II a Clase II b X Clase III									
										X									
¿EL DISPOSITIVO MÉDICO ES REUTILIZABLE?										SI NO X NO									
INFORMACION COMPLEMENTARIA																			
CAPACIDAD INSTALADA										DIAS DE INVENTARIO									
Cantidad de unidades promedio producidas por día										Para cuanto tiempo tiene reserva de seguridad 90 DIAS									
FIRMA DIRECTOR TECNICO																			
																			
FORMA DE ALMACENAMIENTO																			
SE DEBE ALMACENAR A TEMPERATURA DE 25° CELSIUS Y UNA HUMEDAD RELATIVA DE 80% RH																			