

 SISTEMAS DE FIJACIÓN ÓSEA		FICHA TECNICA TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 mm		
		Código: DE-IDI-0088-105	Fecha de publicación: 23-06-2021	Versión: 2
INFORMACIÓN BÁSICA TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 mm				
NOMBRE DEL PRODUCTO		TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 mm		
NOMBRE DEL PROPIETARIO		Industrias Médicas Sampedro S.A.S		
NOMBRE DE LA INDUSTRIA FABRICANTE		Industrias Médicas Sampedro S.A.S		
TIPO DE ACTIVIDAD		Diseño y fabricación de sistemas de fijación ósea		
PRESENTACION COMERCIAL		Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque		
CLASIFICACIÓN DE RIESGO		II B		
MATERIAL DE FABRICACIÓN		Acero inoxidable biocompatible. Norma ASTM F 138-08		
PRUEBAS Y PRECAUCIONES				
PRUEBAS DE CONTROL DE MATERIA PRIMA		Verificación de certificación del material según norma ASTM F138-08 Verificación de dimensiones y cantidades.		
PRUEBAS DE CONTROL DE PORDUCTO TERMINADO		Durante el proceso de fabricación, controles de calidad según planos e instructivos de fabricación. Control de calidad final, dimensional y de acabados según planos.		
USOS		Empleados habitualmente como sistema de fijación para la osteosíntesis en general. Puedes ser usados solos ó en para fijar placas para tornillos de 3.5mm de diámetro		
PRECAUCIONES		Nuestros implantes están diseñados para ser utilizados una sola vez, de ninguna manera deben ser reimplantados. El cirujano debe usar técnicas quirúrgicas conocidas y aceptadas, además seguir las indicaciones de nuestro personal de soporte técnico para garantizar el uso correcto del implante. Industrias Médicas Sampedro S.A.S no entrega sus productos esterilizados. Los implantes deben ser esterilizados en los contenedores de los set suministrados por Industrias Médicas Sampedro S.A.S Los implantes pueden ser esterilizados con vapor u óxido de etileno.		
DOCUMENTOS ASOCIADOS				
Planos: CPP-2365				
TORNILLOS CORTICALES AUTORROSCANTES DE 3.5mm				
Referencia	Código	Imagen	Longitud	
TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 10MM	TCA3510		10	
TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 12MM	TCA3512		12	
TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 14MM	TCA3514		14	
TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 16MM	TCA3516		16	
TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 18MM	TCA3518		18	
TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 20MM	TCA3520		20	
TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 22MM	TCA3522		22	
TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 24MM	TCA3524		24	
TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 26MM	TCA3526		26	
TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 28MM	TCA3528		28	
TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 30MM	TCA3530		30	
TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 32MM	TCA3532		32	
TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 34MM	TCA3534		34	
TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 36MM	TCA3536		36	
TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 36MM	TCA3538		38	
TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 40MM	TCA3540		40	
TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 45MM	TCA3545		45	
TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 50MM	TCA3550		50	
TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 55MM	TCA3555		55	
TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 60MM	TCA3560		60	
TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 65MM	TCA3565	65		
TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 70MM	TCA3570	70		
TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 75MM	TCA3575	75		
TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 80MM	TCA3580	80		
TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 85MM	TCA3585	85		
TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 90MM	TCA3590	90		
TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 95MM	TCA3595	95		
TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 100MM	TCA35100	100		
TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 110MM	TCA35110	110		