

**FICHA TECNICA TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 mm****Código: DE-IDI-0088-105****Fecha de publicación: 02-10-2012****Versión: 1****INFORMACIÓN BÁSICA TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 mm**

|                                          |                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>               | TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 mm                            |
| <b>NOMBRE DEL PROPIETARIO</b>            | Industrias Médicas Sampedro S.A.S                                 |
| <b>NOMBRE DE LA INDUSTRIA FABRICANTE</b> | Industrias Médicas Sampedro S.A.S                                 |
| <b>TIPO DE ACTIVIDAD</b>                 | Diseño y fabricación de sistemas de fijación ósea                 |
| <b>PRESENTACION COMERCIAL</b>            | Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque |
| <b>CLASIFICACIÓN DE RIESGO</b>           | II B                                                              |
| <b>MATERIAL DE FABRICACIÓN</b>           | Acero inoxidable biocompatible. Norma ASTM F 138-08               |

**PRUEBAS Y PRECAUCIONES**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRUEBAS DE CONTROL DE MATERIA PRIMA</b>      | Verificación de certificación del material según norma ASTM F138-08<br>Verificación de dimensiones y cantidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PRUEBAS DE CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO</b> | Durante el proceso de fabricación, controles de calidad según planos e instructivos de fabricación.<br>Control de calidad final, dimensional y de acabados según planos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>USOS</b>                                     | Empleados habitualmente como sistema de fijación para la osteosíntesis en general.<br>Pueden ser usados solos ó en para fijar placas para tornillos de 3.5mm de diámetro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PRECAUCIONES</b>                             | Nuestros implantes están diseñados para ser utilizados una sola vez, de ninguna manera deben ser reimplantados. El cirujano debe usar técnicas quirúrgicas conocidas y aceptadas, además seguir las indicaciones de nuestro personal de soporte técnico para garantizar el uso correcto del implante.<br>Industrias Médicas Sampedro S.A.S no entrega sus productos esterilizados. Los implantes deben ser esterilizados en los contenedores de los sets suministrados por Industrias Médicas Sampedro S.A.S Los implantes pueden ser esterilizados con vapor u óxido de etileno. |

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Planos: CPP-2365

TORNILLOS CORTICALES AUTORROSCANTES DE 3.5mm

| Referencia                                | Código  | Imagen                                                                              | Longitud |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 12MM | TCA3512 |  | 12       |
| TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 14MM | TCA3514 |                                                                                     | 14       |
| TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 16MM | TCA3516 |                                                                                     | 16       |
| TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 18MM | TCA3518 |                                                                                     | 18       |
| TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 20MM | TCA3520 |                                                                                     | 20       |
| TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 22MM | TCA3522 |                                                                                     | 22       |
| TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 24MM | TCA3524 |                                                                                     | 24       |
| TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 26MM | TCA3526 |                                                                                     | 26       |
| TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 28MM | TCA3528 |                                                                                     | 28       |
| TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 30MM | TCA3530 |                                                                                     | 30       |
| TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 32MM | TCA3532 |                                                                                     | 32       |
| TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 34MM | TCA3534 |                                                                                     | 34       |
| TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 36MM | TCA3536 |                                                                                     | 36       |
| TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 36MM | TCA3538 |                                                                                     | 38       |
| TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 40MM | TCA3540 |                                                                                     | 40       |
| TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 44MM | TCA3544 |                                                                                     | 44       |
| TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 45MM | TCA3545 |                                                                                     | 45       |
| TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 50MM | TCA3550 |                                                                                     | 50       |
| TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 55MM | TCA3555 |                                                                                     | 55       |
| TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 60MM | TCA3560 |                                                                                     | 60       |
| TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 65MM | TCA3565 |                                                                                     | 65       |
| TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 70MM | TCA3570 |                                                                                     | 70       |