sampedro DISTERAL DI FILACCION COLLA	FICHA TECNICA TORNILLO CEFÁLICO DE CLAVO FÉMUR PROXIMAL			
	Código: Código: DE-IDI-0088-8	Fecha de publica	ación: 02-10-2012	Versión: 1
	INFORMACIÓN BÁSICA	1		
NOMBRE DEL PRODUCTO	Tornillo Cefálico de clavo fémur proximal			
NOMBRE DEL PROPIETARIO	Industrias Médicas Sampedro S.A.S			
NOMBRE DE LA INDUSTRIA FABRICANTE	Industrias Médicas Sampedro S.A.S			
TIPO DE ACTIVIDAD	Diseño y fabricación de sistemas de fijación ósea			
PRESENTACION COMERCIAL	Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque			
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	II B			
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Ti6Al4V ELI ASTM F136-08			
	PRUEBAS Y PRECAUCIOI	NES		
PRUEBAS DE CONTROL DE MATERIA			STM F136-08	
PRIMA	Verificación de dimensiones y cantidades			
PRUEBAS DE CONTROL DE PORDUCTO TERMINADO	Durante el proceso de fabricación, controles de calidad según planos e instructivos de fabricación.			
	Control de calidad final, dimensional y de acabados según planos.			
usos	Diseñados para ser usados junto con los clavos de fémur proximal, estos tornillos transfieren la carga de la cabeza femoral al eje del clavo reduciendo la línea de la fractura.			
PRECAUCIONES	Nuestros implantes están diseñados para ser utilizados una sola vez, de ninguna manera deben ser reimplantados. El cirujano debe usar técnicas quirúrgicas conocidas y aceptadas, además seguir las indicaciones de nuestro personal de soporte técnico para garantizar el uso correcto del implante. Industrias Médicas Sampedro S.A.S no entrega sus productos estérilizados. Los implantes deben ser estérilizados en los contenedores de los set suministrados por Industrias Médicas Sampedro S.A.S Los implantes pueden ser estérilizados con vapor u óxido de etileno.			
	DOCUMENTOS ASOCIAD	06		
Planos: CPP-1614	DOCUMENTOS ASOCIAD	03		
FIGIUS. CFF-1014	DIMENSIONES GENERALES DEL	PRODUCTO		
		FRODUCIO	CODICO	LONCITUD (mm
	REFERENCIA	INANI V 100NANA	CODIGO	LONGITUD (mm
	TORN. CEFALICO FEMUR PROX TORN. CEFALICO FEMUR PROX		TCFP100 TCFP105	100
	TORN. CEFALICO FEMUR PROX		TCFP105	110
	TORN. CEFALICO FEMUR PROX		TCFP115	115
	TORN. CEFALICO FEMUR PROX		TCFP120	120
	TORN. CEFALICO FEMUR PROX		TCFP70	70
	TORN. CEFALICO FEMUR PROX		TCFP75	7:
	TORN. CEFALICO FEMUR PROX		TCFP80	80
	TORN. CEFALICO FEMUR PROX		TCFP85	8
	TORN. CEFALICO FEMUR PROX		TCFP90	90
	TORN. CEFALICO FEMUR PROX		TCFP95	9!