


	TORN. ARTRODESIS TALONAVICULAR		
	Código: DE-IDI-0088-187	Fecha de publicación: 21-04-2014	Versión: 1
INFORMACIÓN BÁSICA			
NOMBRE DEL PRODUCTO	TORN. ARTRODESIS TALONAVICULAR		
NOMBRE DEL PROPIETARIO	Industrias Médicas Sampedro S.A.S		
NOMBRE DE LA INDUSTRIA FABRICANTE	Industrias Médicas Sampedro S.A.S		
TIPO DE ACTIVIDAD	Diseño y fabricación de sistemas de fijación ósea		
PRESENTACION COMERCIAL	Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque		
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	II B		
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Acero inoxidable biocompatible. Norma ASTM F 138-08		
PRUEBAS Y PRECAUCIONES			
PRUEBAS DE CONTROL DE MATERIA PRIMA	Verificación de certificación del material según norma ASTM F 138-08 Verificación de dimensiones y cantidades.		
PRUEBAS DE CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO	Durante el proceso de fabricación, controles de calidad según planos e instructivos de fabricación. Control de calidad final, dimensional y de acabados según planos.		
USOS	Corrección del pie plano neurológico por parálisis infantil Artrodesis para artrosis postraumática de la articulación talonavicular		
PRECAUCIONES	Nuestros implantes están diseñados para ser utilizados una sola vez, de ninguna manera deben ser reimplantados. El cirujano debe usar técnicas quirúrgicas conocidas y aceptadas, además seguir las indicaciones de nuestro personal de soporte técnico para garantizar el uso correcto del implante. Industrias Médicas Sampedro S.A.S no entrega sus productos esterilizados. Los implantes deben ser esterilizados en los contenedores de los set suministrados por Industrias Médicas Sampedro S.A.S Los implantes pueden ser esterilizados con vapor u óxido de etileno.		
DOCUMENTOS ASOCIADOS			
Planos: CPP-545			
TORN. ARTRODESIS TALONAVICULAR			
Referencia	Código	Imagen	Longitud (mm)
TORN. ARTRODESIS TALONAVICULAR 40MM	TAT40		40
TORN. ARTRODESIS TALONAVICULAR 45MM	TAT45		45
TORN. ARTRODESIS TALONAVICULAR 50MM	TAT50		50
Diámetro rosca de la cabeza: 6.5mm Diámetro rosca del cuerpo: 5.0mm			