

	FICHA TECNICA TORNILLOS ANTIRROTACIONALES CLAVO DE FEMUR PROXIMAL		
	Código: Código: DE-IDI-0088-5	Fecha de publicación: 02-10-2012	Versión: 1
INFORMACIÓN BÁSICA			
NOMBRE DEL PRODUCTO	Tornillo antirrotacional clavo de fémur proximal		
NOMBRE DEL PROPIETARIO	Industrias Médicas Sampedro S.A.S		
NOMBRE DE LA INDUSTRIA FABRICANTE	Industrias Médicas Sampedro S.A.S		
TIPO DE ACTIVIDAD	Diseño y fabricación de sistemas de fijación ósea		
PRESENTACION COMERCIAL	Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque		
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	II B		
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Ti6Al4V ELI ASTM F136-08		
PRUEBAS Y PRECAUCIONES			
PRUEBAS DE CONTROL DE MATERIA PRIMA	Verificación de certificación del material según norma ASTM F136-08		
	Verificación de dimensiones y cantidades		
PRUEBAS DE CONTROL DE PORDUCTO TERMINADO	Durante el proceso de fabricación, controles de calidad según planos e instructivos de fabricación. Control de calidad final, dimensional y de acabados según planos.		
USOS	Diseñados para ser usados junto con los clavos de fémur proximal, estos tornillos entran a través del agujero mas proximal del clavo de fémur proximal, se usa con el fin de evitar la rotación de la cabeza femoral en fracturas basicervicales.		
PRECAUCIONES	Nuestros implantes están diseñados para ser utilizados una sola vez, de ninguna manera deben ser reimplantados. El cirujano debe usar técnicas quirúrgicas conocidas y aceptadas, además seguir las indicaciones de nuestro personal de soporte técnico para garantizar el uso correcto del implante. Industrias Médicas Sampedro S.A.S no entrega sus productos esterilizados. Los implantes deben ser esterilizados en los contenedores de los set suministrados por Industrias Médicas Sampedro S.A.S Los implantes pueden ser esterilizados con vapor u óxido de etileno.		
DOCUMENTOS ASOCIADOS			
Planos: CPP-2142			
DIMENSIONES GENERALES DEL PRODUCTO			
	REFERENCIA	CÓDIGO	LONGITUD
	TORN.ANTIRROTACIONAL FEMUR PROXIMAL X 50mm	TACFP50	50
	TORN.ANTIRROTACIONAL FEMUR PROXIMAL X 55mm	TACFP55	55
	TORN.ANTIRROTACIONAL FEMUR PROXIMAL X 60mm	TACFP60	60
	TORN.ANTIRROTACIONAL FEMUR PROXIMAL X 65mm	TACFP65	65
	TORN. ANTIRROTACIONAL FEMUR PROXIMAL X 70mm	TACFP70	70
	TORN. ANTIRROTACIONAL FEMUR PROXIMAL X 75mm	TACFP75	75
	TORN.ANTIRROTACIONAL FEMUR PROXIMAL X 80mm	TACFP80	80
	TORN.ANTIRROTACIONAL FEMUR PROXIMAL X 85mm	TACFP85	85
	TORN.ANTIRROTACIONAL FEMUR PROXIMAL X 90mm	TACFP90	90
	TORN.ANTIRROTACIONAL FEMUR PROXIMAL X 95mm	TACFP95	95
	TORN.ANTIRROTACIONAL FEMUR PROXIMAL X 100mm	TACFP100	100