

## TORN. FIJACION EXTERNA

Versión: 1

Código: DE-IDI-0088-182 Fecha de publicación: 17-10-2013

INFORMACIÓN BÁSICA TORN. FIJACION EXTERNA					
NOMBRE DEL PRODUCTO	TORN. FIJACION EXTERNA				
NOMBRE DEL PROPIETARIO	Industrias Médicas Sampedro S.A.S				
NOMBRE DE LA INDUSTRIA FABRICANTE	Industrias Médicas Sampedro S.A.S				
TIPO DE ACTIVIDAD	Diseño y fabricación de sistemas de fijación ósea				
PRESENTACION COMERCIAL	Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque				
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	II B				
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Acero inoxidable biocompatible. Norma ASTM F 138-08				

PRUEBAS Y PRECAUCIONES					
PRUEBAS DE CONTROL DE MATERIA PRIMA	Verificación de certificación del material según norma ASTM F138-08 Verificación de dimensiones y cantidades.				
PRUEBAS DE CONTROL DE PORDUCTO TERMINADO	Durante el proceso de fabricación, controles de calidad según planos e instructivos of fabricación.  Control de calidad final, dimensional y de acabados según planos.				
USOS	Cómo elemento de armazón de fijadores o tutores externos en la manipulación, alineación y estabilización de estructuras óseas.  Manipulación temporal de fragmentos óseos en fracturas y osteotomías de pelvis, calcáneo, entre otros.				
PRECAUCIONES	Nuestros implantes están diseñados para ser utilizados una sola vez, de ninguna manera deben ser reimplantados. El cirujano debe usar técnicas quirúrgicas conocidas y aceptadas, además seguir las indicaciones de nuestro personal de soporte técnico para garantizar el uso correcto del implante.  Industrias Médicas Sampedro S.A.S no entrega sus productos estérilizados. Los implantes deben ser estérilizados en los contenedores de los set suministrados por Industrias Médicas Sampedro S.A.S Los implantes pueden ser estérilizados con vapor u óxido de etileno.				



## TORN. FIJACION EXTERNA

Código: DE-IDI-0088-182

Fecha de publicación: 17-10-2013

Versión: 1

## **DOCUMENTOS ASOCIADOS**

**Planos:** CPP-2265, CPP-0011

TORN. FIJACION EXTERNA							
Referencia	Código	Imagen	Longitud (mm)				
TORN. FIJACION EXTERNA 2.0mm x 100mm	SC2010		100				
TORN. FIJACION EXTERNA 2.5mm x 120mm	SC2512		120				
TORN. FIJACION EXTERNA 3.0mm x 100mm	SC3010		100				
TORN. FIJACION EXTERNA 3.0mm x 120mm	SC3012		120				
TORN. FIJACION EXTERNA 3.0mm x 150mm	SC3015		150				
TORN. FIJACION EXTERNA 3.0mm x 180mm	SC3018		180				
TORN. FIJACION EXTERNA 4.0mm x 100mm	SC4010		100				
TORN. FIJACION EXTERNA 4.0mm x 120mm	SC4012		120				
TORN. FIJACION EXTERNA 4.0mm x 150mm	SC4015		150				
TORN. FIJACION EXTERNA 4.0mm x 180mm	SC4018		180				
TORN. FIJACION EXTERNA 4.0mm x 180mm R. FORCE	SC4018F		180				
TORN. FIJACION EXTERNA 4.0mm x 200mm	SC4020		200				
TORN. FIJACION EXTERNA 4.5mm x 150mm	SC4515		150				
TORN. FIJACION EXTERNA 4.5mm x 180mm	SC4518		180				
TORN. FIJACION EXTERNA 4.5mm x 180mm R. FORCE	SC4518F		180				
TORN. FIJACION EXTERNA 4.5mm x 200mm	SC4520		200				
TORN. FIJACION EXTERNA 5.0mm x 120mm	SC5012	3	120				
TORN. FIJACION EXTERNA 5.0mm x 150mm	SC5015	The state of the s	150				
TORN. FIJACION EXTERNA 5.0mm x 150mm R. CORTA	SC5015C		150				
TORN. FIJACION EXTERNA 5.0mm x 150mm R. LARGA	SC5015L		150				
TORN. FIJACION EXTERNA 5.0mm x 180mm	SC5018		150				
TORN. FIJACION EXTERNA 5.0mm x 180mm R. CORTA	SC5018C		180				
TORN. FIJACION EXTERNA 5.0mm x 180mm R. FORCE	SC5018F		180				
TORN. FIJACION EXTERNA 5.0mm x 200mm	SC5020		180				
TORN. FIJACION EXTERNA 5.0mm x 230mm	SC5023	1	230				
TORN. FIJACION EXTERNA 5.0mm x 250mm	SC5025	_	250				

compodro	TORN. FIJACION EXTERNA				
Sampedro	Código: DE-IDI-0088-182		Fecha de publicación: 17-10-2013	Versión: 1	
TORN. FIJACION EXTERNA 6.0mm x 120mm	SC6012			120	
TORN. FIJACION EXTERNA 6.0mm x 150mm	SC6015	]		150	
TORN. FIJACION EXTERNA 6.0mm x 180mm	SC6018	]		180	
TORN. FIJACION EXTERNA 6.0mm x 180mm R. FORCE	SC6018F	1		180	
TORN. FIJACION EXTERNA 6.0mm x 190mm	SC6019	1		190	
TORN. FIJACION EXTERNA 6.0mm x 200mm	SC6020			200	
TORN. FIJACION EXTERNA 6.0mm x 220mm	SC6022	]		220	
TORN. FIJACION EXTERNA 6.0mm x 240mm	SC6024	1		240	
ORN. FIJACION EXTERNA 6.0mm x 300mm	SC6030	1		300	
ORN. FIJACION EXTERNA 4.0mm x 120mm R. CONICA	SCC4012	1		120	
ORN. FIJACION EXTERNA 4.0mm x 150mm R. CONICA	SCC4015	1		150	
ORN. FIJACION EXTERNA 4.0mm x 180mm R. CONICA	SCC4018			180	
ORN. FIJACION EXTERNA 4.5mm x 180mm R. CONICA	SCC4518			180	
ORN. FIJACION EXTERNA 4.5mm x 180mm R. CONICA P.R	SCC4518R			180	
ORN. FIJACION EXTERNA 4.5mmx180mm R CON PR F	SCC4518RF	1		180	
ORN. FIJACION EXTERNA 4.5mm x 200mm R. CONICA	SCC4520			200	
ORN. FIJACION EXTERNA 4.5mm x 200mm R. CONICA FO	SCC4520F			200	
ORN. FIJACION EXTERNA 4.5mm x 200mm R. CONICA RO	SCC4520R			200	
ORN. FIJACION EXTERNA 4.5mmx200mm R CON PTA R FO	SCC4520RF			200	
ORN. FIJACION EXTERNA 5.0mm x 150mm R. CONICA	SCC5015			150	
ORN. FIJACION EXTERNA 5.0mm x 150mm R. CORTA	SCC5015C		3	150	
ORN. FIJACION EXTERNA 5.0mm x 150mm R. LARGA	SCC5015L	A. C.		150	
ORN. FIJACION EXTERNA 5.0mm x 180mm R. CONICA	SCC5018	Mar		180	
ORN. FIJACION EXTERNA 5.0mm x 180mm R. CORTA	SCC5018C	ATT.		180	
ORN. FIJACION EXTERNA 5.0mm x 230mm R. CONICA	SCC5023	Th.		230	
ORN. FIJACION EXTERNA 6.0mm x 180mm R. CONICA	SCC6018	100		180	
TORN. FIJACION EXTERNA 5.0mm x 150mm R. ESPONJ.	SCE5015			150	