

**TORN. CIERRE CLAVOS FEMUR Y TIBIA****Código: DE-IDI-0088-189****Fecha de publicación: 20-08-2014****Versión: 1****INFORMACIÓN BÁSICA**

NOMBRE DEL PRODUCTO	TORN. CIERRE CLAVOS FEMUR Y TIBIA
NOMBRE DEL PROPIETARIO	Industrias Médicas Sampedro S.A.S
NOMBRE DE LA INDUSTRIA FABRICANTE	Industrias Médicas Sampedro S.A.S
TIPO DE ACTIVIDAD	Diseño y fabricación de sistemas de fijación ósea
PRESENTACION COMERCIAL	Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	II B
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Acero inoxidable biocompatible. Norma ASTM F 138-08

PRUEBAS Y PRECAUCIONES

PRUEBAS DE CONTROL DE MATERIA PRIMA	Verificación de certificación del material según norma ASTM F 138-08 Verificación de dimensiones y cantidades.
PRUEBAS DE CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO	Durante el proceso de fabricación, controles de calidad según planos e instructivos de fabricación. Control de calidad final, dimensional y de acabados según planos.
USOS	Diseñados para ser usados junto con los clavos de fémur y tibia, estos tornillos previenen el crecimiento del tejido dentro del clavo, facilitando su extracción. Además si el clavo queda muy profundo pueden ser usados para extender su longitud.
PRECAUCIONES	Nuestros implantes están diseñados para ser utilizados una sola vez, de ninguna manera deben ser reimplantados. El cirujano debe usar técnicas quirúrgicas conocidas y aceptadas, además seguir las indicaciones de nuestro personal de soporte técnico para garantizar el uso correcto del implante. Industrias Médicas Sampedro S.A.S no entrega sus productos esterilizados. Los implantes deben ser esterilizados en los contenedores de los sets suministrados por Industrias Médicas Sampedro S.A.S Los implantes pueden ser esterilizados con vapor u óxido de etileno.



TORN. CIERRE CLAVOS FEMUR Y TIBIA

Código: DE-IDI-0088-189

Fecha de publicación: 20-08-2014

Versión: 1

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Planos: CPP-0084

TORN. CIERRE CLAVOS FEMUR Y TIBIA

Referencia	Código	Imagen	Longitud extensión (mm)
TORN. CIERRE CLAVOS FEMUR Y TIBIA	TC		0mm
TORN. CIERRE CLAVOS FEMUR Y TIBIA 5MM	TCFT05		5mm
TORN. CIERRE CLAVOS FEMUR Y TIBIA 10MM	TCFT10		10mm