

GORROS TIPO ORUGA

Nuestros gorros tipo Oruga evitan la contaminación cruzada entre el personal y las áreas clínicas o de fabricación de sectores como:

Hospitalario
Laboratorios
Industria de Alimentos
Empresas fabricantes de Dispositivos Médicos Veterinarias



LÍNEA MÉDICO QUIRÚRGICA

COMPOSICIÓN

Tela No tejida 100% polipropileno de 15 gramos mediante tecnología Spunbound.
Dimensión: 19 Pulgadas equivalentes a 48.26 cm.
Tolerancia: +/- 1 Pulgada equivalentes a 2.54 cm
No Esteril

COLORES: Azul, Blanco, Negro, Rosado, Verde

EMPAQUE

UNIDADES POR BOLSA: 100 Unidades
UNIDADES POR CAJA MASTER: 2000 Unidades.
Empacadas en 20 bolsas por 100 unidades.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Tome un gorro tipo oruga y retírelo de la bolsa.
2. Separe los pliegues del gorro, estire y colóquelo en la cabeza.
3. Un solo uso. Cambie de gorro tipo oruga si ya fue utilizado.
4. Dar disposición final acorde a las normas de cada empresa.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Almacenar en un lugar bien ventilado y sin humedad.
Evite las altas temperaturas y la exposición al fuego.

Almacene sobre estibas.