



LMi
medica instruments

**MÁSCARA DE NO RE-INHALACIÓN
CON RESERVORIO | ADULTO**

REF LM-86-106
LOT 20210618050

Fecha de fabricación: 2021-08-17
Fecha de vencimiento: 2024-08-17

Contiene: Uno (1)
Destinado para uso con oxígeno

Precaución:

- Para obtener un mayor rendimiento, use dentro de los 3 años posteriores a la fecha de fabricación.
- Almacenar lejos del calor y de la luz.
- El dispositivo es de uso único por paciente. La reutilización puede causar infección.

Instrucciones de Uso:

1. Asegure la máscara al contorno de la cara y a la nariz mediante el clip de aluminio.
2. Ajuste la correa.
3. Conecte la máscara a la fuente de oxígeno.
4. Verifique que la bolsa de reservorio se llene completamente.
5. Si el dispositivo presenta alguna falla, reemplácelo inmediatamente.

Registro INVIMA: 2016DM-0015085
www.lmi-instruments.com.co

Manufactured by:
ASINER Co., Ltd
Shanghai District
Shanghai City 2018, Taiwan