

ENDOPRÓTESIS ZENITH T-BRANCH

CARACTERÍSTICAS

Dispositivo endovascular cilíndrico que posee cuatro ramas, elaborado en poliéster tejido cosido a stents Cook-Z autoexpandibles de acero inoxidable con hilo de sutura de poliéster trenzado y polipropileno monofilamento con marcadores radiopacos de oro en sus extremos proximal, distal y en cada una de sus ramas. También posee púas para la fijación de la endoprótesis en el extremo proximal.

COMPOSICIÓN

Diseñada para el flujo ininterrumpido a los vasos viscerales. Las ramas permiten el flujo vascular ininterrumpido a los vasos viscerales de la aorta. La endoprótesis T-Branch está diseñada para usarse en conjunto con otras endoprótesis torácicas, distales o de ramas ilíacas.)



INDICACIONES

Diseñada para la reparación de aneurismas aórticos abdominales infrarrenales en pacientes de alto riesgo que no pueden ser sometidos a cirugía abierta u otras endoprótesis Zenith estándar, cuando el aneurisma se ha extendido hasta las arterias renales.

INSTRUCCIONES DE USO

Producto diseñado para que lo utilicen médicos con formación y experiencia en técnicas diagnósticas e intervencionistas.

PRECAUCIÓN

- Las endoprótesis vasculares deben ser utilizadas con una previa evaluación de factores de riesgo/beneficio para el paciente. Con consentimiento previo del paciente.
- No utilice el dispositivo si el envase está abierto o dañado cuando lo recibe.
- No utilice si detecta alguna anomalía que pudiese impedir el funcionamiento correcto.
- No utilice el dispositivo si la fecha de vencimiento ha expirado.

DATOS ADICIONALES

Vida Útil: Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación.

Clasificación de Riesgo: III

Registro Sanitario: 2014DM-0012485

Vigencia: 27 de enero 2025

Fabricante: WILLIAM COOK EUROPE SPA

TABLA DE REFERENCIA	
Descripción	Referencia
ENDOPRÓTESIS ZENITH T-BRANCH (T-BRANCH)	TBRANCH-34-18-202

PRESENTACIÓN

El producto se suministra esterilizado con óxido de etileno en envases^[1] de apertura pelable. Producto indicado para un solo uso. El producto se mantendrá estéril si el envase no está abierto y no ha sufrido ningún daño. No utilice el producto si no está seguro de que esté estéril. Se entrega en una caja sellada, garantizando su esterilidad y con un soporte de polietileno rígido que los preserva de malformación. Destinado para un solo uso.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco, seco y oscuro. Evitar una exposición prolongada a la luz. Controlar condiciones macroambientales del área de almacenamiento: temperatura y humedad relativa.