


HILOS GUÍA ROCAWIRE - CABLES GUÍA - ROCAMED ROWRxxxxST

CARACTERÍSTICAS

Las guías de RocaWire son estériles y están diseñadas para un solo uso. Con punta radiopaca llena de bario, mejora la visualización fluoroscópica

COMPOSICIÓN

ROWR Poliamida de nitinol
Las guías RocaWire facilitan los pasajes más allá de las obstrucciones y negocia la tortuosa anatomía.



Indicaciones

Diseñado con el patrón de rayas azul y amarillo para proporcionar una visualización endoscópica clara del movimiento del alambre, son dispositivos médicos diseñados para facilitar el posicionamiento de dispositivos durante los procedimientos endourológicos.

Referencias

ROWR3500ST - RocaWire Rio Tracer™ - Dual Flexible ø 0,035 inch 150cm

ROWR3501ST - RocaWire Rio Tracer™ - Angled/Straight Dual Flexible ø0.035 inch 150cm

ROWR3502ST- RocaWire Rio Tracer™ - ø0.035 inch 150 cm

Rio Tracer Nitinol &&			
Referencia	Ø (Pulgadas)	Longitud (cm)	3 cm tip
ROWR3500ST	0,035	150	Doble flexible e hidrófilo
ROWR3501ST			Doble Flexible, recto / angulado e hidrófilico
ROWR3502ST			Flexible e hidrófilico

Manufacturado por

ROCAMED France - Z.I de Signes -Allée de Stockholm - 83870 Signes - France

DATOS ADICIONALES

Vida Útil: 36 Meses

Fabricante: ROCAMED

Clasificación de Riesgo: IIa

Certificaciones: FDA

Vigencia: 19 Noviembre 2022

REFERENCIAS	DESCRIPCION	REGISTRO INVIMA
ROWR3500ST ROWR3501ST ROWR3502ST	HILOS GUÍA ROCAWIRE Y ACCESORIOS - CABLES GUÍA - ROCAMED	2012DM-0009292

PRESENTACIÓN

Embalaje

ROWRxxxST

Ø Escargot / Tubo (170 mm) - Bolsa estéril (250x400 mm)

10 unidades por caja (425x265x65mm) 6 cajas por cada empaque (425x265x404mm)

Esterilización

Óxido de etileno

El producto se suministra esterilizado con óxido de etileno en envases de apertura pelable. Producto indicado para un solo uso. El producto se mantendrá estéril si el envase no está abierto y no ha sufrido ningún daño. No utilice el producto si no está seguro de que esté estéril.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en lugar fresco, seco y oscuro. Evitar una exposición prolongada a la luz. Controlar condiciones macroambientales del área de almacenamiento: temperatura y humedad relativa.